

JAY[®] イージー

｜ シンプルで効果的なシーティング ｜



失禁対策用カバー



形状のついた
ソフトフォームベース



JAY フルイド
トライパッド

JAY イージークッションは、アクティブユーザーのための
皮膚の保護と姿勢の安定性を提供します。

主要な構成物：

- オープンセル（連続気泡）フォーム（安定性を促す）
- JAY フルイド（皮膚の保護）

対象者：

- 側彎が無い方、または軽度の側彎がある方で、ある程度の姿勢保持が必要な方
- 床ずれの方、床ずれの危険性が中程度～高リスクの方、ご自分で除圧が出来る方

特徴：

- JAY フルイドトライパッド - 坐骨を最大 3cm まで沈み込ませます
- 側面と前方が安定する形状のついたベースフォーム
- ソリッドまたはスリングシート用に、ベースは平らもしくは傾斜付きから選択
- JAY フローフルイドトライパッド設計とウェル内の仙骨カットアウトが尾骨を守ります

仕様	
皮膚の完全性の保護（最大スコア 5）	3
ずれ防止（最大スコア 5）	4
安定性（最大スコア 5）	4
ポジショニング（最大スコア 5）	3
長時間の座位に対する耐性（最大スコア 5）	5
耐荷重	113kg
重量（最小）	1.8kg
重量（最大）	6kg
クッション種類	連続気泡フォーム+フルイド
カバー種類	失禁対策用（標準） またはエアエクスチェンジ
幅&奥行	12"～24"（30～61cm）
高さ 前方&後方	6cm
保証期間	ベース 2 年、カバー 6 か月



フルイドパッドに座った状態

価格：
38,000 円（税抜）～



サンライズメディカルジャパン株式会社 Sunrise Medical Japan Co., Ltd.
〒349-1145 埼玉県加須市間口 456 番地 1 TEL:0480-31-6480 FAX:0480-31-6481
E-mail:info@sunrisemedical.jp Web:http://sunrisemedical-japan.jp/