

JAY[®]

フュージョン

FUSION[™] クッション

- ≡ 快適さに加えて、あなたが求める
全ての圧の緩和とポジショニングに




JAY® FUSION™ クッション

≡ JAY フュージョン クッションは、皮膚の保護のために設計された調整可能なクッションです。ウェル部分は、快適性、安定性、サポート力が高い Jay フローフルイド または ROHO ドライ FLOATATION™ エアインサートから選べます。


シンプルな適合と注文

- ・人体計測データとクッションの幅に基づいたウェルサイズ
- ・ウェルは、エア または フルイドパッドから選択
- ・最小サイズは 14" からと様々なサイズをご用意
- ・スマート パーツ ナンバーで簡単にご注文頂けます



革新的な設計技術

- ・快適性を確保しながらポジショニングを提供する多層レイヤーベース
- ・クッション表面全体を通して、上層のソフトベースフォームとウェルが快適かつ効果的にユーザーにフィットします
- ・Aquaguard™ (アクアガード) 耐湿性ジッパー付き失禁対策用 内カバー
- ・X-static® (X-スタティック) 抗菌性 外カバーがバクテリアの繁殖を防ぎ、それに伴う臭いも防ぎます



JAY クッション商品ラインの補足

- ・快適性を提供する一方で、ベースの形と素材が安定性を促し姿勢をサポートします
- ・十分に圧を緩和するフルイド インサート または エアインサートから選べます
- ・JAY フュージョンは 圧の緩和と姿勢サポートの良いバランスを提供します



≡ JAY

仕様	
皮膚の完全性の保護 (最大スコア 5)	4
ずれ防止 (最大スコア 5)	5
安定性 (最大スコア 5)	5
ポジショニング (最大スコア 5)	5
長時間の座位に対する耐性 (最大スコア 5)	4.5
耐荷重	136 kg (14" ~ 21" 幅) 225 kg (22" ~ 24" 幅)
重量	2.4 kg (16"x 18"フルイドインサート) 1.55 kg (16"x 18"エアインサート)
クッション幅	12" ~ 24" (36 ~ 61cm)
クッション奥行	10" ~ 24" (25 ~ 61cm)
クッション高さ	4" (10.2cm)
外カバー	X-static® (エックス - スタティック)
保証期間	ベース 2年、カバー 6か月

価格 : 58,000 円 (税抜) ~



サンライズメディカルジャパン株式会社 Sunrise Medical Japan Co.,Ltd.
〒349-1145 埼玉県加須市間口 456 番地 1 TEL:0480-31-6480 FAX:0480-31-6481
E-mail:info@sunrisemedical.jp Web:http://sunrisemedical-japan.jp/