

Q100 R



CE

基本価格： **¥470,000~**

スペック

車いす重量： 90kg（バッテリーなし： 64kg）	駆動： 後輪駆動
耐荷重： 125kg	モーター： 200W
ベースサイズ： 幅540mm×長さ1m	走行距離： 31km ※使用状況・環境により異なります
回転半径： 0.8m	最高速度： 6km/h
最低地上高： 90mm	後輪径： 12インチ
シート幅： 430~500mm	前輪径： 8インチ
シート奥行： 410~510mm	充電器： 8A
シート高さ： 470mm（クッションなし）	バッテリー： 55Ah
シート角度： 0°、3°、6°	コントローラー： VR2 60A(RN)
バックレスト角度： 90°、94°、98°、102°	アクセントカラー： レッド、グリーン、ブルー（装飾キット）
シートクッション： 50mm	

※ この電動車いすは公道以外で行われるスポーツ、競技を除き、道路交通法上は歩行者として扱われます。（最高速度6km/h）

依頼内容

注文 見積

注文者情報

代理店名： _____

電話番号： _____ (_____)

住所： 〒 _____

Eメール： _____

注文情報

発注番号： _____

発注日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

Art.No. : 2600100

顧客情報

顧客名： _____ (氏) _____ (名)
(ローマ字)

身長： _____ mm

体重： _____ kg

※本製品の耐荷重：125kg

障がい名： _____
 (任意)

障害レベル： _____
 (任意)

基本価格：

¥470,000～

Q100電動車いす

2600100 Q100R (サスペンション、充電器、転倒防止、車載固定装置を含む)

アクセントカラー

- 22609050-001 レッド (RAL 040 40 67)
- 22609050-002 グリーン (RAL 110 70 77)
- 22609050-003 ブルー (RAL 260 40 45)



オプション

価格

<input type="checkbox"/>	22609020	高さ調整キット (+30mm)	¥10,000
<input type="checkbox"/>	22609005	幅縮小キット (38cm)	¥13,000
<input type="checkbox"/>	22602030-002	38cmクッション	¥6,500
<input type="checkbox"/>	22609030	ノブキャンバーキット (代理店取付)	¥15,000



サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480 FAX : 0480-31-6481

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp

