



ACCOUNT INFORMATION 注文者情報

サンライズ メディカル ジャパン 記入欄

Dealer Contact Name 代理店担当者:	_____ 様	Bill to (Name):	Sunrise Medical Japan
Email Address メールアドレス:	_____	Bill to (Location):	455-1 Makuchi, Kazo city, Saitama, 349-1145, Japan
Phone Number 電話番号:	_____	Ship to (Name):	Sunrise Medical Japan
Fax Number FAX番号:	_____	Address:	_____
User Name or Number 顧客名(アルファベット):	_____ 様	City:	_____
User Weight 顧客体重:	_____	State:	_____
User Height 顧客身長:	_____	Zip Code:	_____
Seat Cushion Thickness クッション厚み:	_____	P.O. # or Quote:	_____
Knee to Heel Length 下腿長:	Left 左: _____ " インチ Right 右: _____ " インチ		
Seat to Top of Scapula シートから肩甲骨上部まで:	_____		

QUICKIE XPLORE 2- REAR-WHEEL DRIVE POWER WHEELCHAIR Quickie エクスプローラー - 後輪駆動電動車いす

<input type="checkbox"/>	XPLOREPSTD2	Xplore™ For Power Seating Options エクスプローラー 電動シーティングオプション用	¥	750,000
<input type="checkbox"/>	ATR	Xplore Power Wheelchair (For Soccer Package) エクスプローラー電動車いす(サッカー用パッケージ)	¥	750,000

USER WEIGHT PACKAGE 荷重パッケージ

<input type="checkbox"/>	WCA3	300 lb (136 kg) Maximum user weight capacity 耐荷重136kgまで		STD 標準
--------------------------	------	---	--	--------

MOTOR OPTIONS モーター オプション

6 kph speed set up	速度設定 6km/h	NC 無料
--------------------	------------	-------

STANDARD FRAME COLORS 標準フレームカラー

<input type="checkbox"/>	FCBLK	Black 黒
<input type="checkbox"/>	FCCBU	Blue Pearl ブルーパール
<input type="checkbox"/>	FCCRE	Red Pearl レッドパール
<input type="checkbox"/>	FCBAO	Black Opal Metallic ブラックオパールメタリック
<input type="checkbox"/>	FCGMC	Gun Metal (Charcoal Grey) ガンメタル(チャコールグレー)
<input type="checkbox"/>	FCSVM	Silver Metallic シルバーメタリック
<input type="checkbox"/>	FCSBM	Stealth Black Matte ステルスブラック マット
<input type="checkbox"/>	FCMWT new 新色	Matte White マットホワイト

OPTIONAL FRAME COLORS カスタム フレームカラー

FCMYG	Military Green ミリタリーグリーン		
FCBOR	Burnt Orange Metallic バーント オレンジ メタリック		
FCMPL	Midnight Purple ミッドナイト パープル		
FCRZB	Razzeberry ラズベリー		
FCOPM	Orange Pearl Metallic オレンジ パール メタリック		
FCMYT	Military Tan ミリタリータン		
FCPKP	Pink Pearl ピンク パール		
FCHDD 1	DesertDigitalCamoHydroGrap 砂漠のデジタル迷彩ハイドログラフィック	¥	70,000
FCHWL 1	WoodlandCamoHydroGraphic 森林迷彩ハイドログラフィック	¥	70,000
CUSTOM 1	CarbonFiberHydroGraphic カーボンファイバー ハイドログラフィック (マットブラックベース)	¥	70,000

Note 1 Includes matching accessories with the Hydro Graphics option. The matching accessories option not required with these colours. ハイドログラフィックを選択された場合 シュラウドと同色アクセサリ オプションが無料で含まれていますので、別途同色アクセサリを注文する必要はありません。  
 注1

MATCHING ACCESSORIES TO THE SHROUD COLOR シュラウドと同色アクセサリ

<input type="checkbox"/>	FC***-M	MatchingAccessories&ShroudColor(Wheels,front access door&headrest mount if selected) シュラウドと同色アクセサリ(ホイール、フロントアクセドア、ヘッドレストマウント(選択時のみ))	¥	20,000
--------------------------	---------	--	---	--------

ASSISTIVE DRIVING PACKAGE 走行補助パッケージ

<input type="checkbox"/>	INTELLIDR	1, 2 Intelli-Drive インテリ-ドライブ	¥	170,000
		Note 1 Intelli-Drive tech provides increased tracking capabilities w/ enhanced traction&steering precision. インテリ-ドライブ テクノロジーは強化された けん引力と操縦精度で高度な走行を可能にします。 Note 2 注2 This is ideal for those with marginal hand function or switch control. 手の機能が弱い方やスイッチコントロールに適しています。 Note 2 注2 Requires the R-net PM 120 Amp Expandable Controller (ECR120) R-net 120Amp拡張型コントローラー(=ECR120)が必要です。		

TRANSPORT OPTION 車載固定用オプション

<input type="checkbox"/>	TTD4	3 4-Point wheelchair transport brackets 4点留め 車載固定用フック	N/C 無料
		Note 3 注3 4-Point wheelchair transport brackets have not yet received WC-19 crash-testing approval. 4点留め車載固定用フックはWC-19の衝撃試験の承認がまだおいていません。 Use these transport brackets only to secure an unoccupied wheelchair during transport. このフックは、人が乗っていない車いすを車載時に固定するためのものです。	

BATTERY TRAY AND FRAME SIZE (TYPE) バッテリートレイ & フレーム サイズ(種類)

<input type="checkbox"/>	FS22B	Battery Tray for Group 22NF Batteries (Total base width = 24") The 23 3/8" frame is not compatible with most of the Center Mount options バッテリー-22NF用トレイ(全幅=60cm)	STD 標準
<input type="checkbox"/>	FS24B	Battery Tray for Group 24 Batteries (Total base width = 25 3/8") 25 3/8"フレームは殆どのセンターマウントオプションに適用しません。 バッテリー-24用トレイ(全幅=64.45cm)	N/C 無料

Front Caster Arms フロントキャスターアーム  Flared out (STD) 外側斜め(標準)  Straight (Optional - Not available with the power Center Mount (ADDPF and ADPPFHD) ストレート(電動センターマウント不可(ADDPF&ADPPFHD))

BATTERIES バッテリー

<input type="checkbox"/>	BAT22NFGE	Gel Batteries - Group 22NF (Pair - On chair) ゲルバッテリー - グループ 22NF (左右一組 - 車いす装備), 50 amps	¥	40,000
	BAT22NFAGM	AGM バッテリー, Group 22, 55 amps	¥	40,000
<input type="checkbox"/>	BAT24GEL	Gel Batteries - Group 24 (Pair - On chair) ゲルバッテリー - グループ24 (左右一組 - 車いす装備) 50 amps	¥	50,000
	BAT24NFAGM	AGM バッテリー, Group 24, 55 amps	¥	50,000

BATTERY CHARGER 充電器

<input type="checkbox"/>	BCOB	Offboard Battery Charger 充電器	N/C 無料
--------------------------	------	------------------------------	--------

DRIVE WHEEL 後輪ホイール: ブラック色

<input type="checkbox"/>	DW14PT	14" Cast Wheel Pneumatic Tire 14" キャスターホイール空気入りタイヤ	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	DW14PI	14" Cast Wheel Pneumatic with Flat-Free inserts 14"キャスターホイール ノーパンクタイヤ	20,000
<input type="checkbox"/>	DW144PT	4, 6 14" x 4" Extra Wide Cast Wheel Pneumatic Tire 14"x4"幅広キャスターホイール 空気入りタイヤ	20,000
<input type="checkbox"/>	DW144PI	4, 6 14" x 4" Extra Wide Cast Wheel Pneumatic with Flat-Free inserts 14"x4"幅広キャスターホイール ノーパンクタイヤ	20,000
<input type="checkbox"/>	DW12PT	5 12 1/2" x 2.25" Cast Wheel Pneumatic Tire 12 1/2" x 2.25" キャスターホイール 空気入りタイヤ	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	DW12PI	5 12 1/2" x 2.25" Cast Wheel Pneumatic with Flat-Free inserts 12 1/2" x 2.25" キャスターホイール ノーパンクタイヤ	20,000

Note 4 注4 The 14" x 4" Extra Wide Wheel increases the overall width of the Base by 2.5" 14"x4"幅広ホイール使用の場合、全幅が6.35cm広くなります。  
 Match Wheels&Shroud Color (FC...-M) is NA w/ the 14" x 4" Extra Wide wheels 14"x4"幅広ホイールは、ホイールをシュラウドと同色にするオプション(FC...-M)は不可です。  
 Note 5 注5 12 1/2" Drive wheels reduce overall STFH by 1/4", lowers ground clearance & speed, but increases motor torque 12 1/2"ホイールは路面高が1.9cm低くなり、スピードが落ちますがトルクは上がります。  
 Note 6 注6 The 14" x 4" option is not available with VR2 electronics (ECV902A) 14"x4"ホイールとVR2コントローラー (ECV902A)は使用不可です。

FRONT CASTERS フロントキャスター:ブラック色

<input type="checkbox"/>	FC6SR	6" Solid Castors (only in combination with 12.5" wheels)	6" ソリッドキャスター(12.5"ホイールとの組み合わせのみ可)	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	FC8PTR	8" Pneumatic Casters	8" 空気入りキャスター	STD 標準
<input type="checkbox"/>	FC8PIR	8" Pneumatic Casters with Flat-Free inserts	8" ノーパンクキャスター	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	FC9PT	9" Pneumatic Casters	9" 空気入りキャスター	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	FC9PI	9" Pneumatic Casters with Flat-Free inserts	9" ノーパンクキャスター	N/C 無料

Note 7 注7 9" front casters increases seat to floor height by 1/2". 9" casters are NOT compatible w/12 1/2" Drive wheel configuration (DW12PT and DW12PI) and many front rigging options  
9" フロントキャスターは座面高が1.27cm高くなります。9"キャスターと12 1/2"ホイール(DW12PT&DW12PI)、多くのフットサポートと併用不可。

SEAT TO FLOOR HEIGHT (Approximate measurement to the top of seat pan ± 1/4") (AROUND 40 MM HIGHER ON PEDIATRIC SIZES) 座面高 (シートパン上都要までおよそ ±0.63cm) (小児サイズは約40mm高いです)

Options for a Seat Only シートのみ用オプション		Options for a Power Tilt or a STD Power Elevating Seat 電動ティルト又は標準電動リフトシート用 オプション	
<input type="checkbox"/>	STFH1525	15 1/4" (0° only) 38.73cm 座角度0° のみ	STFH1575 15 3/4" (Seat angle of 0° only) 40.01cm 座角度0° のみ
<input type="checkbox"/>	STFH16	16" (0° only) 40.64cm 座角度0° のみ	STFH165 16 1/2" (Seat angle of 0° only) 41.91cm 座角度0° のみ
<input type="checkbox"/>	STFH17	17" (0°,3°) 43.18cm 座角度0°、3°	STFH175 17 1/2" (Seat angle of 0° only) 44.45cm 座角度0° のみ
<input type="checkbox"/>	STFH18	18" (0°,3°) 45.72cm 座角度0°、3°	STFH18 18" (Possible Seat angle of 0° only) 45.72cm 座角度0° のみ
<input type="checkbox"/>	STFH19	19" (0°,3°,6°) 48.26cm 座角度0°、3°、6°	STFH185 18 1/2" (Seat angle of 0° only) 46.99cm 座角度0° のみ
<input type="checkbox"/>	STFH20	20" (0°,3°,6°,9°) 50.8cm 座角度0°、3°、6°、9°	STFH19 19" (Possible Seat angle of 0° only) 48.26cm 座角度0° のみ

Options for a Combo - Power Tilt with a STD Power Elevating Seat  
標準電動リフト付き電動ティルト用オプション

STFH1775 17 3/4" (Seat angle of 0° only) 45.08cm 座角度0° のみ  
STFH185 18 1/2" (Seat angle of 0° only) 46.99cm 座角度0° のみ

Specific STFH requirement other than std. 標準以外の座面高ご希望の場合下記に記載  
upcharges may apply. Required at: (± 1/4" Range) 有償の場合有: インチ (±1/4")

Note 8 注8 Requires the 12 1/2" Drive wheels (DW12PT or DW12PI). This lowers ground clearance and speed, but increases motor torque, footrest also. 12 1/2"ホイールのみ  
(DW12PT&DW12PI)座面が低くなり、速度が遅くなりますがモータートルクは上がります。フットレストも同様です。

Note 8a 注8a Heavy Duty Swing-Away footrests (SOAAF) are not available with this seat to floor height 高耐久スイングアウェイフットレスト(SOAAF)はこの座面高では使えません。

Note 9 注9 Heavy-Duty 11" Power Elevating Seat increases STFH by approximately 1 1/2" (ADDPESXHD) 高耐久11"電動リフトはおよそ3.81cm座面が高くなります(ADDPESXHD)。

PRE-SET SEAT FRAME ANGLE シートフレーム角度 初期設定値

<input type="checkbox"/>	SFE-0	0° Pre-set seat frame seat angle (Must be selected if using power options)	シートフレーム角度 0° (電動オプション選択時必ず選択)	STD 標準
<input type="checkbox"/>	SFE-3	3° Pre-set seat frame seat angle (Only available w/ seat configuration without power options)	シートフレーム角度 3° (電動シーティングなしのみ可)	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	SFE-6	6° Pre-set seat frame seat angle (Only available with a seat configuration without power options)	シートフレーム角度 6° (電動シーティングなしのみ可)	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	SFE-9	9° Pre-set seat frame seat angle (Only available with a seat configuration without power options)	シートフレーム角度 9° (電動シーティングなしのみ可)	N/C 無料

LIGHTING PACKAGE ライトパッケージ

<input type="checkbox"/>	EOLP	10 LED Light Package (Incls front beams, side flashers, rear tail light with flashers, brake light)	LEDライトパッケージ (フロントビーム、サイドウインカー、後部フラッシュテールライト、ブレーキランプ)	¥ 90,000
--------------------------	------	---	--	----------

Note 10 注10 Requires the upgraded Joystick with Light Operation or the OMNI (ECVJ6KL, ECELJL, ECRJCL, ECRJCTPL or EDIB). The light package not compatible with EP  
注10 ライト操作可能なアップグレードされたジョイスティックもしくはオムニが必要 (ECVJ6KL, ECELJL, ECRJCL, ECRJCTPL, EDIB)。ライトパッケージはEPSELと併用不可。

NON-EXPANDABLE ELECTRONICS - PG DRIVES VR 2 CONTROLLER AND JOYSTICKS 拡張なし - PGドライブ VR2コントローラー & ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	ECV902A	VR2 90 Amp Drive Controller	VR2 90 Amp ドライブコントローラー	STD 標準
<input type="checkbox"/>	ECVJ4K	VR2 Standard 4-Key Joystick	VR2 スタンダード4キージョイスティック	STD 標準
<input type="checkbox"/>	ECVJ6K	VR2 6-Key Joystick (Allows for single power option to operate through this joystick)	VR2 6キージョイスティック (電動機能1つまでジョイスティックで操作可能)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	ECVJ9KL	VR2 9-Key Joystick w/Light Operation (Allows single power function to operate the joystick)	VR2 9キージョイスティック ライト操作付 (電動機能1つまでジョイスティックで操作可能)	NC 無料

Note 11 注11 Requires the VR2 90A Drive Control (ECV902A). VR 2 electronics can only accommodate a single power seat function: tilt or lift.  
VR2 90Aコントローラー(ECV902A)必要。VR2はティルトまたはリフトの電動シート機能1つまで操作可能。

EXPANDABLE ELECTRONICS - PG DRIVES RNET CONTROLLERS 拡張型電子機器 - PGドライブ社製 R-net コントローラー

<input type="checkbox"/>	ECEL90	R-net EL 90 Amp Expandable Controller	R-net EL 90A 拡張型コントローラー	NC 無料
<input type="checkbox"/>	ECR120	R-net PM 120 Amp Expandable Controller	R-net PM 120A 拡張型コントローラー	¥ 90,000
<input type="checkbox"/>	ECRNH	12 Harness for Expandable Controller (not required with EPSEL option)	拡張型コントローラー用ハーネス(EPSELオプション不要)	N/C 無料

Note 12 注12 Must be ordered with the expandable controller ECEL90 or ECR120 to interface with Joystick or OMNI screen.  
注12 ジョイスティックやオムニとのインターフェースになるため、拡張型コントローラー ECEL90 または ECR120 の注文必須。

EXPANDABLE ELECTRONICS - PG DRIVES RNET JOYSTICKS 拡張型コントローラー - PGドライブ社製 R-net ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	ECO	Omit joystick (for use with an Omni Display)	ジョイスティックなし(オムニディスプレイと一緒に使用するため)	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	ECELJ	13 R-net EL LED Multiple Drive Joystick	R-net EL LED マルチドライブ ジョイスティック	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	ECRJCL	13 R-net Multiple Drive Standard Joystick with Color screen	R-net マルチドライブ スタンダード ジョイスティック カラーモニター付き	¥ 15,000
<b>JOYSTICKS WITH LIGHTING OPERATION OR SWITCHES ライト操作付ジョイスティック または スイッチ</b>				
<input type="checkbox"/>	ECELJL	13 R-net (LED) Multiple Drive Joystick with Lighting Operation	R-net (LED) マルチドライブ ジョイスティック ライト操作付	¥ 15,000
<input type="checkbox"/>	ECRJCL	13 R-net Multiple Drive Joystick with Color screen and Lighting Operation	R-net マルチドライブ ジョイスティック カラーモニター&ライト操作付	¥ 20,000
<input type="checkbox"/>	ECRJCS5B	R-net Advanced Bluetooth Joystick (3.5" Screen). Lighting Operation, paddle switches, shortcut keys and stereo jacks	R-net 先進型 Bluetooth ジョイスティック (3.5" スクリーン)。ライト操作、パドルスイッチ、ショートカットキーとステレオジャック	¥ 90,000

Note 13 注13 Requires the fully expandable EL 90 amp controller (ECEL90) or ECR 120. フル拡張型 EL 90Aコントローラー必要 (ECEL90) または ECR120。

JOYSTICK MOUNT ジョイスティック 取付方法

<input type="checkbox"/>	JSMF	Fixed Joystick Mount	ジョイスティック 取付け固定	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	JMSA	SA Joystick Mnt-Height adjustable, Angle adjustable&Multi-Axis	スイングアウェイ式 ジョイスティック取付け-高さ調整、角度調整、マルチ軸	¥ 35,000
<input type="checkbox"/> Set-up with standard installation to swing-away sideways 標準 側方スイングアウェイ式 <input type="checkbox"/> Set-up at 35° to swing-away sideways and downwards 35° 側下方スイングアウェイ式				
<input type="checkbox"/>	JSMCM	Midline Mounted Swing Away Joystick Mount	中央取付けスイングアウェイ式	¥ 35,000

JOYSTICK MOUNT SUPPORT ジョイスティック 取付サポート

<input type="checkbox"/>	JSMFH	Fixed height joystick mount support	高さ固定式 ジョイスティック 取付サポート	STD 標準
--------------------------	-------	-------------------------------------	-----------------------	--------

JOYSTICK HAND MOUNT ジョイスティック 取付位置

<input type="checkbox"/>	HML	Install Joystick on Left hand side	ジョイスティック左側取付	HMR	Install Joystick on Right hand side	ジョイスティック右側取付
--------------------------	-----	------------------------------------	--------------	-----	-------------------------------------	--------------

JOYSTICK HANDLE ジョイスティック ハンドル

<input type="checkbox"/>	JSH	Standard joystick Gimble <b>標準型ジョイスティック ギンブル</b>	STD 標準
<input type="checkbox"/>	JBAT	Stick handle 3" in length <b>7.62cm長 スティックハンドル</b>	¥ 9,000
<input type="checkbox"/>	JBH	Ball Handle <b>ボールハンドル</b>	¥ 9,000
<input type="checkbox"/>	JFBH	Foam Ball Handle <b>フォームボールハンドル</b>	¥ 9,000
<input type="checkbox"/>	JTH	T-Handle <b>T型ハンドル</b>	¥ 9,000
<input type="checkbox"/>	JMUSH	Body Point 2.5" Mushroom Handle <b>ボディポイント マッシュルームハンドル</b>	¥ 9,600
<input type="checkbox"/>	JGP	Body Point 4" U-shaped handle <b>ボディポイント U型ハンドル</b>	¥ 9,600

ATTENDANT DRIVE CONTROL OPTION 介助者用 走行操作 オプション

<input type="checkbox"/>	EADC	Attendant Hand Control for R-net EL & PM Controls <b>R-net EL &amp; PMコントローラー用 介助者用コントロール</b>	¥ 90,000
--------------------------	------	---	----------

ATTENDANT JOYSTICK HAND MOUNT 介助者用ジョイスティック取付位置

<input type="checkbox"/>	EADCL	Install Attendant Joystick on Rear Left hand side <b>後部左側取付</b>	EADCR	Install Attendant Joystick on Rear Right hand side <b>後部右側取付</b>
--------------------------	-------	---	-------	--

ENHANCED DISPLAY & DIGITAL INTERFACE BOX (Included with specialty controls) **拡張ディスプレイ&デジタル インターフェース ボックス(特殊コントロール含む)**

<input type="checkbox"/>	EDIB	14	Omni (Enhanced Display & Digital Interface Box with Infrared) <b>オムニ(拡張ディスプレイ&amp;デジタル インターフェースボックス 赤外線機能付)</b>	¥ 180,000
		Note 14 注14	Allows the switch operation of alternative devices through driver controls. <b>ドライブコントロールを通して他のデバイスのスイッチ操作を可能にする。</b> Requires one of the R-net Fully Expandable Controllers (ECELE90 or ECR120) <b>R-netフル拡張型コントローラー(ECELE90, ECR120)が必要。</b>	

ENHANCED DISPLAY MOUNT 拡張ディスプレイ取付位置

<input type="checkbox"/>	EDSAM	User SA Mount <b>スイングアウェイ式</b> <input type="checkbox"/> EDML (Install Display on LH side) <b>左側</b> <input type="checkbox"/> EDMR (Install Display on RH side) <b>右側</b>	N/C 無料
--------------------------	-------	--	--------

ENVIRONMENTAL CONTROL MODULE 環境制御装置

<input type="checkbox"/>	ECU	15	Environmental control module (Output module) <b>環境制御装置 (アウトプット モジュール)</b>	¥ 120,000
		Note 15 注15	Requires one of the R-net Fully Expandable Controllers (ECELE90 or ECR120) <b>R-netフル拡張型コントローラー(ECELE90, ECR120)が必要。</b>	

BLUETOOTH MOUSE EMULATOR (includes USB Dongle) **ブルートゥース マウス エミュレーター (USB dongle付き)**

<input type="checkbox"/>	EDBT	16	Bluetooth Mouse Emulator (USB Dongle included) <b>ブルートゥース マウス エミュレーター (USB dongle付き)</b>	¥ 90,000
			<input type="checkbox"/> Windows and MAC OS 用 <input type="checkbox"/> Android Devices 用 <input type="checkbox"/> iPhone, iPad and iPod 用	
		Note 16 注16	Requires one of the R-net Fully Expandable Controllers (ECELE90 or ECR120) <b>R-netフル拡張型コントローラー(ECELE90またはECR120)が必要です。</b> Not limited to only one selection. Both can be installed on the same chair, but only one can be used at a time. <b>2つまで同じ車いすにインストールできますが、同時に使用する事はできません。</b>	

POWER OPTIONS & SEATING 電動オプション & シーティング

<input type="checkbox"/>	SAABA	Amyseat Rehab Seat - Seat Frame only <b>エイミーシート リハブシート - シートフレームのみ</b>	STD 標準	
<input type="checkbox"/>	SAPTXX	17	CG Power Tilt <b>CG電動チルト</b>	¥ 300,000
<input type="checkbox"/>	SAPRX	17,19	Power Recline with Integrated Shear Reduction (ISR) <b>電動リクライニング ずれ防止機構(ISR)</b>	¥ 518,000
<input type="checkbox"/>	SAPTXX	17,19	CG Power Tilt and Power Recline with Integrated Shear Reduction (ISR) <b>CG電動チルト&amp;電動リクライニング ずれ防止機構(ISR)</b>	¥ 900,000
<input type="checkbox"/>	SAPESX	17	11" Power Elevating Seat Module for transfer assist <b>移乗アシスト用 27.94cm電動リフト</b>	¥ 308,000
<input type="checkbox"/>	ADDPESX		Module - Add 11" Power Elevating Seat to either SAPTX, SAPRX or SAPTXX <b>追加モジュール - 27.94cm電動リフトをSAPTXX, SAPRX, SAPTXXのいずれかに追加</b>	¥ 250,000
<input type="checkbox"/>	ADDMR	18,19	Module - Manual Recline with Integrated Shear Reduction (ISR) <b>追加モジュール - 手動リクライニング ずれ防止機構(ISR)</b>	¥ 95,000

Note 17 注17 These options include the fully adjustable Amyseat (SAABA). **フル調整可能式Amyseat(SAABA)が含まれています。**

Note 18 注18 The maximum user weight capacity with this option is 113 kg. **耐荷重113kg**

recommended to use Contour Back Support option w/ power or manual reclines (STDSB or STDSB/CUSTOM).

Note 19 注19 電動または手動リクライニング付(STDSB, STDSB/CUSTOM)を選択時はコントラックバックの使用を推奨します。

Note 20 注20 The Corbeau Back is not available with the Power Recline options, but includes a manual Recline. However, the 50° Power tilt, the 11" Power elevating seat module and the power elevating legs or center mount options are compatible. **Corbeauバックは電動リクライニング併用不可ですが、手動リクライニングは含んでいます。電動チルト50°、27.94cm電動リフトモジュール、電動エレベーターレグ、電動センターマウントには適用可能です。**

Corbeau Sport Back only comes in one Size, but offers a seat width range from 16" to 20". **Corbeauバックはワンサイズですが、40.64-50.8cm幅内で選択可能です。**

ELECTRONICS - SINGLE OR DUAL (1 OR 2 ACTUATORS) POWER SEAT FUNCTION CONTROLLERS **電子機器 - シングル or デュアル (アクチュエーター 1個か2個) 電動シート機能コントローラー**

<input type="checkbox"/>	SAC	Single(1Actuator) Power Seat Function Controller to Interface thr R-net Electronics <b>シングル(アクチュエーター1個) 電動シートコントローラー R-netスルードライブコントロール</b>	NC 無料	
<input type="checkbox"/>	DAC	Dual(2Actuators) Power Seat Function Controller to Interface thr R-net Electronics <b>デュアル(アクチュエーター2個) 電動シートコントローラー R-netスルードライブコントロール</b>	¥ 47,000	
		<b>With the SAC or DAC, please select one activation and position from the list below SAC又はDACをご利用の場合、起動方法とポジションを下記よりお選びください。</b>		
<input type="checkbox"/>	SWTJSS	23,24	Single actuator activation through R-net Joystick or Specialty Controls <b>R-net スルードライブ 又は特殊コントロールでシングルアクチュエーターを起動</b>	STD 標準
<input type="checkbox"/>	SWTJSD	23,25	Dual actuator activation through R-net Joystick or Specialty Controls <b>R-net スルードライブ又は特殊コントロールでデュアルアクチュエーターを起動</b>	STD 標準
<input type="checkbox"/>	SWDUALACT		Dual actuator (allows to operate all seat functions w/ external switches&through the joystick) <b>デュアルアクチュエーター(全てのシート機能操作をスイッチとスルードライブで行う)</b>	¥ 31,350
<input type="checkbox"/>	SWTOGGLE	24 or 25	Single Toggle Switch (Single Mode: DAC - Dual Mode: SAC) <b>シングルトグルスイッチ (シングルモード: DAC / デュアルモード: SAC)</b> <input type="checkbox"/> User Activation <b>ユーザー起動</b> <input type="checkbox"/> Attendant Activation <b>介助者起動</b>	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	SWPUSH1	24	Single Push Button Switch (Single Mode:SAC) <b>シングルプッシュボタンスイッチ(シングルモード:SAC)</b> <input type="checkbox"/> User Activation <b>ユーザー起動</b> <input type="checkbox"/> Attendant Activation <b>介助者起動</b>	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	SWPUSH2	24 or 25	Dual Push Button Switch (Single Mode:DAC-Dual Mode:SAC) <b>デュアルプッシュボタンスイッチ(シングルモード: DAC/デュアルモード:SAC)</b> <input type="checkbox"/> User Activation <b>ユーザー起動</b> <input type="checkbox"/> Attendant Activation <b>介助者起動</b>	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	EPSV	21,22	Tilt or Elevating seat activator thr <b>6-key VR2 Hand Control (ECVJ6K or ECVJ9KL) 6キーVR2ハンドコントロール (ECVJ6K又はECVJ9KL) でチルト又はリフトを起動</b>	N/C 無料
<input type="checkbox"/>	EPSEL	21,22	Tilt or Elevating seat activator thr <b>R-net 90 Amp Expandable Controller (ECELE 90) R-net 90A拡張型コントローラー (ECELE 90) でチルト又はリフトを起動</b>	N/C 無料

Note 21 注21 Allows for the activation of a single power option through the VR2 or R-net 90 Amp Controllers. Only the Power Tilt or Elevating seat options are available with this feature.

VR2またはR-net 90Aコントローラーで1つの電動オプションを起動する。この機能では チルトまたはリフトのみ操作可能。

Note 22 注22 These options do not require the SAC controller as they connect via the chair's power module directly. **車いす電動モジュールと直接接続するため SACコントローラーは必要ありません。**

Note 23 注23 Requires R-net 90 Amp (ECELE90) or 120 Amp (ECR120) Fully Expandable Controllers. **R-net 90A (ECELE90) または120A(ECR120) フル拡張型コントローラーが必要。**

Note 24 注24 Requires the Single (1 Actuator) Power Seat Function Controller (SAC) **シングル(アクチュエーター1個)電動シートコントローラー(SAC) 必要。**

Note 25 注25 Requires the Dual (2 Actuators) Power Seat Function Controller (DAC) **デュアル(アクチュエーター2個)電動シートコントローラー(DAC) 必要。**

## ELECTRONICS - MULTIPLE (3 to 6 ACTUATORS) POWER SEAT FUNCTION CONTROLLER 電子機器 - 複合(アクチュエーター3~6個)電動シート機能コントローラー

<input type="checkbox"/>	MAC	Multiple (3 to 6 Actuators) Power Seat Function Controller to Interface through R-net Electronics 複合(アクチュエーター3~6個)電動シート機能コントローラー R-netを通じて操作(スルードライブ)	¥	200,000
With the MAC, select one activation & position from the list below. MACを選択の場合、下記の中から起動方法とポジションを選んでください。				
<input type="checkbox"/>	SWTJSM	26,27 Multiple Actuator activation through R-net Joystick or Specialty Controls R-netジョイスティック又は特殊コントロールで複合アクチュエーターを起動	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SWDUALACT	Dual actuator (allows to operate all seat functions w/ external switches & through the joystick) デュアルアクチュエーター(全てのシート機能操作をスイッチとスルードライブで行う)	¥	31,350
<input type="checkbox"/>	SWMULTI	27 4-Way Toggle Switch (Up to 4 Activations) 4-ウェイ トグルスイッチ(4つまで起動) <input type="checkbox"/> User Activation ユーザー起動 <input type="checkbox"/> Attendant Activation 介助者起動	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SWMULTIT	27 Triple Toggle Switch (Up to 5 Activations) トリプルトグルスイッチ(5つまで起動) <input type="checkbox"/> User Activation ユーザー起動 <input type="checkbox"/> Attendant Activation 介助者起動	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SWPUSH4	27 4-Way Push Button Switch 4-ウェイ プッシュボタンスイッチ <input type="checkbox"/> User Activation ユーザー起動 <input type="checkbox"/> Attendant Activation 介助者起動	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SWPUSH5	27 5-Way Push Button Switch 5-ウェイ プッシュボタンスイッチ <input type="checkbox"/> User Activation ユーザー起動 <input type="checkbox"/> Attendant Activation 介助者起動	N/C	無料

Note26注26 Requires the Multiple (3 to 6 Actuators) Power Seat Function Controller (MAC). 複合(アクチュエーター3-6個)電動シート機能コントローラー(MAC)が必要。

Note27注27 Requires the R-net EL (ECEL90) or 120 Amp (ECR120) Fully Expandable Controller, and the multiple Actuator Controller (MAC).

R-net EL(ECEL90)または120A(ECR120)フル拡張型コントローラーと複合アクチュエーターコントローラー(MAC)が必要。

## SWITCH ACTIVATION HAND MOUNT スイッチ起動 取付け位置

Switch Installation スイッチの取付:  TSM (Install Switch on LH side) 左側  TSMR (Install Switch on RH side) 右側 N/C 無料

## PRE-SET SEAT ANGLE (For Non-Reclining Backs) シート角度 初期設定(リクライニングつけない場合)

<input type="checkbox"/>	SOBAA	Please Select one 1つ選択: <input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 94° <input type="checkbox"/> 98° <input type="checkbox"/> 102° <input type="checkbox"/> 106° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 114° <input type="checkbox"/> 118° <input type="checkbox"/> 122°	N/C	無料
<b>PEDIATRIC ADJUSTABLE SEAT WIDTH RANGE BETWEEN 11" AND 16" 小児用調整式シート幅 調整域:27.94cm ~ 40.64cm</b> STD 標準				
<input type="checkbox"/>	SOWN11-16 (Seat to Floor Height increases by 1 1/4") (座面高が0.64cm 高くなります)			

<input type="checkbox"/>	11" (SOWN11) 27.94cm	<input type="checkbox"/>	14" (SOWN14) 35.56cm
<input type="checkbox"/>	12" (SOWN12) 30.48cm	<input type="checkbox"/>	15" (SOWN15) 38.1cm
<input type="checkbox"/>	13" (SOWN13) 33.02cm	<input type="checkbox"/>	16" (SOWN16) 40.64cm

**PEDIATRIC ADJUSTABLE SEAT DEPTH RANGE BETWEEN 11" AND 16" 小児用調整式シート奥行 調整域:27.94cm ~ 40.64cm** STD 標準

<input type="checkbox"/>	11" (SODN11) 27.94cm	<input type="checkbox"/>	14" (SODN14) 35.56cm
<input type="checkbox"/>	12" (SODN12) 30.48cm	<input type="checkbox"/>	15" (SODN15) 38.1cm
<input type="checkbox"/>	13" (SODN13) 33.02cm	<input type="checkbox"/>	16" (SODN16) 40.64cm

**STANDARD ADJUSTABLE SEAT WIDTH RANGE BETWEEN 15" AND 20" 標準調整式シート幅 調整域:38.1cm ~ 50.8cm** N/C 無料

SOWN15-20-19 (Width adjustment from 15" to 20" with a maximum Depth of 19") SOWN 15-20-19 (最大奥行48.26cmの時の幅 調整域 38.1 ~ 50.8cm)

<input type="checkbox"/>	15" (SOWN15) 38.1cm	<input type="checkbox"/>	17" (SOWN17) 43.18cm 28	<input type="checkbox"/>	19" (SOWN19S) 48.26cm 28
<input type="checkbox"/>	16" (SOWN16) 40.64cm 28	<input type="checkbox"/>	18" (SOWN18) 45.72cm 28	<input type="checkbox"/>	20" (SOWN20S) 50.8cm 28

Note 28 注28 For the Rehab Seat with Corbeau Back (SAABA-COR3), please choose the long seat option SOWN 15-20-22.

Corbeauバック付リハシート(SAABA-COR3)にはロングシートオプション SOWN 15-20-22 をお選びください。

The only possible Seat width options for the Corbeau Sport Seat (SAABA-COR3) are from 16" to 20" wide. Corbeauリハシート(SAABA-COR3)でシート幅は40.64cm ~ 50.8cmの間で選択ください。

**LARGE ADJUSTABLE SEAT WIDTH RANGE BETWEEN 19" AND 24" ラージ調整式シート幅 調整域:48.26cm ~ 60.96cm** N/C 無料

SOWN19-24-22 (Width adjustment from 19" to 24" AND Depth range of 18" to 22") SOWN19-24-22 (幅調整48.26 ~ 60.96cm & 奥行調整域 45.72 ~ 55.88cm)

<input type="checkbox"/>	19" (SOWN19L) 48.26cm	<input type="checkbox"/>	21" (SOWN21) 53.34cm	<input type="checkbox"/>	23" (SOWN23) 58.42cm
<input type="checkbox"/>	20" (SOWN20L) 50.8cm	<input type="checkbox"/>	22" (SOWN22) 55.88cm	<input type="checkbox"/>	24" (SOWN24) 60.96cm

**ADJUSTABLE SEAT DEPTH RANGE BETWEEN 15" AND 22" 調整式シート奥行 調整域:38.1cm ~ 55.88cm** N/C 無料

<input type="checkbox"/>	15" (SODN15) 38.1cm	<input type="checkbox"/>	16" (SODN16) 40.6cm	<input type="checkbox"/>	17" (SODN17) 43.18cm	<input type="checkbox"/>	18" (SODN18) 45.72cm	<input type="checkbox"/>	19" (SODN19) 48.26cm
<input type="checkbox"/>	19" (SODN19) 48.26cm	<input type="checkbox"/>	20" (SODN20) 50.8cm	<input type="checkbox"/>	21" (SODN21) 53.34cm	<input type="checkbox"/>	22" (SODN22) 55.88cm		

**BACK CANE HEIGHT 30 (The back cane height measurement is taken from the seat pan to the top of the push handles) バックポスト高さ 30 (シートパンからプッシュハンドルの先端まで測定)**

<input type="checkbox"/>	16" (SOBCH16) 40.64cm	<input type="checkbox"/>	20" (SOBCH20) 50.8cm	<input type="checkbox"/>	24" (SOBCH24) 60.96cm
<input type="checkbox"/>	18" (SOBCH18) 45.72cm	<input type="checkbox"/>	22" (SOBCH22) 55.88cm <sup>29</sup>	<input type="checkbox"/>	26" (SOBCH26) 66.04cm

Note29注29 22" is the minimum back cane height required with a power or manual recline. 電動&手動リクライニング使用時のバックポスト最低の高さは55.88cmです。

Note30注30 Back Cane option is not compatible for use with the Rehab Seat w/ Corbeau Sport Back (SAABA-COR3) Corbeauバック付リハシート(SAABA-COR3)にはバックポストはつきません。

## BACK SUPPORT バックサポート

<input type="checkbox"/>	STDSB	31 Contour back support w/ maximum cushion height of 22" (15" to 24" wide) コントアバックサポート クッション最大高さ55.88cm (38.1 ~ 60.96cm幅)	¥	65,000
<input type="checkbox"/>	STDSB/CUSTOM	Contour Back Support for Non-Standard Sizes コントアバックサポート 特別サイズ Specify サイズ記入- Width 幅: _____ Height 高さ: _____	¥	84,000

Note32注31 recommended to use Contour Back Support option w/ power or manual recline options. Not required for Corbeau. 電動&手動リクライニング使用時はコントアバックを推奨する。Corbeauの必要はない。

**33 BACK SUPPORT TOTAL HEIGHT (MEASURED FROM THE SEAT PAN TO THE TOP OF THE BACK) バックサポート高 (シートパンからバックサポート先端まで測定)**

<input type="checkbox"/>	16" (SOBH16) 40.64cm	<input type="checkbox"/>	20" (SOBH20) 50.8cm	<input type="checkbox"/>	24" (SOBH24) 60.96cm	<input type="checkbox"/>	28" (SOBH28) 71.12cm
<input type="checkbox"/>	18" (SOBH18) 45.72cm	<input type="checkbox"/>	22" (SOBH22) 55.88cm <sup>32</sup>	<input type="checkbox"/>	26" (SOBH26) 66.04cm		

Note32注32 22" is the minimum back cane height required with a power or manual recline. 電動&手動リクライニングのバックポスト設定可能な最低の高さは55.88cmです。

Note33 注33 space between bottom of back and seat pan is 4" with non-reclining back & 6" with reclining back. バックサポート下端からシートパンのスペースは、リクライニングなしの場合10.16cm、リクライニングありの場合15.24cmです。

ARMRESTS アームレスト

CANTILEVER - HEIGHT ADJUSTABLE ARMRESTS (For Non-Reclining Backs - Choose 2) キャンティレバー - 高さ調整式アームレスト (リクライニングなし用 - 左右を選択)

<input type="checkbox"/>	SOAFBPFH	Pediatric Flip-Back Cantilever - Full Length Left Side (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 小児用フリップバックキャンティレバーフルサイズ左 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOAFBPRH	Pediatric Flip-Back Cantilever - Full Length Right Side (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 小児用フリップバックキャンティレバーフルサイズ右 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOAFBPDH	Pediatric Flip-Back Cantilever-Desk Length Left (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 小児用フリップバックキャンティレバーデスクサイズ左 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOAFBPRH	Pediatric Flip-Back Cantilever-Desk Length Right (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 小児用フリップバックキャンティレバーデスクサイズ右 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOACORFLH	Corbeau Flip-Back Cantilever - Full Length Left Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") Corbeauフリップバックキャンティレバーフルサイズ左 (調整24.13cm-34.29cm)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOACORFRH	Corbeau Flip-Back Cantilever - Full Length Right Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") Corbeauフリップバックキャンティレバーフルサイズ右 (調整24.13cm-34.29cm)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOACORDLH	Corbeau Flip-Back Cantilever - Desk Length Left Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") Corbeauフリップバックキャンティレバーデスクサイズ左 (調整24.13cm-34.29cm)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOACORDRH	Corbeau Flip-Back Cantilever - Desk Length Right Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") Corbeauフリップバックキャンティレバーデスクサイズ右 (調整24.13cm-34.29cm)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOAFBFLH	Flip-Back Cantilever - Full Length Left Side (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 成人用フリップバックキャンティレバーフルサイズ左 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOAFBFRH	Flip-Back Cantilever - Full Length Right Side (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 成人用フリップバックキャンティレバーフルサイズ右 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOAFBDLH	Flip-Back Cantilever - Desk Length Left Side (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 成人用フリップバックキャンティレバーデスクサイズ左 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOAFBDRH	Flip-Back Cantilever - Desk Length Right Side (Height Adjustable from 7" to 15" in 1" increments) 成人用フリップバックキャンティレバーデスクサイズ右 (調整17.78-38.1cm, 1"刻み)	N/C	無料

DUAL POST-HEIGHT ADJUSTABLE ARMRESTS INCLUDES TRANSFER GRIPS (For Non-Reclining Backs - Choose 2) デュアルポスト高さ調整式アームレスト 移乗用グリップ付 (リクライニングなし用 - 左右を選択)

<input type="checkbox"/>	SOADPPLH	Pediatric Adjustable Height Dual Post - Left Side (Height Adjustable from 7" - 10") 小児用高さ調整式デュアルポスト 左 (調整17.78-25.4cm)	¥	15,000
<input type="checkbox"/>	SOADPPRH	Pediatric Adjustable Height Dual Post - Right Side (Height Adjustable from 7" - 10") 小児用高さ調整式デュアルポスト 右 (調整17.78-25.4cm)	¥	15,000
<input type="checkbox"/>	SOADPFLH	Adult Adjustable Height Dual Post - Full Length Left Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") 成人用高さ調整式デュアルポストフルサイズ左 (24.13-34.29cm)	¥	15,000
<input type="checkbox"/>	SOADPPRH	Adult Adjustable Height Dual Post - Full Length Right Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") 成人用高さ調整式デュアルポストフルサイズ右 (24.13-34.29cm)	¥	15,000
<input type="checkbox"/>	SOADPDLH	Adult Adjustable Height Dual Post - Desk Length Left Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") 成人用高さ調整式デュアルポストデスクサイズ左 (24.13-34.29cm)	¥	15,000
<input type="checkbox"/>	SOADPPRH	Adult Adjustable Height Dual Post - Desk Length Right Side (Height Adjustable from 9 1/2" - 13 1/2") 成人用高さ調整式デュアルポストデスクサイズ右 (24.13-34.29cm)	¥	15,000

RECLINING FLIP-UP, HEIGHT ADJUSTABLE ARMRESTS (For Reclining Backs - Choose 2) リクライニング フリップアップ高さ調整式アームレスト (リクライニング用 - 左右を選択)

<input type="checkbox"/>	SOANIFLH	Reclining armrest - Full Length Left Side (Height Adjustable from 10 1/2" to 14" in 1/2" increments) リクライニングアームレストフルサイズ左 (調整26.67-36.83cm, 1/2"刻み)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOANIFRH	Reclining armrest - Full Length Right Side (Height Adjustable from 10 1/2" to 14" in 1/2" increments) リクライニングアームレストフルサイズ右 (調整26.67-36.83cm, 1/2"刻み)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOANIDLH	Reclining armrest - Desk Length Left Side (Height Adjustable from 10 1/2" to 14" in 1/2" increments) リクライニングアームレストデスクサイズ左 (調整26.67-36.83cm, 1/2"刻み)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOANIDRH	Reclining armrest - Desk Length Right Side (Height Adjustable from 10 1/2" to 14" in 1/2" increments) リクライニングアームレストデスクサイズ右 (調整26.67-36.83cm, 1/2"刻み)	N/C	無料

ARMREST HEIGHT ADJUSTMENT AT FACTORY 工場出荷時のアームレスト高さ設定

Please set Armrest Height at: \_\_\_\_\_" (Armrest Height is taken from the seat pan to the top of the armpad. Not required for Dual Post)  
アームレスト希望高さ \_\_\_\_\_ インチ シートパンからアームレスト上部まで。デュアルポスト記載を要なし。

ARMPADS アームパッド

Foam Type Selection フォームタイプ選択

<input type="checkbox"/>	SOFAPD	Desk Length Standard (10") デスクタイプ標準25.4cm- Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand Side 左側 <input type="checkbox"/> Right Hand Side 右側	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOFAPF	Full Length Standard (14") フルタイプ標準35.56cm - Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand Side 左側 <input type="checkbox"/> Right Hand Side 右側	STD	標準
<input type="checkbox"/>	SOWAPD	Desk Length Waterfall (10") デスクタイプウォーターフォール25.4cm- Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand Side 左側 <input type="checkbox"/> Right Hand Side 右側	NC	無料
<input type="checkbox"/>	SOWAPF	Full Length Waterfall (14") フルタイプウォーターフォール35.56cm- Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand Side 左側 <input type="checkbox"/> Right Hand Side 右側	NC	無料
Hybrid Gel and Foam Type Selection (The Gel always stays soft) ゲル&フォームハイブリッドアームパッドタイプ選択 (ゲルが常に柔らかい状態を保つ)				
<input type="checkbox"/>	SOGELD	Desk Length Hybrid Gel&Foam Flat(10" x 2.5") デスクタイプゲル&フォームハイブリッドフラット(25.4x6.35cm) Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand 左 <input type="checkbox"/> Right Hand 右	¥	6,000
<input type="checkbox"/>	SOGELF	Full Length Hybrid Gel and Foam Flat(14" x 2.5") フルタイプゲル&フォームハイブリッドフラット(35.56x6.35cm) Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand 左 <input type="checkbox"/> Right Hand 右	¥	6,000
<input type="checkbox"/>	SOWGELD	Desk Length Hybrid Gel&Foam Waterfall (10") デスクタイプゲル&フォームハイブリッドウォーターフォール25.4cm Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand 左 <input type="checkbox"/> Right Hand 右	¥	7,000
<input type="checkbox"/>	SOWGELF	Full Length Hybrid Gel&Foam Waterfall (14") フルタイプゲル&フォームハイブリッドウォーターフォール35.56cm Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand 左 <input type="checkbox"/> Right Hand 右	¥	7,000

Specialty Type Selection 特殊タイプ選択

<input type="checkbox"/>	SOCAR	34 Arm Trough with Hand Support (18" x 4 1/2") ハンドサポート付アームトラフ(45.72x11.43cm) - Select Side 取付位置: <input type="checkbox"/> Left Hand Side 左手用 <input type="checkbox"/> Right Hand Side 右手用	¥	19,000
Note 34 Arm Trough Armpads may interfere with Armrests Flipping back. アームトラフアームパッドが干渉しアームレストが十分にフリップバックしない可能性があります。				

FOOTRESTS フットサポート

<input type="checkbox"/>	SOPAAF	41 Pediatric SA Footrests 小児用スイングアウェイフットサポート ---- Set at 設定角度: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 39° <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 42° <input type="checkbox"/> 35,39° <input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 35,39° <input type="checkbox"/> 90°	¥	19,000
<input type="checkbox"/>	SOSAAF	41 Adult Swing-Away Footrests 成人用スイングアウェイフットサポート ---- Set at 設定角度: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 39,42°	¥	19,000
<input type="checkbox"/>	SOAAF	41 Heavy Duty Swing-Away footrests 高耐久スイングアウェイフットサポート ---- Set at 設定角度: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 39°	¥	22,000
<input type="checkbox"/>	ADDPL	36,40,41 Adult Power Elevating & Articulating Legrests Please Select Function: <input type="checkbox"/> Individual 37 <input type="checkbox"/> Combined 38 成人用電動エレベーターレグサポート 機能選択: 左右独立 一柱型	¥	270,000

41 Please set the Footrest Length at: \_\_\_\_\_" (The footrest length is taken from the seat pan to the heel)  
下腿長の設定を \_\_\_\_\_ インチにしてください。(シートパンからかかとまでの長さ)

Note35 注35 Depending on the seat configuration, this option may not be available. 一部のシートの仕様によっては、このオプションは選択できない場合があります。

Note36 注36 This option includes calf pads カーフパッド含む。

Note37 注37 Individual legs count as two power functions. 左右独立型レグサポートは電動機能2つと数えます。

Note38 注38 Combined legs count as one power function. 一柱型レグサポートは電動機能1つと数えます。

Note39 注39 This footrest angle is not compatible with the 9" front castors (FC9PT abd FC9PI) 9"フロントキャスター(FC9PT&FC9PI)では、このフットサポート角度にはできません。

Note40 注40 This option is not available with pediatric seat frame (SOWN 11-16) このオプションは小児シートフレームと併用不可です。

Note41 注41 The Footrest length is taken from the top of the seat pan to the top of the footplate. フットサポートの長さは、シートパンの上部からフットプレートの上部までです。

Note42 注42 The 70 D footrest angle may interfere with castors when selecting straight castor arm option. 70度フットサポートとストレートキャスターアームは干渉するおそれがあります。

FOOTPLATES & ACCESSORIES フットプレート & アクセサリー

<input type="checkbox"/>	SOSFAF	Flip-up Footplates	フリップアップフットプレート	STD 標準	
<input type="checkbox"/>	SOAFP	Angle Adjustable & Flip-up Footplates - Pair	角度調整式&フリップアップフットプレート - 左右一組	¥	6,000
<input type="checkbox"/>	SOAHL	Heel Loops - Pair	ヒールループ 左右一組	¥	1,800
<input type="checkbox"/>	SOACPF	Calf Pads for Adult Heavy-Duty SA footrests (SOAAF) w/adjustable hardware- Pair	高耐久性スイングアウェイフットサポート(SOAAF)用カーパッド 調整金具付 左右一組	¥	6,000

CENTER MOUNTS センターマウント

<input type="checkbox"/>	SOAAF90	90° Fixed Center Mount Interface Bracket	90度固定式センターマウント 一体型金具	¥	22,000
		Select Foot Platform Range	下履長域: <input type="checkbox"/> SOFBP7 (7 1/2" - 12 1/2") (19.05-31.75cm) <input type="checkbox"/> SOFBA12 (12 1/2" - 16 1/2") (31.75-41.91cm) <input type="checkbox"/> SOFBA16 (16 1/2" - 20 1/2") (41.91-52.07cm)		
<input type="checkbox"/>	ADDPF	90° Power Center Mount Elevating & Articulating Foot Platform 90°	電動センターマウントエレベーターフットサポート- *** NA w/ 12 1/2" Drive Wheel 12 1/2"ホイール不可 <input type="checkbox"/> SOFBPW12 (12 1/2" - 16 1/2") (31.75-41.91cm) <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (16 1/2" - 20 1/2") (41.91-52.07cm)	¥	270,000

48 Please set the Foot Platform Length at: \_\_\_\_\_ (The foot Platform length is taken from the seat pan to the heel)  
 下履長の設定を \_\_\_\_\_ インチにしてください。(シートパンからかかとまでの長さ)

Note42 42 The power center mount counts as one power function. 電動センターマウントは電動機能1つと数えます。  
 Note43 43 This option includes calf pads. カーパッドを含む。  
 Note44 44 Links and attaches the one piece center mount foot platform (SOFUPF) or the split footplates (SOAFPFB) to the seat. ダウンチューブはシートパンを通じて一枚型センターマウント(SOFUPF)又は独立型フットサポート(SOAFPFB)のフットプレートに取付られています。  
 Note45 45 Select the one piece center mount foot platform (SOFUPF) or the split footplates (SOAFPFB) - 一枚型センターマウント(SOFUPF)又は左右独立型フットサポート(SOAFPFB)を選択してください。  
 Note46 46 This option is not available with pediatric seat frame (SOWN 11-16) 小児シートフレーム(SOWN 11-16)には適用不可。  
 Note47 47 The Fixed or Power center mount options are NA w/ straight front caster arms. 固定または電動センターマウントオプションはストレートフロントキャスターアーム選択不可。  
 Note48 48 The Foot Platform Length is taken from the top of the seat pan to the top of the foot platform or split foot plates. 下履長はシートパン上部からフットプレート上部までを測定。  
 Note49 49 Center Mount Front Riggings are NA with the Straight Front Arm option due to mechanical conflicts. センターマウントフットサポートとストレートフロントアームは機械的干渉により併用不可です。  
 Note50 50 This option is not compatible with 9" castor. このオプションは9"キャスターと併用不可です。

FOOT PLATFORMS & ACCESSORIES フットプレート & アクセサリー

<input type="checkbox"/>	SOFUPF	Flip-up one piece Foot Platform	フリップアップ一枚型フットプレート	¥	17,000
<input type="checkbox"/>	SOAFPFB	Angle Adjustable & Flip-up Split Footplates for center mount - Pair	センターマウント用 角度調整&フリップアップ左右独立型フットプレート 左右一組	¥	8,000
<input type="checkbox"/>	SOACPCM	Calf Pads for 90° Fixed Center Mount (SOAAF90) w/ adjustable hardware- Pair	90度固定式センターマウント(SOAAF90)用カーパッド 調整金具付 左右一組	¥	8,000

Note 49 Not available with the pediatric length (SOFBP7-71/2"-12 1/2") 小児用の長さ(SOFBP7- 19.05-31.75cm)不可。

SEAT POSITIONING シートポジションニング

<input type="checkbox"/>	SOAUTO	55° Seat Positioning Strap	139.7cm シートポジションニング ストラップ	¥	7,000
<input type="checkbox"/>	SOAUTO80	80° Seat Positioning Strap	203 cm シートポジションニング ストラップ	¥	7,000
<input type="checkbox"/>	SOBPHP2C	Bodypoint padded Hip Bell (Two Point - Center Pull)	ボディポイントパッド付ヒップベルト(2ポイントセンタープル)	¥	16,000
<input type="checkbox"/>	SOBPCS	Bodypoint padded chest strap	ボディポイントパッド付チェストストラップ	¥	23,000

HEADREST ヘッドレスト 50

<input type="checkbox"/>	SONUAHR	Using headrest mounting hardware other than SOSAH/SOMAH located below.	下記に記載の SOSAH又はSOMAH以外のヘッドレスト取付金具を使う場合、Specify ご記入下さい:		
<input type="checkbox"/>	SOFHRS	Small Curved Headrest Pad 4" x 9"	スモールカーブヘッドサポートパッド 10.16 x 22.86cm	¥	19,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRM	Medium Curved Headrest Pad 5" x 10"	ミディアムカーブヘッドサポートパッド 12.7 x 25.4cm	¥	19,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRL	Large Curved Headrest Pad 6" x 11"	ラージカーブヘッドサポートパッド 15.24 x 27.94cm	¥	19,000
<input type="checkbox"/>	SOMAH	Multi-axis Removable Mounting Hardware	マルチ軸着脱式取り付け金具	¥	27,000
<input type="checkbox"/>	SOHRBC	Bracket to Mount on the Contour Back Support (Without Recline)	コントゥアーバックサポートへ取付用ブラケット(リクライニングなし)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOHRSB	Bracket to Mount on the Seat Frame Crossbar (Without Recline)	シートフレームクロスバーへ取付用ブラケット(リクライニングなし)	N/C	無料
<input type="checkbox"/>	SOHRPR	Bracket to Mount on the Seat Frame (For Reclining backs, but excludes the Corbeau Back)	シートフレームへ取付用ブラケット(リクライニングバック用、Corbeauバック除く)	N/C	無料

Please select one of the headrest options with the mounting hardware and specify where the headrest will be installed (The frame or back cushion)  
 ヘッドサポートオプションと取付金具を各1つ選択し、ヘッドサポートをどこに取り付けるのか記載ください。(フレームまたはバックサポート)  
 Note50 50 Headrest is not compatible w/ Rehab Seat with Corbeau Sport Back (SAABA-COR3) ヘッドサポートオプションはCorbeau バックオプション付リハブシートには付けられません。

LATERAL TRUNK SUPPORTS ラテラル体幹サポート 51

<input type="checkbox"/>	SOSLS3	Adjustable Laterals with Small Curved Pads (Pair) - 3" x 5"	スモールカーブパッド付調整式ラテラル(左右) - 7.62 x 12.7cm	¥	11,400
<input type="checkbox"/>	SOSLM4	Adjustable Laterals with Medium Curved Pads (Pair) - 4" x 6"	ミディアムカーブパッド付調整式ラテラル(左右) - 10.16 x 15.24cm	¥	11,400
<input type="checkbox"/>	SOSLL5	Adjustable Laterals with Large Curved Pads (Pair) - 5" x 7"	ラージカーブパッド付調整式ラテラル(左右) - 12.7 x 17.78cm	¥	11,400
<input type="checkbox"/>	SOSLHM	Adjustable Swing-Away Hardware Mounts - Pair	調整式スイングアウェイ取付金具 左右	¥	28,000

Please select one of the lateral pads and the adjustable & removable hardware. ラテラルパッドと調整式&脱着式取付金具 を各1つずつお選びください。

Note51 51 The Lateral Trunk Support option is not compatible with the Rehab Seat with Corbeau Sport Back option (SAABA-COR3)  
 ラテラル体幹サポートは、Corbeau バックオプション付きリハブシート(SAABA-COR3)には付けられません。

HIP & THIGH SUPPORTS 股関節&大腿サポート

<input type="checkbox"/>	SOHTSS10	Adjustable Hip & Thigh Support Pads (Pair) - Small 10" x 4"	調整式 股関節&大腿サポートパッド(左右) - スモール 25.4 x 10.16cm	¥	11,400
<input type="checkbox"/>	SOHTSM12	Adjustable Hip & Thigh Support Pads (Pair) - Medium 12" x 5"	調整式 股関節&大腿サポートパッド(左右) - ミディアム 30.48 x 12.7cm	¥	11,400
<input type="checkbox"/>	SOHTSL14	Adjustable Hip & Thigh Support Pads (Pair) - Large 14" x 6"	調整式 股関節&大腿サポートパッド(左右) - ラージ 35.56 x 15.24cm	¥	11,400
<input type="checkbox"/>	SOHTSARH	Adjustable and Removable Hip & Thigh Support Hardware - Pair	調整、脱着可能 股関節&大腿サポート取付金具 左右	¥	28,000

Please select one of the hip & thigh support pads and the adjustable & removable hardware. 股関節&大腿サポートパッド と 調整&脱着式 取付金具を各1つずつお選びください。

ACCESSORIES アクセサリー

<input type="checkbox"/>	SOCH	Cup Holder (self-levelling)	カップホルダー (水平状態保持)	¥	8,550
<input type="checkbox"/>	SOPHP	Ram Mounts X-Grip Cell Phone Holder	RAMマウント X-グリップ スマートフォンホルダー	¥	15,000
<input type="checkbox"/>	SOTHS	Ram Mounts X-Grip Small Tablet Holder	RAMマウント X-グリップ小型タブレットホルダー	¥	17,000
<input type="checkbox"/>	SOTHL	Ram Mounts X-Grip Large Tablet Holder	RAMマウント X-グリップ大型タブレットホルダー	¥	28,000

REFLECTOR KIT 反射板キット

<input type="checkbox"/>	REFLECT	Red and White Reflector Kit Stickers	赤&白の反射ステッカー キット	N/C	無料
--------------------------	---------	--------------------------------------	-----------------	-----	----

(They may not be installed - included in a bag with the owner's manual オナーズマニュアルに同封されている場合は、ご自身で取付けてください。)

SWITCHES AND OPTIONS スイッチ & オプション

<input type="checkbox"/>	ASCP	PGDT RNET Dongle and PC programmer kit	PGDT R-net用 ドングル&PCプログラマー キット	¥	55,000
<input type="checkbox"/>	ASCPVR2	PGDT VR2 Dongle and PC programmer kit	PGDT VR-2用 ドングル&PCプログラマー キット	¥	90,000
<input type="checkbox"/>	SSBS	Buddy Button Switch	バディ ボタン スイッチ	¥	11,000
<input type="checkbox"/>	SSES	Egg Switch-Black	エッグ スイッチ - ブラック	¥	11,000
<input type="checkbox"/>	SSML	Ultra Light Switch	ウルトラライト スイッチ	¥	18,000

SPECIALTY DRIVER CONTROL OPTIONS 特殊コントロール オプション

<b>Therafin Sip-N-Puff Kit Therafinシブ&amp;パフ(呼吸吸気)キット</b> <sup>54</sup>		
<input type="checkbox"/>	SCSNPK 47,48	Therafin Sip-N-Puff Kit Therafin シブ&パフ(呼吸吸気)キット ¥ 174,000
<input type="checkbox"/>	SCSNPBTk 48	Therafin Sip-N-Puff Breath Tube Kit Therafin シブ&パフ(呼吸吸気)プレステューブキット ¥ 52,000
<input type="checkbox"/>	SCSRMSNP 48	Stealth Rock-n-Lock SA for Sip-N-Puff シブ&パフ(呼吸吸気スイッチ)用Stealth Rock-n-Lockスイングアウエイアーム <input type="checkbox"/> SWL (Swings on Left) 左ヘスイング <input type="checkbox"/> SWR (Swings on Right) 右ヘスイング ¥ 14,000
<input type="checkbox"/>	SCSRM 48	Stealth Rock-n-Lock SA Mount for Mode Switch モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウエイマウント <input type="checkbox"/> SWL (Swings Left) 左ヘスイング <input type="checkbox"/> SWR (Swings Right)右ヘスイング ¥ 50,000
<input type="checkbox"/>	SSES-STD 48,50	Egg Switch for Changing Modes-Black モード変更用エッグスイッチ - ブラック <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 11,200
<input type="checkbox"/>	SSBS-STD 48	Buddy Button Switch (Stop Switch) - Red パディーボタンスイッチ(ストップスイッチ) - レッド ¥ 11,500
<input type="checkbox"/>	SOMAH 48	Multi-axis Headrest Removable Mounting Hardware マルチ軸ヘッドサポート着脱式取り付け金具 ¥ 26,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRS	Small Curved Headrest Pad 4" x 9" スモールカーブヘッドサポートパッド 10.16 x 22.86cm ¥ 19,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRM 49	Medium Curved Headrest Pad 5" x 10" ミディアムカーブヘッドサポートパッド 12.7 x 25.4cm ¥ 19,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRL	Large Curved Headrest Pad 6" x 11" ラージカーブヘッドサポートパッド 15.24 x 27.94cm ¥ 19,000

**Switch-It Proximity Head Array Switch-It プロキシミティヘッドアレイ** <sup>54</sup>

<input type="checkbox"/>	SCSIHAA 47,48	Adult 3Switch Proximity Head Array w/ 1/8" Mono Jack for mode/reverse 成人用 - 3スイッチプロキシミティヘッドアレイ、モードリバース切り替え用1/8"モノジャック付 ¥ 500,000
<input type="checkbox"/>	SCSRM 48	Stealth Rock-n-Lock SA Mount for Mode Switch モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウエイマウント <input type="checkbox"/> SWL (Swings Left) 左ヘスイング <input type="checkbox"/> SWR (Swings Right) 右ヘスイング ¥ 50,000
<input type="checkbox"/>	SSES-STD 48,50	Egg Switch for Changing Modes -Black モード変更用エッグスイッチ - ブラック <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 11,200
<input type="checkbox"/>	SSBS-STD 48	Buddy Button Switch (Stop Switch) - Red パディーボタンスイッチ(ストップスイッチ) - レッド ¥ 11,500
<input type="checkbox"/>	SOMAH 48	Multi-axis Headrest Removable Mounting Hardware マルチ軸ヘッドサポート着脱式取り付け金具 ¥ 26,000

**Switch-It MicroPilot Light Touch Proportional Mini joystick for chin/lip control チン/リップコントロール用 Switch-It マイクロパイロット ライトタッチプロポーションナル ミニジョイスティック** <sup>54</sup>

<input type="checkbox"/>	SCSIMP 47,48	MicroPilot Light touch mini Proportional Joystick マイクロパイロット ライトタッチ ミニ プロポーションナル ジョイスティック ##### ###
<input type="checkbox"/>	SCSRMMP 48	Stealth Rock-n-Lock Swingaway Mount for Chin M-P チンM-P用Stealth Rock-n-Lockスイングアウエイマウント <input type="checkbox"/> SWL (Swings Left) 左ヘスイング <input type="checkbox"/> SWR (Swings Right)右ヘスイング ¥ 50,000
<input type="checkbox"/>	SCSRM 48	Stealth Rock-n-Lock SA Mount for Switch モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウエイマウント <input type="checkbox"/> SWL (Swings Left) 左ヘスイング <input type="checkbox"/> SWR (Swings Right)右ヘスイング ¥ 50,000
<input type="checkbox"/>	SSES 48,50	Egg Switch-Black エッグスイッチ - ブラック <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左ヘスイング <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右ヘスイング ¥ 11,200
<input type="checkbox"/>	JCC	Chin Cup チンカップ ¥ 5,000
<input type="checkbox"/>	SOMAH 48	Multi-axis Headrest Removable Mounting Hardware マルチ軸ヘッドサポート着脱式取り付け金具 ¥ 26,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRS	Small Curved Headrest Pad 4" x 9" スモールカーブヘッドサポートパッド 10.16 x 22.86cm ¥ 19,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRM 49	Medium Curved Headrest Pad 5" x 10" ミディアムカーブヘッドサポートパッド 12.7 x 25.4cm ¥ 19,000
<input type="checkbox"/>	SOFHRL	Large Curved Headrest Pad 6" x 11" ラージカーブヘッドレストパッド 15.24 x 27.94cm ¥ 19,000

**Proportional Compact or Mini joystick for Midline Mount 中央取付用 プロポーションナル コンパクトまたは ミニジョイスティック**

<input type="checkbox"/>	SCPGMJS 47,48	PG Drives JC200 Proportional Compact Remote Joystick for Midline Mount 中央取付用PGドライブ JC200 プロポーションナル コンパクト リモート ジョイスティック ¥ 100,000
<input type="checkbox"/>	SCGMJSM 51	Gatlin Midline SA Mount for JC200 JC200用ガトリン中央スイングアウエイマウント <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 34,000
<input type="checkbox"/>	SCSIMP 47,48	Switch-It MicroPilot Light touch mini Proportional Joystick Switch-It マイクロパイロット ライトタッチ ミニ プロポーションナル ジョイスティック ¥ 200,000
<input type="checkbox"/>	SCGMPPM 52	Gatlin Midline SA Mount for MicroPilot マイクロパイロット用ガトリン中央スイングアウエイマウント <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 34,000
<input type="checkbox"/>	SCBTM 53	Bullet Hand Tray for MicroPilot マイクロパイロット用ブレットハンドトレイ <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 50,000

**Proportional Compact or Mini joystick for Armrest Mount アームレストマウント用 プロポーションナル コンパクトまたは ミニジョイスティック**

<input type="checkbox"/>	SCPGMJS 47,48	PG Drives JC200 Proportional Compact Remote Joystick for Armrest Mount アームレストマウント用PGドライブJC200プロポーションナル コンパクト リモート ジョイスティック ¥ 100,000
<input type="checkbox"/>	SCARMJSM 51	SA armrest mount for JC200 JC200用スイングアウエイアームレストマウント <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 34,000
<input type="checkbox"/>	SCSIMP 47,48	Switch-It MicroPilot Light touch mini Proportional Joystick Switch-It マイクロパイロット ライトタッチ ミニ プロポーションナル ジョイスティック ¥ 200,000
<input type="checkbox"/>	SCARMPM 52	SA&Multi-Axis armrest mount スイングアウエイ& マルチ軸アームレストマウント <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 34,000
<input type="checkbox"/>	SCBTM 53	Bullet Hand Tray for MicroPilot マイクロパイロット用ブレットハンドトレイ <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) 左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) 右側取付 ¥ 50,000

**Proportional RIM Head Control Package プロポーションナルRIMヘッドコントロール パッケージ** <sup>54</sup>

<input type="checkbox"/>	SCPHC 47,48	Proportional RIM Head Control Package プロポーションナルRIMヘッド コントロール パッケージ ¥ 240,000
<input type="checkbox"/>	SCSRM 48	Stealth Rock-n-Lock SA Mount for Mode Switch モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウエイマウント <input type="checkbox"/> SWL (Swings Left)左ヘスイング <input type="checkbox"/> SWR (Swings Right)右ヘスイング ¥ 50,000
<input type="checkbox"/>	SSES-STD 48,50	Egg Switch for Changing Modes -Black モード切替用エッグスイッチ - ブラック <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left)左側取付 <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right)右側取付 ¥ 11,200
<input type="checkbox"/>	SOMAH 48	Multi-axis Headrest Removable Mounting Hardware マルチ軸ヘッドサポート着脱式取り付け金具 ¥ 26,000

Note47#47 Requires the Omni Enhanced Display & Digital Interface Box (EDIB) オムニ ディスプレイ&デジタルインターフェースボックス(EDIB)が必要です。

Note48#48 This option must be selected for the Kit. このオプションはキット用に選択必須です。

Note49#49 Choose one (1) Headrest Pad. ヘッドレストパッドを1つ選んでください。

Note50#50 The Mode Switch Type can be changed from this selection on Page #6. モードスイッチタイプは6ページで変更できます。

Note51#51 Must be selected for use with the PG Drives JC200 Mini Joystick. PGドライブJC200ミニジョイスティックを使用する際は選択必須です。

Note52#52 Must be selected for use with the Switch-It MicroPilot. Switch-Itマイクロパイロットを使用する際は選択必須です。

Note53#53 This option is only compatible with the Switch-It MicroPilot. このオプションはSwitch-It マイクロパイロットとのみ使用可能です。

Note54#54 not compatible for use with the Rehab Seat w/Corbeau Sport Back (SAABA-COR3). Corbeauバック(SAABA-COR3)付リハシートと併用不可。

Note 55 注55 Lead times will increase depending on the custom order pipeline at the time the purchase order is placed. Please call for Quote and specifications for these options.  
 ご注文内容や工場の混雑具合により納期にお時間を頂く場合があります。お見積もりや使用等はカスタマーサポートにご相談ください。  
 O<sup>2</sup> Holder 酸素ボンベホルダー

<input type="checkbox"/>	SUPOXY	56,57	Custom Non-Articulating Oxygen Tank Holder <b>カスタム接合なし酸素ボンベホルダー</b> <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) <b>左側取付</b> <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) <b>右側取付</b> ¥37,000
<input type="checkbox"/>	SUPOXYA	56,58	Custom Articulating Oxygen Tank Holder <b>カスタム接合あり酸素ボンベホルダー</b> <input type="checkbox"/> MLH (Mount on Left) <b>左側取付</b> <input type="checkbox"/> MRH (Mount on Right) <b>右側取付</b> ¥150,000
		<input type="checkbox"/>	D-Size Oxygen Tank (* 22" Tall x 4.3" Diameter) <b>D-サイズ 酸素ボンベ</b> (高さ55.88x直径10.92cm) * The height includes the valve * <b>高さはバルブも含む</b>
		<input type="checkbox"/>	E-Size Oxygen Tank (* 31" Tall x 4.3" Diameter) <b>E-サイズ 酸素ボンベ</b> (高さ78.74x直径10.92cm) * The height includes the valve * <b>高さはバルブも含む</b>
	Note 56		The O <sup>2</sup> Holder option is not compatible for use with the Rehab Seat with Corbeau Sport Back (SAABA-COR3) <b>酸素ボンベホルダーはCorbeauバック(SAABA-COR3)リハシートと併用不可。</b>
	Note 57		Not available with a power tilt and/or power recline. <b>電動ティルトと/または 電動リクライニングと併用不可。</b>
	Note 58		Required with a power tilt and/or power recline <b>電動ティルトと/または 電動リクライニング必須。</b>

VENT TRAY (Please complete in Full) 呼吸器トレイ

<input type="checkbox"/>	SOVENT		Custom Vent Tray <b>特注 呼吸器トレイ</b>	
		59,60	Articulating Vent Box (Bi-Pap) (Required with power tilt and/or Recline) Model: _____	¥173,000
		59,60	<input type="checkbox"/> <b>接合あり呼吸器ボックス(Bi-Pap) (電動ティルトのみ&amp;またはリクライニング) モデル:</b> _____	
		59,60	<input type="checkbox"/> Fixed Vent Box <b>固定呼吸器ボックス</b>	¥51,300
<input type="checkbox"/>	SOVTBE	59,60,61	<input type="checkbox"/> Extended Battery Compartment <b>拡張バッテリーコンパートメント</b>	¥62,700
<input type="checkbox"/>			The Vent is being powered by 1 U1 Battery <b>U1バッテリー1個で起動</b> <input type="checkbox"/> Chair Powered by 2 Group 22NF Batteries <b>車いすは22NFバッテリー2個使用</b> <input type="checkbox"/> Chair Powered by 2 Group 24 Batteries <b>車いすはグループ24 バッテリー2個使用</b>	
<input type="checkbox"/>			The Vent is being powered by 1 Group 22NF Battery <b>22NFバッテリー1個で起動</b> <input type="checkbox"/> Chair Powered by 2 Group 22NF Batteries <b>車いすは22NFバッテリー2個使用</b> <input type="checkbox"/> Chair Powered by 2 Group 24 Batteries <b>車いすは24バッテリー2個使用</b>	
<input type="checkbox"/>			The Vent is being powered by 1 Group 24 Battery <b>24バッテリー1個で起動</b> <input type="checkbox"/> Chair Powered by 2 Group 22NF Batteries <b>車いすは22NFバッテリー2個使用</b>	
	Note 59 注59		Sunrise does not supply the battery charger or the wiring for the Vent. サンライズでは呼吸器の充電器やワイヤーはご提供しておりません。 These items are normally provided by the Vent Manufacturer. これらは通常呼吸器メーカーよりご購入ください。	
	Note 60 注60		The Vent Tray option is not compatible for use with the Rehab Seat with Corbeau Sport Back (SAABA-COR3). <b>呼吸器オプションはCorbeauバック(SAABA-COR3)付リハシートと併用不可です。</b>	
	Note 61 注61		This option is not available with Straight Front Arm Castors <b>ストレート フロント アームキャスターと併用不可。</b>	

OTHER CUSTOM OPTIONS (Request For Quote) その他 特別オプション(見積りをご依頼ください)

<input type="checkbox"/>	PAT	62	Power Anterior Tilt <b>電動前方ティルト</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	62	Power Lateral Tilt 15° <b>電動左右ティルト15°</b> <input type="checkbox"/> Raise the Left Side only <b>左側のみ上昇</b> <input type="checkbox"/> Raise the Right Side only <b>右側のみ上昇</b> <input type="checkbox"/> Raise the Left & Right Side <b>左右両側上昇</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	62, 63, 64	Power Elevating Stretcher <b>電動エレベーター ストレッチャー</b> (Please call CSR for availability with configuration and user weight capacity) <b>詳細要問合せ</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	62, 64	Power Flip-up Foot Platform <b>電動フリップアップフットプレート</b> (Please call CSR for availability with configuration and user weight capacity) <b>詳細要問合せ</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	62, 64	Power Vertical Lifting Foot Platform <b>電動水平上昇フットプレート</b> (Please call CSR for availability with configuration and user weight capacity) <b>詳細要問合せ</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	64	Rehab Seat with Corbeau Performance Back includes manual recline lever <b>Corbeauパフォーマンスバック付リハシート手動リクライナー付</b> <input type="checkbox"/> Lever LH <b>レバー左</b> <input type="checkbox"/> Lever RH <b>レバー右</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	62	Endomorphic Back Canes (Pair) <b>強化バックポスト(左右)</b> <input type="checkbox"/> 1" per side towards inside=2" in <b>左右2.54cmずつ内向き</b> <input type="checkbox"/> 2" per side towards inside = 4" in <b>左右5.08cmずつ内向き</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	63	Independent Depth Adjustability built into the Footrest Receiver that is attached to the Seat Pan <b>シートパンに取付られた左右独立奥行調整機能内蔵フットサポートレシーバー</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM		Transfer Handles (Pair) <b>移乗用ハンドル(左右)</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM		Manual Wheel Locks <b>手動ブレーキ</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM	62	Non Standard Frame Colors (Not all custom colors are available, please contact CSR for availability) <b>特別フレームカラー(一部選択不可な色があります。お問い合わせください)</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM # 1	62	Other custom options. Specify in notes section below. <b>その他特別オプション。下記に詳細を記入ください。</b>	
<input type="checkbox"/>	CUSTOM # 2	62	Other custom options. Specify in notes section below. <b>その他特別オプション。下記に詳細を記入ください。</b>	
	Note 62 注62		Please specify details and specifications for these options. <b>オプションの詳細と仕様を教えてください。</b>	
	Note 63 注63		This option is not available with the Rehab Seat and Corbeau Sport Back. <b>Corbeauバック付リハシートとは併用不可。</b>	
	Note 64 注64		This option is not available with the Straight Front Castor Arms. <b>ストレート フロント キャスターアームとは併用不可。</b>	
	Note 65 注65		The max user weight with this option 250 lbs. <b>耐荷重113kg。</b>	
	Note 66 注66		The Custom Corbeau Seat is not available with VR2. <b>CorbeauシートはVR2使用不可。</b>	

NOTES / SPECIAL REQUESTS / CUSTOM SPECIFICATIONS メモ / 特別リクエスト / 特注