

注文日	ご購入者様名		
代理店様名	TEL	FAX	
ご購入者様施設/病院名	施設/病院担当者様名		

基本価格

 XES00001 □ クイッキージノン2 SA 基本価格 ¥320,000

車いす寸法

シート幅 - フレームチューブの外側から外側を採寸してください。

無料オプション

32cm	34cm	36cm	38cm	40cm	42cm	44cm	46cm	48cm	50cm	XESSW32-50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

シート奥行き

無料オプション

34cm	36cm	38cm	40cm	42cm	44cm	46cm	48cm	50cm	XESSD34-50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
フレーム長は38センチ幅用			シート奥行きに合ったフレーム長						

フロントシート高 : キャスターやフォークの選択により、設定できる高さが異なります。

無料オプション

		フォーク	フロントシート高 (cm)								
			43	44	45	46	47	48	49		50
キャスター	3"	111mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						XES31143-45
		123mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					XES32344-46
	4"	111mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					XES41143-46
		123mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XES42344-48
	5"	111mm			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XES51145-48
		123mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XES52347-49
6"	123mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XES62348-50	

※フロントシート高設定51cm以上をご希望の場合は、お問合せ下さい。

リアシート高 : ホイールサイズにより、設定できる高さが異なります。

無料オプション

ホイールサイズ		リアシート高 (cm)														
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		49	50
24"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XES2437-49
25"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XES2538-50

リアシート高は、フロントシート高より0cm~11cm低い位置での設定となります。仕様によりご希望の設定にできない場合があります。

(1)ライトウェイトアダプター選択時のみ設定が可能です。

シート

シート(座布)

XES020002	<input type="checkbox"/> ナイロン製張り調整+1ユーティリティバッグ	標準装備
XES020003	<input type="checkbox"/> ナイロン製張り調整+1ユーティリティバッグ、1カテータルバッグ	シート幅34cmから ¥5,000
XES020004	<input type="checkbox"/> ナイロン製張り調整+2ユーティリティバッグ	シート幅34cmから ¥5,000
XES020000	<input type="checkbox"/> 座布なし	無料オプション

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

バックレスト

高さ調整式バックレスト(cm)						無料オプション
右表よりバックレスト高を選択してください。 5cm以内での調整が可能です。	25-30	30-35	35-40	40-45	45-47.5	
	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 45	XESHA2525-4545
	<input type="checkbox"/> 27.5	<input type="checkbox"/> 32.5	<input type="checkbox"/> 37.5	<input type="checkbox"/> 42.5	<input type="checkbox"/> 47.5	XESHA2527-4547
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 45		XESHA2530-4045

カーボンファイバーチューブ(cm) ※J3バック、デスクサイドガードとの併用不可						¥22,000
高さ固定です。 高さの調整はできません。	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 27.5	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 32.5	XESC25-325	
	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 37.5	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 42.5	XESC35-425	

XES030010	<input type="checkbox"/> 90° 固定式バックレストフレーム(角度調整不可、折りたたみ不可)	無料オプション
XES030029	<input type="checkbox"/> デスクサイドガードプレパレーション※下図参照 ※デスクサイドガードまたはパッド付きアームレストを使用する(もしくは今後使用する)場合は必ず選択してください。	無料オプション
XES030031	<input type="radio"/> 折りたたみ式バックレスト ⁽¹⁾	¥28,000
XES030012	<input type="radio"/> 角度調整式バックレストフレーム	¥28,000
XES030029	<input type="checkbox"/> デスクサイドガードプレパレーション※下図参照 ※デスクサイドガードまたはパッド付きアームレストを使用する(もしくは今後使用する)場合は必ず選択してください。	無料オプション
XES030031	<input type="radio"/> 折りたたみ式バックレスト ⁽¹⁾	¥28,000

(1) ※バックレスト高32.5cm以上、高さ固定バックレストとの併用不可。
※高さ調整プッシュハンドル、JAYバックとの併用不可。4ページ目の表をご参照ください。

デスクサイドガード
プレパレーションなし



デスクサイドガード
プレパレーションあり



※画像は90° 固定式バックレストフレームです。

プッシュハンドル

XES030200	<input type="checkbox"/> プッシュハンドルなし	無料オプション
XES030201	<input type="checkbox"/> プッシュハンドルロング	無料オプション
XES030203	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式プッシュハンドル	バックレスト高32.5cm以上に取付け可 ¥15,000
XES030205	<input type="checkbox"/> JAY バック用高さ調整式プッシュハンドル	バックレスト高32.5cm以上に取付け可 ¥24,000
XES030204	<input type="checkbox"/> 高さ調整式プッシュハンドル	バックレスト高30cm以上に取付け可 ¥24,000

背布

XES030316	<input type="checkbox"/> EXO 張り調整背布(ポケット付き)ポリエステル素材、7mm厚インナー 色(ふち): <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	無料オプション 無料オプション
XES030317	<input type="radio"/> EXO PRO 張り調整背布(ポケット付き)3DX/3メッシュ通気性素材、13mm厚インナー 色(ふち): <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	¥14,000 無料オプション
XES0030300	<input type="checkbox"/> 背布無し	無料オプション

バックレストアクセサリ

XES030402	<input type="radio"/> 折りたたみ式スタビライザー ※シート幅38cm以上に取付け可 ※固定式バックレストフレームには取付け不可	¥14,000
-----------	--	---------

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

折りたたみ式バックレストマトリックス(cm)

		バックレスト高						
		32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5
座 高	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40			✓	✓	✓	✓	✓
	42				✓	✓	✓	✓
	44				✓	✓	✓	✓
	46					✓	✓	✓
	48						✓	✓
	50							✓



- ✓ 前方に90° 倒れます
- ✓ 折りたたみ式ブッシュハンドルと併用の場合、90° 未満の倒れ込み
- ✓ 90° 未満の倒れ込み
- ✓ 45° 未満の倒れ込み

アームレスト / サイドガード

アームレスト

XES040005	<input type="radio"/> フリップアップ(デスクサイドガード一体型)	¥25,000
XES040001	<input type="radio"/> 高さ固定フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド25cm)	¥25,000
XES040002	<input type="radio"/> 高さ調整式フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド25cm)	¥33,000
XES040003	<input type="radio"/> 高さ固定フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド31cm)	¥25,000
XES040004	<input type="radio"/> 高さ調整式フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド31cm)	¥33,000
XES040050	<input type="radio"/> 高さ調整式シングルポスト(サイドガード一体型)(アームパッド25cm)	¥15,000
XES040051	<input type="radio"/> 高さ調整式シングルポスト(サイドガード一体型)(アームパッド31cm)	¥15,000
XES040052	<input type="radio"/> 高さ調整、奥行き調整式シングルポスト(サイドガード一体型)(アームパッド33cm)	¥28,000
XES040117	<input type="radio"/> パッド付きアームレスト(スイングアウェイ、チューブ形状)	¥15,000

アームレストアクセサリ

XES040020	<input type="checkbox"/> 頚髄損傷者用リリース式デスクタイプアームレスト(デスクサイドガード選択時のみ)	無料オプション
XES090011	<input type="radio"/> ブッシュ・フィット・トレイテーブル(幅38-48cm)	¥33,000
	<input type="radio"/> スイングアウェイ・トレイテーブル(幅34-50cm)	¥33,000
	<input type="checkbox"/> 左側取付け(XES090012) <input type="checkbox"/> 右側取付け(XES090013)	

サイドガード

XES040107	<input type="radio"/> コンポジットサイドガード(ブラック)(高さ21cm、奥行き31cm)	¥11,000
XES040101	<input type="radio"/> カーボンファイバースリムサイドガード(ブラック)	¥11,000
XES040102	<input type="radio"/> アルミサイドガード(フレームカラーと同色)	¥18,000
XES040103	<input type="radio"/> フェンダー付きアルミサイドガード(フレームカラーと同色)	¥25,000
XES040104	<input type="radio"/> フェンダー付きカーボンファイバーサイドガード(ブラック)	¥33,000

フットレスト

ハンガー

XES050008	<input type="checkbox"/> スイングアウェイハンガー(ペア) 標準	
	<input type="checkbox"/> ハンガー角100° (XES050001) <input type="checkbox"/> ハンガー角110° (XES050002)	
	<input type="radio"/> スイングアウェイ・エレベーターハンガー(0° ~90°)	(各) ¥12,000
	<input type="radio"/> 左(XES050009) <input type="radio"/> 右(XES050010) <input type="radio"/> ペア(XES050011)	(ペア) ¥23,000
	<input type="radio"/> アンピュティエサポート	(各) ¥17,000
	<input type="radio"/> 左(XES050014) <input type="radio"/> 右(XES050013) <input type="radio"/> ペア(XES050012)	(ペア) ¥33,000

フットプレート

XES050020	<input type="radio"/> 左右独立型角度調整式コンポジットフットプレート(ヒールループ付き)(ブラック)(座幅38cm以上)	標準
XES050022	<input type="radio"/> 左右独立型角度調整式アルミフットプレート(ヒールループ付き)(フレームカラーと同色)	¥20,000

下腿長(cm) ※Lower leg length(LL) ※フロントシート高より2.5cm以上短く設定してください

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41

無料オプション

○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50 XESLLL22-50

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

アクスルプラグ重心位置(cm) ※Center of Gravity(COG) (バックポスト前部からの距離となります)

標準アダプター (XES07070304-12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ライトウェイトアダプター (キャンパー角0° のみ) (XES07070107-13)

4 5 6 7 8 9 10


アクスルプレート

XES010411 アルミ・ロング(フル調整可能)

標準装備

XES010412 アルミ・ショート(設定位置より1cm調整)

¥20,000



無料オプション

無料オプション



標準アダプター



ライトウェイト
アダプター



アルミ・ロング



アルミ・ショート

フレームアクセサリー

XES090016	<input type="radio"/> フレームプロテクション(ブラック)	¥6,000
XES090100	<input type="radio"/> 車載用金具	¥9,000
XES090010	<input type="radio"/> トランジットホイール	¥22,000
XES090050	<input type="radio"/> 転倒防止(取付けタイプ)(ペア)	¥10,000
XES090004	<input type="radio"/> 転倒防止(スイングアウェイタイプ)左	¥13,000
XES090005	<input type="radio"/> 転倒防止(スイングアウェイタイプ)右	¥13,000
XES090006	<input type="radio"/> 転倒防止(スイングアウェイタイプ)ペア	¥26,000
XES090001	<input type="radio"/> チップアシスト 左	¥6,000
XFF090002	<input type="radio"/> チップアシスト 右	¥6,000
XFF090003	<input type="radio"/> チップアシスト ペア	¥11,000
※転倒防止(取付けタイプ)とチップアシストの併用はできません。どちらかひとつの選択となります。		
XES090009	<input type="radio"/> クラッチホルダー (チップアシスト選択時のみ)	¥4,000

フォーク

XES080013	<input type="checkbox"/> Carbotecture [®] フォーク (ブラック)	標準装備
	色: <input type="radio"/> オレンジ <input type="radio"/> シルバー <input type="radio"/> レッド ^(※) <input type="radio"/> ブルー ^(※) XES0800080/S/R/B	¥5,000
	※レッド及びブルーは、123mmフォーク選択時には不可となります。	

キャスター

XES080301	<input type="checkbox"/> 標準ソリッドキャスター (リム:コンポジット/ブラック)	無料オプション
XES080302	<input type="checkbox"/> ソリッド(ソフト)キャスター (リム:コンポジット/ブラック)	5"、6"のみ 無料オプション
XES080303	<input type="radio"/> ライトアップソリッドキャスター (リム:コンポジット/ブラック)	3"、4"、5"のみ ¥6,000
XES080304	<input type="radio"/> アルミニウムリムソリッドキャスター (リム:アルミ/シルバー)	4"、5"のみ ¥8,000
XES080306	<input type="radio"/> アルミニウムリムソリッド(ソフト)キャスター (リム:アルミ/シルバー)	4"、5"のみ ¥12,000
	色: <input type="radio"/> ブラック <input type="radio"/> オレンジ <input type="radio"/> レッド <input type="radio"/> ブルー XES080306BK/O/R/B	¥5,000

【注】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

リアホイール

XES070000	<input type="checkbox"/> ホイールなし		無料オプション
XES070001	<input type="checkbox"/> ユニバーサル(36本クロススポーク/シルバー)	24"のみ	無料オプション
XES070002	<input type="checkbox"/> デザイン(36本ストレートスポーク/シルバー)	24"のみ	無料オプション
XES070003	<input type="checkbox"/> ライトウエイト(24本ストレートスポーク/シルバー)	カラーオプション(最終ページ)をご参照ください	無料オプション
XES070004	<input type="radio"/> プロトン(24本ストレートスポーク/シルバー)	耐荷重:100kg	¥30,000
XES070005	<input type="radio"/> Spinergy [®] (18本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:シルバー)		¥54,000
XES070006	<input type="radio"/> Spinergy [®] (12本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:シルバー)		¥76,000
XES070007	<input type="radio"/> Spinergy [®] (12本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:ブラック)		¥76,000
XES070008	<input type="radio"/> ドラムブレーキ付きホイール(36本クロススポーク/シルバー)	24"のみ	¥31,000
プッシュハンドル、及び折りたたみ式プッシュハンドルの取付け不可。標準アダプター、0° 4° キャンバーのみ選択可。			
XES070009	<input type="radio"/> マウンテンバイクホイール(36本ストレートスポーク/シルバー)	24"のみ	¥28,000
XES070010	<input type="radio"/> 予備マウンテンバイクホイール	24"のみ	¥42,000
XES070150	<input type="checkbox"/> 標準クイックリリースアクスル		標準装備
XES070151	<input type="radio"/> 頰椎損傷者用クイックリリースアクスル		¥6,000

タイヤ

XES070101	<input type="checkbox"/> シュワルベ ライトラン	24"のみ	無料オプション
XES070102	<input type="checkbox"/> ノーバンクタイヤ		無料オプション
XES070106	<input type="radio"/> シュワルベ ダウンタウン・ツウグリップ	24"のみ	¥4,000
XES070107	<input type="radio"/> シュワルベ ワン		¥5,000
XES070104	<input type="radio"/> マラソンプラスエポリユーション		¥5,000

ハンドリム

XES070204	<input type="checkbox"/> ステンレス(シルバー)		無料オプション
XES070202	<input type="checkbox"/> アルミニウムアノダイズド(シルバー)		無料オプション
XES070201	<input type="checkbox"/> アルミニウムパウダーコーティング(クリア)		無料オプション
XES070203	<input type="radio"/> アルミニウムパウダーコーティング(カラー)	最終ページより色を選択してください。	¥6,000
XES070205	<input type="radio"/> チタン		¥20,000
XES070206	<input type="radio"/> チタンパウダーコーティング(クリア)		¥20,000
XES070207	<input type="radio"/> スーパーグリップ		¥28,000
XES070208	<input type="radio"/> マックスグリップ	24"のみ	¥37,000
XES070211	<input type="radio"/> サージLT		¥32,000
ハンドリム取付け幅			
XES070307	<input type="radio"/> スーパーナロー(7mm)	ステンレス(シルバー)及びサージのみ	¥11,000
XES070317	<input type="checkbox"/> ナロー(17mm)		標準装備
XES070317	<input type="checkbox"/> ワイド(27mm)		無料オプション

ホイールキャンバー

<input type="checkbox"/> 0° XES070600	<input type="checkbox"/> 2° (※) XES070602	<input type="checkbox"/> 4° (※) XES070604	無料オプション
※ライトウエイトアクスルプラグ選択時は不可			

スポークガード ※24"のみ。スピナジー選択時は不可

<input type="checkbox"/> 透明				¥16,000
<input type="checkbox"/> ローテーション	<input type="checkbox"/> グラフィック	<input type="checkbox"/> ビッポ	<input type="checkbox"/> ファンタジー	¥21,000
<input type="checkbox"/> ギャラクティカ	<input type="checkbox"/> チーズ	<input type="checkbox"/> プリンセス	<input type="checkbox"/> ダンシングベア	¥21,000
<input type="checkbox"/> ジャングルフィーバー	<input type="checkbox"/> ハッピーライオン	<input type="checkbox"/> ウォーターワールド	<input type="checkbox"/> ランドルフ	¥21,000
<input type="checkbox"/> モンキー	<input type="checkbox"/> パイレーツ	<input type="checkbox"/> 羽	<input type="checkbox"/> オリエンタル	¥21,000
<input type="checkbox"/> レース	<input type="checkbox"/> ダートレース	<input type="checkbox"/> スーパーヒーロー	<input type="checkbox"/> グラフィティ	¥21,000
<input type="checkbox"/> クロームホイール	<input type="checkbox"/> ホット	<input type="checkbox"/> バスケットボール	<input type="checkbox"/> バスケットボール2	¥21,000
<input type="checkbox"/> プール	<input type="checkbox"/> 水しぶき	<input type="checkbox"/> スペース	<input type="checkbox"/> シルク	¥21,000
<input type="checkbox"/> アブストラクト	<input type="checkbox"/> クリエイティブ	<input type="checkbox"/> タイガー	<input type="checkbox"/> ゼブラ	¥21,000

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については株式会社サニライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

ホイールロック

XES060001	<input type="checkbox"/> 標準ホイールロック	標準装備
XES060002	<input type="radio"/> ニーレバーホイールロック	¥6,000
XES060010	<input type="radio"/> ニーレバー用延長ハンドル	¥3,000
XES060003	<input type="radio"/> コンパクトホイールロック	¥6,000

アクセサリ

XES090000	<input type="checkbox"/> ツールキット	標準装備
XES090025	<input type="checkbox"/> エアポンプ	¥2,000
XES090024	<input type="radio"/> 高圧ポンプ	¥7,000
XES090020	<input type="radio"/> ネットバッグ	¥3,000
XES090030	<input type="radio"/> バックパック	¥7,000
XES090019	<input type="radio"/> キャディ	※ハイマウント、オートフォールディングのフットプレート選択時は不可。 ¥10,000
XES090026	<input type="radio"/> 携帯入れ	¥3,000

カラー（※ハブ/リムの塗装は、ユニバーサルホイール選択時のみとなります。）

	フレーム	ハンドリム	ハブ/リム	クロスチューブ		フレーム	ハンドリム	ハブ/リム	クロスチューブ
	無料	¥6,000	¥15,000	¥15,000		無料	¥6,000	¥15,000	¥15,000
ホワイト	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	シルバーテクスチャー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントシルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	グラファイトメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットシルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	プラチナメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
シルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
サンイエロー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	マットブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントライム	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	シグナルホワイト	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットライム	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ピンク	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ダークチョコレートメタリ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントマリーン	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	スカイブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットマリーン	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	シアンメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントパープル	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	マーズレッド（オレンジ）	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットパープル	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	カプチーノ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
レッドルビー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	キウイ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントレッド	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	フラミンゴグリッター	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットレッド	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	マットアンソラサイト	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
トゥッティフルッティオレ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	アズリブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

24" ライトウェイト用アノダイズカラー（ハブ/リム）

XESANDOR	<input type="checkbox"/> オレンジ アノダイズド	¥15,000
XESANDBL	<input type="checkbox"/> ブルー アノダイズド	¥15,000
XESANDRD	<input type="checkbox"/> レッド アノダイズド	¥15,000

【注】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。