



オクタン サブ4

受注日付：
サンライズメディカルジャパン株式会社
ご注文受付番号：
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
TEL : 0480-31-6480 order@sunrisemedical.jp
販売店様 ご記入欄

発注年月日： 御社名： ご担当者：

住所： 電話番号：

I-ザ-氏名（漢字） ご担当者Tel または Email：

よみがな（ローマ字 Mr. / Ms. 送付先情報 ※上記と異なる場合のみ

身長 cm 体重 kg 送付先名：

障がい名（任意） 送付先住所：

障がいレベル（任意） 送付先電話番号：

製品情報： Octan Sub4 (オクタン サブ4)

- Base product
ベース商品
- Standard configuration
標準仕様

- ⚠ Mandatory information
表示義務情報
Option with no extra cost
無料オプション


- ⓘ Information required for option
オプションに必要な情報
- Option with extra cost
有料オプション

- SBTXZ010 OCTANE SUB4
¥835,000 オクタン サブフォー

- XA070 Open design
OPEN
オープン フレーム デザイン

Max User Weight 110kg
耐荷重 110kg

- XW010 CAD drawing for approval: 確認用 CAD図面
¥12,340 CAD




KEY FRAME MEASUREMENTS メインフレーム寸法

- XY010 Seat width (Inside of sideguards)
SW シート幅 (サイドガードの内側から内側まで)
mm (Max - 440mm) (最大-440mm)
(Min - 250mm) (最小-250mm)
- ⚠
- XY020 Seat length
SL シート奥行
mm (Max - 440mm) (最大-440mm)
(Min - 250mm) (最小-250mm)
- ⚠
- XY030 Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)
ESL 延長シートフレーム (レッグサポートとグリップ感の増加)
mm (Max - 440mm total seat)
(最大-440mm 全奥行)
- ⓘ
- XY050 Front frame height
FH 前座高
mm (Max - 520mm) (最大-520mm)
(Min - 380mm) (最小-380mm)
- ⚠
- XY060 Rear frame height
RH 後座高
mm (Max - 500mm) (最大-500mm)
(Min - 360mm) (最小-360mm)
- ⚠
- XY070 Frame length
FL フレーム長
mm (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
(Max - 625mm) (最大-625mm)
(最小 = XY020 + XY030 + 140mm)
- ⚠
- XY072 Castor position
CF キャスター ポジション
mm
- ⓘ

Optimise measurements キャスターポジション 仕様に合わせて適した位置に

- XA020 Ergonomic seat エルゴノミック シート
¥8,820 **ERGO SEAT**
Specify length 長さ指定
mm (Standard = 120mm)
(標準 = 120mm)
- ⓘ



FRONT FRAME AND FOOTREST フロント フレーム & フットレスト

Front Frame Options フロント フレーム オプション


XY080 Seat taper design
フロント フレーム
テーパ ー デザイン

TAPER

Specify width 幅指定

mm

(When combined with XY091, dimension is inbetween the centre of the main bends) (XY091と併用する場合はテーパの始まる位置が若干高くなります)




XY091 Parallel taper design
パラレル テーパ ー
デザイン

PARALLEL

Specify width 幅指定

mm

(When combined with XY080, dimensions must be smaller by 20mm) (XY080と併用する際は、20mm小さくしてください。)




Footrest Design フットレスト デザイン

XY100 Round design ラウンド デザイン

ROUND

Castor Wheel Size
キャスターサイズ
4"

Max Height
最大高さ
120



Footrest Measurements フットレスト寸法

XY115 Front footrest height
FH 地面からフットレスト前方部の高さ



mm

XY120 Rear footrest height
RH 地面からフットレスト後方部の高さ




mm (Std = 20 lower than front height)
(標準 = 20mm 前部より低い)

XY125 Footrest length フットレスト奥行

LENGTH



mm Maximum length 140mm
最大奥行140mm



Footrest Style フットレスト スタイル

XB010 Tubular aluminium footrest 高さ調整式 チューブラー
(Height adjustable) アルミニウム フットレスト

TUBULAR ALUMINIUM

XB020 Tubular titanium footrest 高さ調整式 チューブラー
(Height adjustable) チタン フットレスト
(*Non-certified option*) **TUBULAR TITANIUM**
(*保証している重量には含まれません*)

Footrest Cover フットレスト カバー

XB045 Lightweight carbon fibre cover 軽量カーボンファイバー カバー (軽量カット)
(With weight saving cut-out)
L/W CARBON

CASTOR WHEELS, FORKS & WHEEL LOCKS キャスター、キャスターフォーク、ブレーキ

Castor Wheels キャスターホイール

XC135 Frog legs aluminium centre 4"x1.25" **FROG LEG**
 4"x1.25"フロッグレッグ キャスター、アルミニウム ホイール
 Choose colour below 下記より色を選択ください:



Silver hub & black tyre シルバーハブ&ブラックタイヤ (標準)	Green hub & black tyre グリーンハブ&ブラックタイヤ
Black hub & black tyre ブラックハブ&ブラックタイヤ	Red hub & black tyre レッドハブ&ブラックタイヤ
Purple hub & black tyre パープルハブ&ブラックタイヤ	Blue hub & black tyre ブルーハブ&ブラックタイヤ

SBTXC13' Frog Legs carbon composite centre 4"x1.25" (Black hub & black urethane tyre) **NEW!** **FROG LEG CARBON**
 4"x1.25" フロッグレッグ、カーボン コンポジット ホイール
 (ブラックハブ&黒ウレタン タイヤ)

Castor Forks キャスターフォーク


XC190 Low ride castor fork 低床キャスターフォーク
LOW RIDE



Black ブラック BLK	Silver シルバー SILVER
----------------------	--------------------------

Castor Pin Width キャスター幅

XY330 Castor pin width キャスター幅
CASTOR PIN WIDTH
 Optimise measurements 仕様に合わせて適したキャスター幅
 (Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)
 (キャスターの回転に干渉しない最小幅 & 最大ホイールベースの長さ)



Wheel Lock Options ブレーキオプション

SBTXD036 Compact scissor with lightweight fixing コンパクト シザーブレーキ 軽量金具 COMPACT SCISSOR	XD010 Omit wheel locks ブレーキなし OMIT
--	---

SIDEGUARDS サイドガード

Sideguard without Fender サイドガード フェンダーなし

XE055 Screw on lightweight carbon fibre
軽量カーボンファイバー ねじ止め
SCREW ON L/W CARBON


Sideguard Measurements サイドガード寸法

Individual above tyre (Follow tyre - max. 25mm)
高さ指定 (タイヤに沿って-最大25mm)



mm

Level with tyre (Follow tyre)
タイヤと同じ高さ
(タイヤに沿って)



Sideguard with Fender フェンダー付きサイドガード

XE065 Screw on lightweight carbon fibre with fender
フェンダー付きカーボンファイバー ねじ止め
SCREW ON L/W CARBON FENDER


Sideguard Measurements サイドガード寸法

10mm above tyre (Standard)
タイヤより10mm上 (標準)




mm

Individual above tyre
(Min = 10mm)
高さ指定 (最小=10mm)



Centre of tyre
フェンダー幅 タイヤ中央まで



BACKREST バックレスト

Backrest Height - Fixed バックレスト高 - 固定式

XY230 Fixed backrest height
 高さ固定式バックレスト
FIXED HT
 Specify height 高さ指定
 mm

Ergonomics - Rearward Positioning (Choose One) エルゴノミック - 後部ポジション (1つお選びください)

XY360 Backrest angle
 バックレスト角度
B/REST ANGLE
 -5 -3 0 +3 +5
 Individual 角度指定
 (Max -10/+20 Deg
 (最大 -10/+20 度)

XG100 Ergonomic backrest
 エルゴノミックバックレスト
¥44,100
ERGO B/REST
 Vertical Height (Min 250 mm) 高さ(最小)

Ergonomics - Lateral Positioning (Choose One) エルゴノミック - ラテラル ポジション (1つお選びください)

XG110 Inward taper 内側テーパー
 (inside of backrest
 (バックホストの内側)
INWARD TAPER
 Width 幅
 mm

XG120 Outward flare 外側テーパー
 (inside of backrest posts)
 (バックホストの内側)
OUTWARD FLARE
 Width 幅
 mm

CAMBER BAR キャンバーバー

Camber Angle キャンバー角度

XY390 Camber angle キャンバー角度
 1 2 3

Centre of Gravity 重心位置(車軸)

SBTXH100 Single post fixed centre
 of gravity (25-125mm)
 シングルポスト車軸固定式
 (25-125mm)
FIXED SINGLE POST
 mm

FRAME FINISH OPTIONS フレーム仕上げオプション

Frame and Footrest フレーム & フットレスト

SBTXN030 Brushed frame ブラッシュ 仕上げ フレーム
BRUSHED

SBTXN050 Polished frame ポリッシュ 仕上げ フレーム
POLISHED

Accent Colour (Choose One) アクセントカラー (1つお選びください)

Finish accent colour black ブラック アクセント
BLK ACCENT
 Finish accent colour red レッド アクセント
RED ACCENT
 Finish accent colour purple パープル アクセント
PURPLE ACCENT

Finish accent colour silver シルバー アクセント
SILVER ACCENT
 Finish accent colour blue ブルー アクセント
BLUE ACCENT
 *Note - Accent includes decal on frame only.
 *注 - アクセントはフレームのロゴシールのみ含まれます

UPHOLSTERY 背布 & 座布

Seat Upholstery 座布

XP045 Seat sling Sub4 adjustable tensor 張り調整式 サブ4 シートスリング(座布) **SUB 4 STRAP ADJ**

Backrest Upholstery 背布

XP035 Airtech Sub4 backrest strap adjusta 張り調整式 サブ4 エアテック バックレスト **SUB 4 AIRTECH**

Backrest Upholstery Stitching Options 背布 ステッチ(縫糸) オプション

Silver **SILVER** シルバー(未選択時標準)
 (Standard if not indicated)

Black **BLACK** ブラック

Blue **BLUE** ブルー

Red **RED** レッド

Light blue **L/BLUE** 水色

Purple **PURPLE** パープル

Other Upholstery その他 オプション

XS065 Sub4 Calf Strap サブ4 カーフ ストラップ
SUB 4 CALF STRAP

REAR WHEELS (* non certified weight options) 後輪 (* 保証している重量には含まれません)

Wheel Size ホイール サイズ



 XY420 Wheel size 24"
ホイール サイズ 24"

 XY430 Wheel size 25"
ホイール サイズ 25"

Wheel Gap リアホイール間隔


 XY460 Rear wheel gap
リアホイール間隔
15 20 25

XY460



Wheel Options ホイール オプション

 XK075 Spinergy **BLXL** 18 blade spoke (select colour below - **Note: Black hub only**)

スピナジー-BLXL日常用 18本ブレードスポーク (注:黒ハブのみ)

 XK225 Titanium 130mm quick release axle pins
チタン製130mmクイック リリース アクスル

 SBTXX150 Spinergy **CLX** 18 carbon blade spoke

¥71,960 スピナジー-CLX18本カーボンブレードスポーク

NEW!


Spinergy Colour Options スピナジー カラー オプション (スピナジーを選択した方は下記より色を指定してください)

 Black spoke / Black hub **BLK**

ブラック スポーク / ブラック ハブ

 Red spoke / Black hub **RED**

レッド スポーク / ブラック ハブ

 Yellow spoke / Black hub **YELLOW**

イエロースポーク / ブラック ハブ

Pink spoke / Black hub

ピンク スポーク / ブラック ハブ

PINK

 White spoke / Black hub **WHITE**

ホワイト スポーク / ブラック ハブ

 Blue spoke / Black hub **BLUE**

ブルースポーク / ブラック ハブ

 Green spoke / Black hub **GREEN**

グリーン スポーク / ブラック ハブ

Orange spoke / black hub

オレンジ スポーク / ブラック ハブ

ORANGE

 Purple spoke / Black hub **PURPLE**

紫スポーク / ブラック ハブ

 XK180 Custom spoke design **内側**
¥18,000 (Specify colour) **Inside**
CUSTOM **外側**
カスタムカラー (色指定) **Outside**

Note: Supply picture for custom designs

注: 特注の際は写真を送ってください

Handrim Position ハンドリム間隔

XY480 Narrow set handrim (Standard if no option selected)

 ハンドリム間隔 ナロー (未選択時標準 **NARROW**)

 XY485 Wide set handrim **WIDE**

ハンドリム間隔 ワイド

 XL090 Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)
¥11,220 余分なタブの長さを除去 (狭いリアホイール間隔に推奨 **REMOVE EXCESS**)

Handrim Options ハンドリム オプション

 XL010 Aluminium hard anodised 6 tab (Standard if no option selected)
アルミニウム ハード アノダイズド処理 6タブ (未選択時標準)
HARD ANO

 XL030 Surge LT 6 tab **SURGE**
¥37,440 サージLT 6タブ

 XL020 Tetra grip 6 tab **TETRA**
¥31,360 テトラ グリップ 6タブ

 XL100 Para grip 6 tab **PARA**
¥31,360 パラ グリップ 6タブ

 XL040 Titanium 6 tab **TITANIUM**
¥26,580 チタン 6タブ

 XL050 Stainless steel 6 tab **STAINLESS STEEL**
¥14,640 ステンレス スチール 6タブ

 XL140 Ergo gripp 6 tab wide **ERGO**
¥32,640 エルゴ グリップ 6タブ **ワイド**

NEW!

Tyre Options タイヤ オプション

 XM060 Schwalbe One (Lightest option **ONE**)
¥10,460 シュワルベ ワン (最軽量オプション)

 XM010 Kenda **KENDA**
高圧ケンダ タイヤ

 Grey (Std) **GREY**
グレー (標準)

 Blue **BLUE**
ブルー

 Red **RED**
レッド

 XM130 Kenda black **KENDA**
¥2,040 ケンダ ブラック

 XM020 Schwalbe Marathon Plus **MARATHON PLUS**
¥7,540 シュワルベ マラソン プラス

 XM040 Shox solid airless (24", 25" only) **SHOX**
¥12,340 Shox ソリッド エアレス (24", 25"のみ)

 XM050 Kenda K885 mountain bike tyre (24", 25" only) **K885**
¥2,960 ケンダ K885 マウンテン バイク タイヤ (24", 25"のみ)

Inner Tube Valve Options チューブ バブル オプション

 XY500 Schraeder inner tube valve (Std.)
米式バルブ (未選択時標準)

 XY490 Presta inner tube valve
仏式バルブ


* Indicates items that are not part of the certified weight of the TIGA Sub4 *印のオプションはTIGA Sub4で保証している重量に含まれません

CUSHION (** non certified weight options) クッション (** 保証している重量には含まれません)

Cushion foam options クッション フォーム オプション

- XP080 Cushion foam with nylon cover (select density and size below)
 ¥9,240 フォームクッション ナイロンカバー (硬さとサイズを下記より選択ください)



CUSHION

Soft (CMS040) **SOFT**
 ソフト フォーム クッション

Medium (CMS050) **MEDIUM**
 ミディアム フォーム クッション

Hard (9lb recor) **HARD**
 ハードチップ フォーム



50mm
 クッション厚み 50mm

75mm
 クッション厚み 75mm

100mm
 クッション厚み 100mm

Cushion cover options クッション カバー オプション

- XP090 Airlite cushion cover **AIRLITE COVER**
 ¥7,140 カバーアップグレード エアライト (黒)

- XP100 Upholstery cushion cover upgrade to leather: **LEATHER COVER**
 ¥23,460 カバーアップグレード レザー (下記より色選択ください)



Black (Std) **BLK**
 ブラック (標準)

Red **RED**
 レッド

Grey **GREY**
 グレー


Jay Cushion JAYクッション

- XP250 JAY Extreme Active fluid p. **JAY EXTREME ACTIVE** select size
 ¥72,000 (Price subject to change dependant on size) サイズを記載ください
JAYエクストリーム アクティブ フルイド パッド (価格はサイズにより異なる場合があります)
- XP251 JAY Easy Visco **JAY EASY VISCO** select size
 ¥24,000 (Price subject to change dependant on size) サイズを記載ください
JAY イージー ビスコ (価格はサイズにより異なる場合があります)

Other Jay cushion, please specify code, cost, size and descri; その他のJAYをご希望の場合は 商品番号、価格、サイズ、商品名ご記入下さい

FRAME OPTION(** non certified weight options) フレームオプション (** 保証している重量には含まれません)

- XR060 Welded calf strap mounting loo **CALF STRAP LOOPS**
 ¥11,220 (To locate calf strap on front frame)
 カーフ ストラップ取付ループ 溶接式 (フロントフレームにカーフストラップを取付けるため)
 Specify height from floor 床からの高さ



Optimise measurements 仕様に合わせて適した取付位置に

ACCESSORIES (** non certified weight options) アクセサリー (** 保証している重量には含まれません)

- XR080 Frontwheel assembly (Only with XB010, TGAXB080, XE) **FRONTWHEEL**
 ¥80,580 フロントホイール (XB010, XB080, XB150のみ)

(Office use only)
 (企業記載)

Frontwheel serial
 number:

フロントホイール シリアル ナンバー

- XR010 Seat pouch velcro attach (Black) **SEAT POUCH VELCRO**
 ¥4,180 シートポーチ ベルクロ式 (黒)

- XR200 Rucksack with RGK logo (Black) **RUCKSACK WITH RGK LOGO**
 ¥7,040 RGKロゴ入りバックパック (黒)

- XR020 Underseat large storage bag (Black) **UNDERSEAT LARGE STORAGE BAG**
 ¥9,840 アンダーシート バッグ ラージ (黒)

- XR090 Tool kit **TOOL KIT**
 ツールキット

** indicates options that, when chosen, will not enable RGK to guarantee a Sub4kg product weight
 **印のオプションを選択された際は 4kg未満にならない場合があります。予めご了承ください。

OTHER (** non certified weight options) その他 (**保証している重量には含まれません)


Footrest フットレスト

- XB200 High level footrest **HIGH LEVEL FOOTREST** Please indicate front footrest height:
 ¥15,500 フットプレート ライザー システム



地面からフットレスト
前方部の高さ指定

mm



Castor wheels 3, 4 and 5" 3", 4", 5" キャスター ホイール

- XC140 Frog Legs aluminium centre 5"x1.4" **FROG LEG**
 ¥14,020 5"x 1.4" フロッグレッグ キャスター、アルミニウム ホイール

Wheel Lock Options ブレーキ オプション

- XD020 Underseat scissor **SCISSOR** アンダーシート シザーブレーキ XD050 Push to lock **PUSH TO LO** (プッシュ ブレーキ)

Sideguards サイドガード

- XE030 Screw on aluminium, indicate size on page 4 **SCREW ON ALUMINIUM**
 ¥19,480 アルミニウム サイドガード ねじ止め、4ページで寸法をご記入ください

Backrest Options バックレスト オプション

- SBTXG020 Folding backrest with 2 position snap lock and angle ad **FOLDING B/REST**
 ¥36,620 折りたたみ式バックレスト 2か所留め&角度調節可能

Push handle Options プッシュハンドル オプション

- XG070 Screw in push handles **SCREW IN PH** XG080 Flip down push handles **FLIP DOWN**
 ¥17,180 プッシュハンドルねじ止め ¥26,360 フリップ ダウン プッシュハンドル

Centre of Gravity 車軸

- SBTXH130 Square back adjustable centre of grav (25-125mm) SBTXH140 Round back adjustable centre of gravity (60-125mm)
 ¥40,600 車軸調整式スクエアバック (25-125mm) **SQUARE ADJ** ¥40,600 車軸調整式ラウンドバック(60-125mm) **ROUND ADJ**

Anti-Tip Options 転倒防止

- XJ100 Single sport anti tip (required to change to Adjustable axi) **SINGLE SPORT ANTI TIP**
 ¥48,560 転倒防止シングルスポーツ (調整式アックスルに変更する必要がある場合があります)

Seat Upholstery 座布

- XP040 Seat sling adjustable tension with str: **STRAP ADJ** XR050 Carbon fibre seat pla: **CARBON SEAT**
 張り調整式 シートスリング ¥37,340 カーボン ファイバー シート プレート

Backrest Upholstery 背布

- XP050 Airtech backrest strap adjustat **AIRTECH**
 張り調整式 エアテック バックレスト

Backrest Upholstery Leather Options (only with XP050) バックレストレザー オプション (XP050のみ)

- XP070 Backrest upgrade to leather corners (only with Airtech upholstery (XP050), N/A with flip down push handles XG080)
 ¥13,260 **LEATHER CORNERS**
 サイドウイング角をレザーに アップグレード(エアテックバックレストXP050のみ)(フリップダウン プッシュハンドルXG081不可)

Black (Std) **BLACK** Red **RED** Grey **GREY**
 ブラック(標準) レッド グレー

Backrest Upholstery Stitching Options (only with XP050) 背布 ステッチ (縫糸) オプション (XP050のみ)

Silver **SILVER** シルバー(未選択時標準)
 (Standard if not indicated)
 Red **RED** レッド Light blue **L BLUE** 水色 Purple **PURPLE** 紫

Backrest Upholstery Logo Options (only with XP050) バックレスト ロゴ オプション (XP050のみ)

Silver **SILVER** シルバー(未選択時標準)
 (Standard if not indicated)
 Red **RED** レッド Light blue **L/BLUE** 水色 Purple **PURPLE** 紫

Backrest Accessories (only with XP050) バックレスト アクセサリー (XP050のみ)

- XP110 Backrest with zip pocket **ZIP POCKET** XP170 Individual backrest embroidery **EMBROIDERY**
 ¥9,840 ジッパー付ポケット ¥15,100 (Please provide .jpeg file and positioning)
 オリジナル刺繍 (.jpegファイルと刺繍位置をご提供下さい)

** indicates options that, when chosen, will not enable RGK to guarantee a Sub4kg product weight
 ** 印のオプションを選択された際は 4kg未満にならない場合があります。予めご了承ください。

NOTES 備考

Blank area for notes.

Grid area for notes.