

zippie.

X' Plore  
your world!

X' CAPE は XLOCK™テクノロジーを搭載し、固定車のパフォーマンスを、そして折りたたみの利便性を両立させた世界で初めての車いすです。

アクティブで日々成長するお子さま用にデザインされた X' CAPE の重さは、たったの 8.6kg。フレームとクロスチューブを別々に選べるカラーパターンは 600 以上。大好きになる車いすがきっと見つかる X' CAPE !



### XLOCK™テクノロジー

X' CAPE には新しいクロスバーに特許を取得した XLOCK™テクノロジーを搭載。このロックアウト機構は、軽量化のためパーツを少なくし、フレームの“あそび”を軽減させ推進力エネルギーをダイレクトにホイールまで伝える事ができます。これにより、お子さまはどのような環境下でも疲労を少なく漕ぎ続ける事が出来ます。



### VersaRail™シートレール

子ども用の車いすは、幅も奥行きも非常に小さく、そのためブレーキ、サイドガード、アームレストなどのコンポーネント全てを取付けることに困難を極めます。しかし、この特徴的なデザインの VERSARAIL™なら取付けクランプが不要になるため、両側からのボルト固定のみでお子さまのニーズにあった全てのコンポーネントの装着が可能となりました。



## Z-Finity™システム

お子さまの成長と共に変える車いすの設定。Z-FINITY™システムならシートパンの1.25 cm上～下52.5 cmまでお子さまの足にぴったりの長さに調整ができます。無段階に回転し、さらに角度の調整ができるフットレストは、足、ひざ、かかとにあわせ、いつでも最適な位置に設定ができます。



相性ばつぐんの JAY®ZIP クッションと ZIP バックサポートでさらに快適に。



クッションカバーの色も選べます(無料)

バックサポートのシェルもカラーリングでキメよう!(無料)



## 選べるハンガータイプ

ニーズに合わせて固定タイプハンガー、またはスイングアウェイタイプハンガーの選択ができます。

固定タイプ



スイングアウェイ

フレームとクロスチューブの組み合わせは600パターン以上

アステックゴールド	ブラック	ブラックチェリー	ブラックオパール
ブルーオパール	キャンディブルー	キャンディパープル	キャンディレッド
エレクトリックブルー	エバグリーン	グロウ	グリーンアップル
ホットスパークルピンク	モーヴピンク	ルートピア	スパークルシルバー
サンライズオレンジ	イエロー	チタニウム	マットブラック
マットブラックチェリー	マットパープル	マット	マットエバグリーン
モッシーオーク	スター & ストライプ*	エレクトリックブルー	マットエバグリーン
カモフラージュ*		ゼブラ*	

\*クロスバーの選択はできません。

**ACCESS**  
international

株式会社  
アクセスインターナショナル

URL: <http://www.accessint.co.jp>  
E-Mail: [info@accessint.co.jp](mailto:info@accessint.co.jp)

- 東京本社： 〒123-0871 東京都足立区椿 1-1-12  
Tel: 03-5856-9611 Fax: 03-5856-9622
- 大阪営業所： 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-163-11  
Tel: 072-223-1152 Fax: 072-223-1154

販売店