



Rubix2

ルービクス2

基本価格：124,000(税込)～

高耐久性かつ豊富な調整&設定が可能 プレミアムなレンタル用車いす

- 耐久性の高いアルミニウム製
- 4つのアームクロスブレース
- “XL” モデル は最大170kgまで対応可能
- ISO7176-19 衝撃テスト合格済

製品仕様

フレームカラー：	シルバーテクスチャー、マットブルー、ブリリアントレッド
背布カラー：	ブラック
耐荷重：	125 kg (XLモデル：170 kg)
最大重量：	15.3 kg未満
製造国：	ポーランド
反転幅：	850 mm
折畳み幅(ホイール付)：	330 mm
折畳み高さ：	920 mm
折畳み長さ：	1100 mm
前座高：	375～530mm

この車いすはISO7176-19の
基準に準拠しています

ISO7176-19とは…
衝突試験で規定されている加速度は20G※
欧州では標準的な基準とされています。

※目安例：
時速70kmの車が約0.1秒で衝突停止した際にかかる負荷

豊富な調整機能

座面高、奥行き、重心位置、アームパッド長さ、フットプレート角度など、素早く簡単に調整でき、ひとりひとりに合わせた理想的な快適性を実現できます。



快適な張り調整式バックレスト



バックレストは車いすの漕ぎやすさに合わせて、41cmまで下げられます



角度調整式の座面長は41~51cm、後輪リアホイールの重心位置は最大5cmまで調整可能

ルービックス：

全幅	全長	全高	座面幅	座面長	座面高	バックレスト高
560~700mm	1100mm	920mm	370~505mm	410~510mm	370~530mm	410~460mm

ルービックス XLモデル：

全幅	全長	全高	座面幅	座面長	座面高	バックレスト高
700~780mm	1100mm	920mm	520~600mm	410~510mm	370~530mm	410~460mm

様々な設定が可能

片まひ仕様含む、幅広い医療オプション。
角度調整&リクライニング可能なバックレストと、快適なシートオプションなどをご用意しています。



エレベータリング レッグレスト



高さ調整式アームレスト



トレイ
(スライド式 またはスイングアウェイ式)



サンライズメディカルジャパン株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番1
Tel.: 0480-31-6480
sunrisemedical-japan.jp