



受注日付 :
サンライズメディカルジャパン株式会社

ご注文受付番号 :
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
TEL : 0480-31-6480

order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

発注年月日 : _____ 御社名 : _____ ご担当者 : _____
住所 : _____ 電話番号 : _____

ユーザー氏名 (漢字)	_____		
よみがな (ローマ字)	Mr. / Ms. _____		
身長	_____ cm	体重	_____ kg
障がい名 (任意)	_____		
障がいレベル (任意)	_____		

ご担当者Tel または Email : _____ 送付先情報 ※上記と異なる場合のみ

送付先名 : _____

送付先住所 : _____

送付先電話番号 : _____

● = Standard 標準 □ = Cost Option 有料オプション ○ = No Cost Option 無料オプション



Max. user weight 耐荷重: 125 kg (Standard model 標準型)
Max. user weight 耐荷重: 170 kg (Heavy Duty model 高耐久型)

Basic price ベース価格 ¥124,000

USER WEIGHT ユーザー体重 kg
Dimensional tolerances +/- 1 cm 寸法誤差 +/-1cm

CLIENT MEASUREMENT ユーザーサイズ

Seat depth in cm シート奥行 (cm)	Seat width in cm シート幅 (cm)							Heavy Duty 高耐久型 170kg		
	RUBW38	RUBW405	RUBW43	RUBW455	RUBW48	RUBW52	RUBW52	RUBW56	RUBW60	
	38	40.5	43	45.5	48	52	52	56	60	
RUBD41	41	○	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD435	43.5	○	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD46	46	○	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD485	48.5	○	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD51	51	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Upcharge 追加料金:
reinforced 耐久加工 □ : ¥70,000
for 170 kg用

SD 51 only possible with single post height adjustable armrest シート奥行51は高さ調整式シングルポストアームレストのみ使用可

Front seat 前座高 height in cm (cm)	FSH375	FSH39	FSH40	FSH41	FSH425	FSH44	FSH45	FSH465	FSH48	FSH49	FSH505	FSH52	FSH53
	37.5	39	40	41	42.5	44	45	46.5	48	49	51	52*	53*
6" - 12"							○	○	○	○			
7" - 12"							○	○	○	○			
8" - 12"							○	○	○	○			
6" - 22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
5" - 24"							○	○	○				
7" - 22"							○	○	○	○			
8" - 22"							○	○	○	○	○	□	
6" - 24"			○	○	○	○	○	○	○				
7" - 24"				○	○	○	○	○	○	○			
8" - 24"					○	○	○	○	○	○	○	□	□

Upcharge 追加料金:
SH 53 cm シート高53cm □ : ¥12,000
(not in combination with 170 kg)
170kgまでの高耐久加工はできません。

* only with 125 kgのみ可

R. Nr. €

SEAT UPHOLSTERY シートスリング(座布)

RUB020001	●	Standard padded Nylon	パッド付き標準 ナイロン製		Std標準
RUB020002	□	Thick padded Nylon w/o velcro for cushion fixation	厚手パッド付き標準 ナイロン製 クッション固定用ベルクロ無し	¥3,000	
RUB020003	□	Nylon depth adjustable	ナイロン製 奥行調整	¥12,000	
RUB020011	□	w/o seat sling	シートスリングなし		
Cushions クッション					
RUB020004	□	Cushion 5 cm	クッション 5cm	¥12,000	
Comfort seating コンフォート シーティング					
RUB020005	□	Anatomical shaped comfort seat with wooden base	身体形状型コンフォートシート 木製ベース付	¥20,000	

BACKREST バックサポート

RUB030101	○	Tension adjustable back BasiX style (3 straps)	張り調整式バック BasiXスタイル (ストラップ3本)		Std標準
RUB030002	●	Tension adjustable back (4 Strap)	張り調整式バック (ストラップ4本)		Std標準
RUB030003	□	Tension adjustable back (7 Strap)	張り調整式バック (ストラップ7本)	¥4,000	
RUB030004	□	Comfort back with composite back shell	コンフォートバック コンポジットシェル付き	(sw 40.5 - 45.5 - 52) (シート幅 40.5 - 45.5 - 52)	¥40,000

BREEZY RubiX²

● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション

		R. Nr.	€	
RUB030017	● Fixed push handles 固定式プッシュハンドル		Std標準	
RUB030018	□ Integrated height adjustable push handles 高さ調整式プッシュハンドル		¥40,000	
RUB030019	□ 1/2 folding back 背前折りたたみ式バックサポート		¥20,000	
RUB030020	□ Reclining back リクライニングバック (not available from SD 51 シート奥行51不可)		¥50,000	
RUB030021	□ Angle adjustable back with integrated height adjustable push handles 角度調整式バック 高さ調整式プッシュハンドル付き		¥40,000	
RUB030022	□ Swing away stabilizer bar スイングアウェイ補強バー		¥20,000	
RUB030024	□ Stabilizer bar lite 補強バーライト		¥10,000	
RUB030025	□ Headrest (only with stabilizer bar) ヘッドレスト(補強バー必要)		¥70,000	
JCL040001	□ Std comfort headrest (with comfort back) 標準コンフォート ヘッドレスト(コンフォートバック付きのみ)		¥60,000	
RUB030032	□ Trunk support, swing away height adjustable, pair(for comfort back only) 体幹サポート、スイングアウェイ高さ調整式、左右一組(コンフォートバック用)		¥30,000	
RUB030133	□ Extension back (headrest), with 40.5, 43, 45.5, 48 cm width 延長バック(ヘッドレスト)、幅の40.5, 43, 45.5, 48 cm のみ		¥20,000	



ARMREST アームレスト

RUB040001	○ Std. short & long arm pad (BasiX style) (not with recliner; not with SD 51 cm) 標準ショート&ロング アームパッド (BasiXスタイル) (リクライナー不可; シート奥行51 cm 不可)		Std標準	
RUB040002	● Std. short & long arm pad (sliding) (not with recliner; not with SD 51 cm) 標準ショート&ロング アームパッド (スライド式) (リクライナー不可; シート奥行51 cm 不可)		Std標準	
RUB040003	□ Height adjustable short & long pad (sliding) (not with recliner; not with SD 51 cm) 高さ調整式 ショート&ロング パッド(スライド式) (リクライナー不可; シート奥行51 cm 不可)		¥25,000	
RUB040004	□ Single post, height adjustable with short & long arm pad (sliding) (std. with recliner) シングルポスト高さ調整式 ショート&ロング パッド(スライド式) (リクライナーとの併用標準)		¥25,000	
RUB040005	□ Hemi arm rest RelaX 2 style 1 unit (left & right uable) (only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト RelaX2スタイル 1個 (左&右使用可) (高さ調整式アームレストのみ可)		¥40,000	
RUB040006	□ Hemi arm rest RelaX 2 style 2 units (left & right uable) (only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト RelaX2スタイル 2個 (左&右使用可) (高さ調整式アームレストのみ可)		¥75,000	
RUB040007	□ Hemi arm rest large RelaX 2 style 1 unit (left & right uable) (only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト ラージ RelaX2スタイル 1個 (左&右使用可) (高さ調整式アームレストのみ可)		¥40,000	
RUB040008	□ Hemi arm rest large RelaX 2 style 2 units (left & right uable) (only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト ラージ RelaX2スタイル 2個 (左&右使用可) (高さ調整式アームレストのみ可)		¥75,000	
RUB040107	□ Sideguard, composite, removable, 210 mm high (310 mm long), black サイドガード 着脱式コンポジット 高さ210mm (長さ310mm) ブラック		¥20,000	

LEGREST & FOOTPLATES レッグレスト&フットプレート

RUB050107	● 70° hanger 70° ハンガー		Std標準	
RUB050108	□ 80° hanger 80° ハンガー (only with brilliant silver, only with 6" & 5" castor) フリリアントシルバーのみ、5" & 6" キャスターのみ可		¥12,000	
RUB050001	● Angle adjustable footplate 角度調整式フットプレート		Std標準	
RUB050022	□ Footboard, divided, aluminum, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, black (from LLL 360 mm) 左右独立型アルミニウム角度調整式フリップアップ フットボード ヒールループ付き ブラック (下身長 360 mm から)		¥40,000	
RUB050002	□ Foot board フットボード (only XL version XLバージョンのみ)		¥30,000	
RUB050300	□ Footboard mounting high mount (LLL from 260mm to 360mm, footboard divided alu only) フットボード ハイマウント (下身長 260mm~ 360mm, 左右独立型アルミニウムフットボードのみ)		¥10,000	
	Elevating Legrest エレベーター レッグレスト (curved calf pad カーフパッド)			
RUB050003	□ Pair 左右一組		¥50,000	
RUB050004	□ Left 左 OR RUB050005 □ Right 右		¥25,000	
RUB050006	□ Comfort Calf pad (pair) コンフォート カーフパッド(左右一組) (from sw 48 only シート幅48のみ)		¥10,000	
	Amputee support pad 下肢切断サポートパッド			
RUB050008	□ Pair 左右一組		¥70,000	
RUB050009	□ Left 左 OR RUB050010 □ Right 右		¥35,000	
RUB050042	□ Calf support RUB050043 □ left or RUB050044 □ right ギブス サポート 左 右		¥20,000	

CASTOR キャスター


RUB080101	○ 8" x 1 1/4" solid 8" x 1 1/4" ソリッド			
RUB080102	○ 8" x 50 solid 8" x 50 ソリッド			
RUB080103	○ 8" x 1 1/4 pneumatic 8" x 1 1/4 空気入り			
RUB080104	○ 7" solid 7" ソリッド			
RUB080105	○ 6" soft solid 6" ソフト ソリッド			
RUB080006	○ 6" solid 6" ソリッド			
RUB080057	○ 5" soft solid 5" ソフト ソリッド			

REAR WHEELS (handrim anodized silver) 後輪リアホイール(ハンドリム アノダイズド シルバー)		R. Nr.	€
RUB070001	○ 24" x 1" solid (spoked wheels) 24" x 1" ソリッド (スポークホイール)		
RUB070002	○ 24"x1"pneumatic (spoked wheels) 24" x 1" 空気入り (スポークホイール) (not w/drumbrake ドラムブレーキ不可)		
RUB070083	□ 24"X 1", Lightweight, pneumatic Right Run, 24 spokes, straight, (max 125kg, not with drumbrake) 24"X 1", ライトウェイト空気入りライトラン 24本スポーク、ストレート (最大 125kg, ドラムブレーキ不可)		¥40,000
RUB070003	○ 22" x 1 3/8" solid (spoked wheels) 22" x 1 3/8" ソリッド (スポークホイール) (for drum brake ドラムブレーキ用)		
RUB070004	□ Handrim cover ハンドリムカバー		¥20,000
RUB070005	○ 12" solid (fixed axle) (not with drumbrake, unilateral wheel lock) 12" ソリッド (固定式車軸) (ドラムブレーキ不可、片側ブレーキ)		
RUB070006	○ RearWheel extension 2,5 cm(behind back tube) リアホイール延長2.5cm(バックチューブ裏) (22/24"のみ only) □ One arm drive (fixed axle) ワンアームドライブ(固定式車軸) (pneumatic tyres only 空気入りタイヤのみ)		
RUB070007	□ Left 左 OR RUB070008 □ Right 右		¥100,000

WHEEL LOCKS ブレーキ		R. Nr.	€
RUB060001	● Push to lock プッシュブレーキ		Std標準
RUB060002	□ Lever extension (pair) 延長レバー(左右一組)		¥3,000
RUB060003	□ Drum brake (24"/22" only spoked wheel solid, not with folding back) ドラムブレーキ (24"/22" はスポークホイールソリッドのみ、背折りたたみ式不可)		¥36,000
	□ Unilateral wheel lock 片側ブレーキ		
RUB060004	□ Left 左 OR RUB060005 □ Right 右 (not with 12" rear wheel 12" 後輪不可)		¥40,000

ACCESSORIES アクセサリー		R. Nr.	€
RUB090101	□ Crutch holder クラッチホルダー		
RUB090102	□ Left mount 左側取付 OR RUB090103 □ Right mount 右側取付		¥5,000
	□ Spoke guards transparent 透明スポークカード		
RUB090004	□ 22" OR RUB090105 □ 24"		¥20,000
RUB090106	□ 3" travel wheels 3"トラベルホイール (pair; not with 12" rear wheels 左右一組, 12" 後輪不可)		¥40,000
RUB090109	○ Tool kit ツールキット		
RUB090110	□ Slide on tray スライド式トレイテーブル		¥50,000
	□ Swing away tray スイングアウェイ式トレイテーブル (all seat width 全シート幅)		
RUB090111	□ Left 左 OR RUB090112 □ Right 右		¥60,000
	□ Anti tips 転倒防止 (pair -recommended with recliner リクライニングの場合左右一組を推奨)		
RUB090113	□ Pair 左右一組		¥15,000
RUB090114	□ Left 左 OR RUB090115 □ Right 右		¥9,000
RUB090016	□ Pump 空気入れ		¥3,000
	□ Step tube ステップチューブ		
RUB090117	□ Left 左 OR RUB090118 □ Right 右		¥3,000
RUB090019	□ Positioning belt ポジショニングベルト		¥6,000
RUB090020	□ Hemi Frame - space out bracket ヘミフレーム - 配置ブラケット (not with XL version LXバージョン不可)		¥50,000

COLOURS カラー		R. Nr.	€
RUB090023	○ Brilliant Silver ブリリアント シルバー		
RUB090024	○ Matt blue マットブルー		
RUB090025	○ Brilliant Red ブリリアント レッド		

FMG-MF01-3162-01	24" drumbreak incl. one arm drive right (1) price (incl. Drumbreak and one arm drive) 24"ドラムブレーキ含む、ワンアームドライブ右 (ドラムブレーキとワンアームドライブ含む)		on request	
FMG-MF01-3162-02	24" drumbreak incl. one arm drive left (1) price (incl. Drumbreak and one arm drive) 24"ドラムブレーキ含む、ワンアームドライブ左 (ドラムブレーキとワンアームドライブ含む)		on request	
(1)	Not in combination with: camber; spoke guard; quick release axle 右記と併用不可:キャンパー、スポークカード、クイックリリース アクスル			

Breezy RubiX² - Basic Price	ブリージー ルビックス2 - 基本価格	¥124,000
Option price	オプション価格	
Packaging and transport	梱包&輸送費	
Exclusive VAT		
VAT		
Total price	合計金額	

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL: 0480-31-6480

E-mail: order@sunrisemedical.jp