


JAY<sup>®</sup>

ベーシック クッション



# JAY® ベーシック クッション

- ≡ JAY ベーシック クッションは、快適性と耐久性を兼ね備えたフォームクッションです。床ずれの心配が少ない方で、少しの安定性が必要な方向けのクッションです。柔らかいフォームと失禁対策用カバーを使用しています。

## 特長

- ・ 柔らかく、体に合った緩やかな形状のフォームなので、長時間座っていても疲れにくくなっています。
- ・ ベースには適度な傾斜がついているので、座布の弛みによる不安定さも減らします。
- ・ 失禁対策用カバーを使用しているので、突然の失禁時にもフォームを守ります。またカバーは洗濯機で洗濯可能なので、清潔さを保てます。



ベースフォーム

緩やかな形状でしっかりとサポートし、耐久性に優れたフォームです。



失禁対策用カバー

防湿仕様のカバーでフォームを守ります。底面には滑り止め付。

仕様	
皮膚の完全性の保護（最大スコア 5）	1
ずれ防止（最大スコア 5）	1
安定性（最大スコア 5）	1
ポジショニング（最大スコア 5）	1
長時間の座位に対する耐性（最大スコア 5）	1
耐荷重	113 kg 136 kg (22" ~ 24" 幅)
重量	860 g (16"x 18")
クッション幅	12" ~ 24" (30 ~ 61cm)
クッション奥行	12" ~ 20" (30 ~ 51cm)
クッション高さ	2" (5cm)
外力カバー	失禁対策用カバー
保証期間	ベース 1年

価格：12,000 円（税抜）～

≡ JAY



サンライズメディカルジャパン株式会社 Sunrise Medical Japan Co.,Ltd.  
〒349-1145 埼玉県加須市間口 456 番地 1 TEL:0480-31-6480 FAX:0480-31-6481  
E-mail:info@sunrisemedical.jp Web:http://sunrisemedical-japan.jp/