

JAY[®]

ジェイ2

シンプルで効果的なシーティング



エアエクスチェンジ
カバー



形状のついた「削れる」
ポジショニング ベース



JAY フルイド
トライパッド

ジェイ2は、皮膚の完全性を守りながら 安定性とポジショニングを提供します。

主要な構成物：

- クローズドセル（独立気泡）フォーム
- JAY フルイド（皮膚の保護）

対象者：

- 何度も変更が必要なユーザー
- ユーザーに高い安定性を提供できるように、ベースをカット・削ることが可能
- 床ずれのリスクが高い方や / または皮膚の完全性に乏しい方

特徴：

- 豊富な姿勢サポート用アクセサリ
- カバー種類：ストレッチ、失禁対策用、エアエクスチェンジ（高通気性）



後方から見た絵



アクセサリボックス



ソリッドシート



失禁対策用カバー

仕様	
皮膚の完全性の保護（最大スコア 5）	4
ずれ防止（最大スコア 5）	5
安定性（最大スコア 5）	5
ポジショニング（最大スコア 5）	5
長時間の座位に対する耐性（最大スコア 5）	4
耐荷重	150kg
重量（最小）	2kg
重量（最大）	5.4kg
クッション種類	独立気泡フォーム+フルイド
カバー種類	ストレッチ、失禁対策用、 エアエクスチェンジ
幅&奥行	幅 12"~24" (36~61cm) 奥行 10"~20" (25~51cm)
高さ 前方&後方	7.6cm
保証期間	ベース 2年、カバー 6か月

価格：
54,400 円（税抜）～



サンライズメディカルジャパン株式会社 Sunrise Medical Japan Co.,Ltd.
〒349-1145 埼玉県加須市間口 456 番地 1 TEL:0480-31-6480 FAX:0480-31-6481
E-mail:info@sunrisemedical.jp Web:http://sunrisemedical-japan.jp/