



**JAY<sup>®</sup> Fusion<sup>™</sup>**  
Adjustable Cushion

**ジェイ フュージョン**  
**調整可能クッション**

2018年12月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1 TEL : 0480-31-6480 FAX:0480-31-6481

[order@sunrisemedical.jp](mailto:order@sunrisemedical.jp)

**代理店情報**

発注日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

代理店名: \_\_\_\_\_ 様 担当者: \_\_\_\_\_ 様

担当者電話番号 or Email: \_\_\_\_\_

住所: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_

**送付先情報** ※上記と異なる場合のみご記入ください

送付先住所: \_\_\_\_\_

送付先電話番号: \_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_

**サンライズ記入欄**

受注日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

PO# \_\_\_\_\_

**顧客情報**

顧客名(漢字) \_\_\_\_\_ 様

顧客名(アルファベット) Mr. / Ms. \_\_\_\_\_

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg

障がい名(任意) \_\_\_\_\_

障がいレベル(任意) \_\_\_\_\_

**JAY FUSION CUSHION ジェイフュージョン クッション**

Note: XX = Width and YY = Depth (Select appropriate assembly # on page 2)

注: XX = 幅(インチ) , YY = 奥行(インチ) (ページ2で選んだサイズ・組合せをお選びください)

**JAY Fusion Cushion w/ JAY Flow Fluid ジェイフュージョン クッション JAY流動体付き**

Includes: X-Static fabric outer cover, inner cover, foam base, and a JAY Flow fluid insert with a 300 or 500 lb weight capacity. X-スタティック素材外カバー、内カバー、フォームベース、JAY 流動体インサート含む。耐荷重 136kg 又は 226kg

- JFUSIONXXYY JAY Fusion Fluid Cushion ジェイフュージョン流動体付クッション  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000
- JFUSIONXXYYRP JAY Fusion Reduced Profile Fluid Cushion  
ジェイフュージョン薄型ベース流動体付クッション  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000
- JFUSIONXXYYP JAY Fusion Positioning Fluid Cushion  
ジェイフュージョンポジショニング 流動体付クッション  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000

**JAY Fusion Cushion w/ ROHO Dry Floatation Insert - Single Valve**

**ジェイフュージョンクッション ロホドライフロートーション インサート付き-シングルバルブ**

Includes: Stretch fabric outer cover, inner cover, foam base, and a ROHO DRY FLOATATION single valve insert. ストレッチ素材外カバー、内カバー、フォームベース、ロホ ドライ フロートーション シングルバルブ インサート含む。

- JFUSIONXXYYAS JAY Fusion w/ ROHO Dry Floatation Insert - Single Valve  
ジェイフュージョン ロホ インサート付き - シングルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000
- JFUSIONXXYYRPAS JAY Fusion Reduced Profile w/ ROHO-Single Valve  
ジェイフュージョン薄型ベースロホインサート付- シングルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000
- JFUSIONXXYYPAS JAY Fusion Positioning w/ ROHO Dry Floatation-Single Valve  
ジェイフュージョンポジショニングロホインサート付-シングルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000

**JAY Fusion Cushion w/ ROHO Dry Floatation Insert - Dual Valve**

**ジェイフュージョンクッション ロホドライフロートーション インサート付き-デュアル バルブ**

Includes: Stretch fabric outer cover, inner cover, foam base, and a ROHO DRY FLOATATION single valve insert. ストレッチ素材外カバー、内カバー、フォームベース、ロホ ドライ フロートーション シングルバルブ インサート含む。

- JFUSIONXXYYAD JAY Fusion w/ ROHO Dry Floatation Insert - Dual Valve  
ジェイフュージョン ロホ インサート付き - デュアルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000
- JFUSIONXXYYRPAD JAY Fusion Reduced Profile w/ ROHO - Dual Valve  
ジェイ 薄型ベース ロホインサート付き - デュアル バルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000
- JFUSIONXXYYPAD JAY Fusion Positioning w/ ROHO Dry Floatation-Dual Valve  
ジェイフュージョンポジショニング ロホインサート付-デュアルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥58,000

Note: To order sizes offered via JAY Your Way add a "M" to the front of the part number and follow the prompts. 注: ジェイユアウェイで特別サイズをご注文の際は商品番号の前に "M" を付けてください。

For additional modifications see Page 2 or visit [www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com) to view even more! その他の変更は2ページまたは [www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com) をご覧ください!

Please visit [www.sunparts.us](http://www.sunparts.us) for spare parts information. 予備部品等の詳細は [www.sunparts.us](http://www.sunparts.us) をご覧ください。

**JAY Fusion Size Matrix フュージョンサイズ表**


		WIDTH 幅											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
DEPTH 奥行	14						JYW	JYW	JYW	JYW	N/A	N/A	
	15							JYW	JYW	JYW	JYW		
	16								JYW	JYW	JYW	JYW	
	17									JYW	JYW	JYW	
	18										JYW	JYW	
	19	JYW											
	20	JYW											
	21	JYW											
	22	N/A	JYW										
	23	N/A	N/A	JYW									
	24	N/A	N/A	N/A	JYW								

- = Standard Offering 標準サイズ
- JYW = Offered Via Jay Your Way  
ジェイユアウェイを通じて注文可能なサイズ
- N/A = Not available 製造できないサイズ

**Fusion Measuring Guide フュージョン測り方**

Measurements made from completed cushion with covers.

完成したクッションをカバーを装着した上から測定



Bottom View 裏側から見た図

**Width 幅**

X = Width X=幅

Note: Measurement made from outside edge to outside edge of cushion. 注: 外側から外側を測定

例: JFUSION1618 X = 16" 例: JFUSION1618 X = 40.64cm

**Depth 奥行**

Y = Depth Y=奥行

Note: Measurement made from front edge of rear cutout and front lower edge of cushion. 注: クッションの底面側の前側端から後ろ側切り込みまでを測定

例: JFUSION1618 Y = 18" 例: JFUSION1618 Y = 45.72cm



JAY<sup>®</sup> Fusion<sup>™</sup>  
Adjustable Cushion

ジェイ フュージョン  
調整可能クッション

2018年5月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1 TEL : 0480-31-6480 FAX:0480-31-6481

代理店情報		サンライズ記入欄	
発注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日	受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日	PO# _____	顧客情報
代理店名: _____ 様 担当者: _____ 様	顧客名(漢字) _____ 様		
担当者電話番号 or Email: _____	顧客名(アルファベット) _____ Mr. / Ms. _____		
住所: _____	身長 _____ cm	体重 _____ kg	
電話番号: _____ ( ) _____	障がい名(任意) _____	障がいレベル(任意) _____	
<b>送付先情報</b> ※上記と異なる場合のみご記入ください			
送付先住所: _____			
送付先電話番号: _____ ( ) _____			

JAY Fusion Cushion Size ジェイフュージョン クッション サイズ

Option #	商品番号#	Definition 詳細	Price 価格	Option #	商品番号#	Definition 詳細	Price 価格
✓	JFUSION1414XX	14" X 14"	35.56cm x 35.56cm	✓	JFUSION1714XX	17" X 14"	43.18cm x 35.56cm
	JFUSION1415XX	14" X 15"	35.56cm x 38.10cm		JFUSION1715XX	17" X 15"	43.18cm x 38.10cm
	JFUSION1416XX	14" X 16"	35.56cm x 40.64cm		JFUSION1716XX	17" X 16"	43.18cm x 40.64cm
	JFUSION1417XX	14" X 17"	35.56cm x 43.18cm		JFUSION1717XX	17" X 17"	43.18cm x 43.18cm
	JFUSION1418XX	14" X 18"	35.56cm x 45.72cm		JFUSION1718XX	17" X 18"	43.18cm x 45.72cm
	JFUSION1514XX	15" X 14"	38.10cm x 35.56cm		JFUSION1814XX	18" X 14"	45.72cm x 35.56cm
	JFUSION1515XX	15" X 15"	38.10cm x 38.10cm		JFUSION1815XX	18" X 15"	45.72cm x 38.10cm
	JFUSION1516XX	15" X 16"	38.10cm x 40.64cm		JFUSION1816XX	18" X 16"	45.72cm x 40.64cm
	JFUSION1517XX	15" X 17"	38.10cm x 43.18cm		JFUSION1817XX	18" X 17"	45.72cm x 43.18cm
	JFUSION1518XX	15" X 18"	38.10cm x 45.72cm		JFUSION1818XX	18" X 18"	45.72cm x 45.72cm
□	JFUSION1614XX	16" X 14"	40.64cm x 35.56cm				
□	JFUSION1615XX	16" X 15"	40.64cm x 38.10cm				
□	JFUSION1616XX	16" X 16"	40.64cm x 40.64cm				
□	JFUSION1617XX	16" X 17"	40.64cm x 43.18cm				
□	JFUSION1618XX	16" X 18"	40.64cm x 45.72cm				

JAY Your Way - Modifications ジェイユア ウェイ - 特注加工

Fluid Volume Change 流動体量の変更				Length Change 奥行変更			
OF	Fluid Volume Overfill 流動体(フルイド)増量	NC無料オ		□	IL	Increase Length 奥行 延長	NC無料オ
5% □ 10%	15% 20% 25% 30% 35% 40%				+1"	+2" +3" +4"	
UF	Fluid Volume Underfill 流動体(フルイド)減量	NC無料オ			RL	Reduce Length 奥行 短縮	NC無料オ
-5%	-10% -15% -20%				-1"	-2"	
Obliquity Fluid Volume Change 左右流動体量の変更				Reduced Profile 薄型ベース			
OOFR	Obliquity Overfill - Right Side 右側のみ増量	NC無料オ		RP	Reduced Profile Option 薄型ベースオプション	NC無料オ	
5% 10%	15% 20% 25% 30% 35% 40%						
OOFL	Obliquity Overfill - Left Side 左側のみ増量	NC無料オ					
5% 10%	15% 20% 25% 30% 35% 40%						
OUFR	Obliquity Underfill - Right Side 右側のみ減量	NC無料オ					
-5%	-10% -15% -20%						
OUFL	Obliquity Underfill - Left Side 左側のみ減量	NC無料オ					
-5%	-10% -15% -20%						
Cover Options カバーオプション				Notes: Removes 5/8" of the top layer soft foam from the cushion for a reduced profile. 注:クッションのソフトフォームの上層部を1.59cm削って薄型にします			
CVR	Cover Options カバーオプション	NC無料オ		<p>Don't see the option you want? NO PROBLEM! Write your request below and we can evaluate it and provide a quote. 必要なオプションが見つからない方は下記に詳細をご記入ください。可能かどうか検討させて頂きお見積もり致します。Notes メモ:</p>			
	Stretch Reverse Dartex 3DX-Microclimatic						
	ストレッチ ダーテックス 3DXマイクロクリマティック						
Positioning Components ポジショニングパーツ							
APC	Add Positioning Components ポジショニングパーツ追加	NC無料オ					

Notes: Modification adds 1" tall Lateral, Medial, and Pelvic Positioning Pieces.  
注:追加できるのは、高さ 2.54cmの 左右側面、中央、骨盤ポジショニング用パーツです。