

フリガナ お客様名	
ご注文書番号	
<input type="checkbox"/> お見積り依頼	<input type="checkbox"/> ご注文
販売店名	
ご住所（商品発送先） 〒	
ご連絡先	ご担当者名

MyWay Walker マイウェイ



組み合わせ一例

標準装備

- ・ フレーム
- ・ 多機能キャスター

※ 送料別途

Rev.20190213F

フレームオプション			
173-1600	<input type="checkbox"/>	Leckey MyWay, フレームサイズ 1 対象年齢 1～5歳 多機能キャスター装備	324,600
173-2600	<input type="checkbox"/>	Leckey MyWay, フレームサイズ 2 対象年齢 4～11歳 多機能キャスター装備	359,200
173-3600	<input type="checkbox"/>	Leckey MyWay, フレームサイズ 3 対象年齢 9～16歳 多機能キャスター装備	370,000
ハーネスオプション（サイズを選択してください。）			
173-4100-04	<input type="checkbox"/>	サイズ 1 MyWay ハーネス パープル (おおよその対象年齢 1～4歳, ウエスト 460mm - 560mm)	25,500
173-4200-07	<input type="checkbox"/>	サイズ 2 MyWay ハーネス - グリーン (おおよその対象年齢 2～6歳, ウエスト 500mm - 600mm)	32,700
173-4300-02	<input type="checkbox"/>	サイズ 3 MyWay ハーネス - ブルー (おおよその対象年齢 5～9歳, ウエスト 550mm - 650mm)	28,100
173-4400-09	<input type="checkbox"/>	サイズ 4 MyWay ハーネス - レッド (おおよその対象年齢 8～12歳, ウエスト 600mm - 700mm)	30,700
173-4500-06	<input type="checkbox"/>	サイズ 5 MyWay ハーネス - オレンジ (おおよその対象年齢 12～15歳, ウエスト 700mm - 800mm)	33,600
173-4600-08	<input type="checkbox"/>	サイズ 6 MyWay ハーネス - グレイ (おおよその対象年齢 16～18歳, ウエスト 800mm - 900mm)	34,900

アクセサリ			
173-1671	<input type="checkbox"/>	サイズ1 サドル(フレームサイズ1もしくは2を推奨)	24,900
173-2671	<input type="checkbox"/>	サイズ2 サドル(フレームサイズ2もしくは3を推奨)	25,100
173-1667	<input type="checkbox"/>	ユーザーハンドル(1組)サイズ1	13,100
173-2667	<input type="checkbox"/>	ユーザーハンドル(1組)サイズ2	13,400
173-3667	<input type="checkbox"/>	ユーザーハンドル(1組)サイズ3	13,900
173-1700	<input type="checkbox"/>	アングルガイド(1組)サイズ1	17,700
173-2700	<input type="checkbox"/>	アングルガイド(1組)サイズ2	17,700
173-3700	<input type="checkbox"/>	アングルガイド(1組)サイズ3	17,800
173-1680	<input type="checkbox"/>	ヘッドレスト(1サイズのみ)	15,900
173-1693	<input type="checkbox"/>	介助者用ハンドル接続ベルト(1サイズのみ)-介助者用ハンドルの選択が必要です。	7,900
173-1691	<input type="checkbox"/>	介助者用ハンドルサイズ1	24,700
173-2691	<input type="checkbox"/>	介助者用ハンドルサイズ2	22,300
173-3691	<input type="checkbox"/>	介助者用ハンドルサイズ3	21,700
173-1800	<input type="checkbox"/>	ホイストストラップ	4,200

仕様

テクニカルデータ-フレーム	サイズ1	サイズ2	サイズ3
対象年齢	1-5	4-11	9-16
肩の高さ(床まで) (cm/inches)	最小 63.5/25 最大 92/36.2	最小 87/34.3 最大 119/46.9	最小 107/42.1 最大 149/58.6
サドルの高さ(足の内側) (cm/inches)	最小 22/8.6 最大 44/17.3	最小 40/15.7 最大 61/24	最小 55/21.7 最大 81/31.9
耐荷重(kg)	25	50	80
フレーム重量(kg)	12(サイズ1フレームと上肢サポートユニットは取り外しできません。)	6.5	9.5
上肢サポートユニット重量(kg)		10.5	11
フレーム幅 (cm/inches)	57/22.4	67/26.3	72/28.3
フレーム高さ (cm/inches)	72/28.3	85/33.4	110/43.3

テクニカルデータ-ハーネス	サイズ1	サイズ2	サイズ3	サイズ4	サイズ5	サイズ6
対象年齢	1-4	2-6	5-9	8-12	12-15	16-18
耐荷重*	50kg	50kg	50kg	80kg	80kg	80kg

マイウェイの耐荷重はお選びになったフレームとハーネスの組み合わせによって決定され、耐荷重は組み合わせの低い方になりますので予めご了承ください。例えば、サイズ3のフレームとサイズ3のハーネスをお選びいただいた場合の耐荷重は、ハーネスの耐荷重が適用され50kgとなります。

ウエスト(おへそ周り) (cm/inches)	最小 46/18.1 最大 56/22	最小 50/19.7 最大 60/23.6	最小 55/21.7 最大 65/25.6	最小 60/23.6 最大 70/27.5	最小 70/27.5 最大 80/31.5	最小 80/31.5 最大 90/35.4
ハーネスカラー	パープル	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ	グレイ