

Xplore²TM HYB

REAR WHEEL



標準モデル 基本価格 840,000円



New シュラウド



New ホイール



New ラテラルティルト

Quickie® Xplore 2™は後輪駆動の駆動力と中輪駆動の旋回性能、その両方を兼ね備えたハイブリッド型の電動車いす。Xplore 2™は、屋外で多くの時間を過ごすして遠くに行きたい人にとって理想的な車いすです。安全で快適な6輪独立サスペンションと車載固定金具は標準装備。シーティングオプションはティルト、手動&電動リクライニング、リフトが選択可能です。

SPECIFICATIONS

耐荷重	スタンダード 136kg, ヘビーデューティー 181kg
フロントキャスター	8" または 9"、空気入りまたはエアレスインサート
ドライブホイール	12.5" または 14"、空気入りまたはエアレスインサート
車載固定金具	4点留め 車載固定用フック
エレクトリック	1. VR2 90 Amp 拡張不可 2. R-Net EL 90 Amp 拡張型コントローラー, LED ジョイスティック 3. R-Net 120 Amp 拡張型コントローラー, LCD ジョイスティック
シート高	15 1/4" (電動シーティングなし) - 16" (ティルト仕様)
最大速度	日本国内仕様は最大6.0km/h
最大ベース幅	23 3/8" ストレートフレーム, 25 3/8" フレアフレーム
最大ベース奥行き	35 7/8" (フットサポート除く)
シーティング	調整式シート
保証	フレーム：5年, その他の情報はオーナーズマニュアルをご参照ください。

カラーオプション

Candy Red	Black Opal Metallic
Midnight Purple	Razzleberry
Matte Black	Black
Pearl Pink	Toxic Green
Silver Metallic	Candy Blue
Yellow	Burnt Orange Metallic
Gun Metal	実際の色と違う場合がございます。予めご了承ください。
Sparkle Orange	

EVERYDAY OPTIONS



センターマウント




ライト



バックカバー



高さ調整式
フットプレート



ヘッドレストマウント



キャンティレバー
アームレスト



スマートフォンホルダー
& タブレットホルダー



ドリンクホルダー



ドライブホイール

オプションの詳細はオーダーフォームをご参照ください