

## Q100 R



CE

基本価格： **¥470,000~**

### スペック

車いす重量： 94kg (バッテリーなし： 60kg)	駆動： 後輪駆動
耐荷重： 125kg	モーター： 200W
ベースサイズ： 幅540mm×長さ1m	走行距離： 31km ※使用状況・環境により異なります
回転半径： 0.8m	最高速度： 6km/h
最低地上高： 90mm	後輪径： 12インチ
シート幅： 430~500mm	前輪径： 8インチ
シート奥行： 410~510mm	充電器： 5A
シート高さ： 450~490mm (工場出荷時470mm)	バッテリー： 55Ah
シート角度： 0°、3°、6°	コントローラー： VR2 60A(RN)
バックレスト角度： 90°、94°、98°、102°	アクセントカラー： レッド、グリーン、ブルー (装飾キット)
シートクッション： 50mm	

※ この電動車いすは公道以外で行われるスポーツ、競技を除き、道路交通法上は歩行者として扱われます。(最高速度6km/h)

依頼内容

注文  見積

注文者情報

代理店名： \_\_\_\_\_

電話番号： \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

住所： 〒 \_\_\_\_\_

Eメール： \_\_\_\_\_

注文情報

発注番号： \_\_\_\_\_

発注日： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

Art.No. : 2600100

顧客情報

顧客名： \_\_\_\_\_ (氏) \_\_\_\_\_ (名)  
(ローマ字)

身長： \_\_\_\_\_ mm

体重： \_\_\_\_\_ kg

※本製品の耐荷重：125kg

障がい名： \_\_\_\_\_  
 (任意)

障害レベル： \_\_\_\_\_  
 (任意)

基本価格：

¥470,000～

Q100電動車いす

2600100 Q100R (サスペンション、充電器、転倒防止、車載固定装置を含む)

アクセントカラー (選択無しも可)

22609050-001 レッド (RAL 040 40 67)

22609050-002 グリーン (RAL 110 70 77)

22609050-003 ブルー (RAL 260 40 45)



オプション

価格

22609020 高さ調整キット (+30mm) ¥10,000

22609005 幅縮小キット (38cm) ¥13,000

22602030-002 38cmクッション ¥6,500

22609030 カーブクライマー (代理店取付) ¥15,000



サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480 FAX : 0480-31-6481

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp