

## Q200 R



CE

基本価格： **¥490,000~**

### スペック

車いす重量： 98kg (バッテリーなし： 64kg)	駆動： 後輪駆動
耐荷重： 136kg	モーター： 340W
ベースサイズ： 幅580mm×長さ1.07m	走行距離： 29km ※使用状況・環境により異なります
回転半径： 0.85m	最高速度： 国内仕様6km/h
最低地上高： 95mm	後輪径： 14インチ
シート幅： 430~500mm	前輪径： 9インチ
シート奥行： 410~510mm	充電器： 5A
シート高さ： 450~490mm (工場出荷時470mm)	バッテリー： 55Ah
シート角度： 0°、3°、6°	コントローラー： VR2 90A(RN)
バックレスト角度： 90°、94°、98°、102°	アクセントカラー： レッド、グリーン、ブルー (装飾キット)
シートクッション： 50mm	

※ この電動車いすは公道以外で行われるスポーツ、競技を除き、道路交通法上は歩行者として扱われます。(最高速度6km/h)

依頼内容

注文  見積

注文者情報

代理店名： \_\_\_\_\_

電話番号： \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

住所： 〒 \_\_\_\_\_

Eメール： \_\_\_\_\_

注文情報

発注番号： \_\_\_\_\_

発注日： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

Art.No. : 2600200

顧客情報

顧客名： \_\_\_\_\_ (氏) \_\_\_\_\_ (名)  
(ローマ字)

身長： \_\_\_\_\_ mm

体重： \_\_\_\_\_ kg

※本製品の耐荷重：136kg

障がい名： \_\_\_\_\_  
 (任意)

障害レベル： \_\_\_\_\_  
 (任意)

基本価格：

¥ 490,000～

Q200電動車いす

2600200 Q200R (サスペンション、充電器、転倒防止、車載固定装置を含む)

アクセントカラー (選択無しも可)

22609050-001 レッド (RAL 040 40 67)

22609050-002 グリーン (RAL 110 70 77)

22609050-003 ブルー (RAL 260 40 45)



オプション

価格

22609020 高さ調整キット (+30mm) ¥10,000

22609005 幅縮小キット (38cm) ¥13,000

22602030-002 38cmクッション ¥6,500

22609035 カーブクライマー (代理店取付) ¥15,000



サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480 FAX : 0480-31-6481

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp