



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp

受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日 | PO# _____

代理店名: _____ 様 担当者: _____ 顧客情報

電話番号: _____ 顧客名(漢字) _____

住所: _____ 顧客名(アルファベット) _____ Mr. / Ms. _____

E-メール _____ 身長 _____ cm 体重 _____

障がい名(任意) _____

障がいレベル(任意) _____

Art. no.: 21500000-000



Max. user weight 耐荷重: 140 kg

Mandatory information to ensure correct configuration

正しい仕様を確保するための必須情報

Base Price ベース価格 ¥590,000

SEAT DIMENSION (width, depth, seat height) シートサイズ(幅、奥行き、シートの高さ)

Width Setting 幅設定

SW41	<input type="checkbox"/>	41 cm (16")
SW43	<input type="checkbox"/>	43 cm (17")
SW46	<input type="checkbox"/>	46 cm (18")
SW48	<input type="checkbox"/>	48 cm (19")
SW51	<input type="checkbox"/>	51 cm (20")

Depth setting 奥行設定

SD41	<input type="checkbox"/>	41 cm (16")
SD43	<input type="checkbox"/>	43 cm (17")
SD46	<input type="checkbox"/>	46 cm (18")
SD48	<input type="checkbox"/>	48 cm (19")
SD51	<input type="checkbox"/>	51 cm (20")

Adjustable Seating System
Seat frame is fully adjustable from 41cm to 51cm (16" - 20") in width and depth. Independently adjustable in 2.5cm (1") increments

調整式シーティングシステム
シートフレームの幅と奥行きが、41cm ~ 51cm(16"-20")まで各2.5cm(1")刻みで調整可能。

Seat Height Setting シート高設定

SH43	<input type="radio"/>	43 cm	No Module モジュールなし
SH45	<input checked="" type="radio"/>	45 cm	
SH47	<input type="radio"/>	47 cm	

Seat Height Setting シート高設定

SH45	<input checked="" type="radio"/>	45 cm	Lift/Tilt Module
SH47	<input type="radio"/>	47 cm	リフト/ティルト
SH49	<input type="radio"/>	49 cm	モジュール

Seat Height Setting シート高設定

SH43	<input type="radio"/>	43 cm	Tilt Module ティルト モジュール
SH45	<input checked="" type="radio"/>	45 cm	
SH47	<input type="radio"/>	47 cm	

SEAT & STANDARD CUSHIONS シート&標準クッション

STR020109	<input checked="" type="radio"/>	Firm Seat Board シートパン	Std 標準
STR020110	<input type="checkbox"/>	Omit Seat Cushion シートクッションなし	
STR020111	<input type="checkbox"/>	5 cm (2") Standard Foam Cushion 41 cm wide 高さ5cm標準フォームクッション41cm幅	(used for seat width 41 - 43 cm) (41-43cmシート幅を使用) Std 標準
STR020112	<input type="checkbox"/>	5 cm (2") Standard Foam Cushion 46 cm wide 高さ5cm標準フォームクッション46cm幅	(used for seat width 46 - 51 cm) (46-51cmシート幅を使用) Std 標準

JAY COMFORT SEAT CUSHIONS (1) JAY コンフォートシートクッション (1)



JCL020011	<input type="checkbox"/>	Comfort seat pan, without threshold コンフォートシートパン、凹凸なし	(厚み2cm) (thickness 2 cm)	¥9,000
JCL020012	<input type="checkbox"/>	Comfort seat pan, with 5cm (2") threshold コンフォートシートパン、5cm凹凸あり	(厚み2cm) (thickness 2 cm)	¥14,400
JCL020003	<input type="checkbox"/>	Standard cushion -stretched rubber upholstery 標準クッション - ストレッチゴムカバー	(厚み8cm) (thickness 8 cm)	¥36,000
JCL020007	<input type="checkbox"/>	Optimum comfort -stretched rubber upholstery 形成クッション - ストレッチゴムカバー	(解剖学的に形成 - 厚み9cm) (anatomically formed - thickness 9 cm)	¥39,000


1) JAY Comfort Cushion depth versions 41 to 46cm and 48 to 51cm dependent on size selected
JAY コンフォートクッションの奥行きが 41-46cm か 48-51cm になるかは、選択したサイズにより異なります。

For more information 詳細は
visit our webpage WEBで
www.SunriseMedical.eu
© Sunrise Medical 2018 1/5

Salsa M ²		サルサ エムツー		Price 価格
		● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション		
Lift/TILT Modules リフト/ティルト モジュール				
SAL130002	●	Manual tilt (3° preset tilt) 手動ティルト(プリセット3°)	(0°, 3°, 6°, 9° 調整可能)(0°, 3°, 6° and 9° adjustable)	Std 標準
SAL130004	□	Powered tilt 0° to 30° 電動ティルト0° ~ 30°	(0° ~ 30° COG ティルト, 最低床 45cm)(0° - 30° cog tilt, minimum STF 45 cm)	¥97,200
SAL130005	□	Powered tilt -5° to 25° 電動ティルト -5° ~ 25°	(cog tilt, minimum STF 47 cm, not available with powered lift, adds 2cm seat height at 0°) (COG ティルト, 最低床 47cm, 電動リフト不可, 0° 選択時座面が2cm 高くなります)	¥106,200
SAL130006	□	Powered lift/tilt combi Module 電動リフト/ティルトコンビモジュール	(0° - 30° tilt and 30cm lift, min. STF 48 cm) (0° - 30° ティルト, 30cm リフト, 最低床 48cm)	¥260,000
SAL130007	□	Powered COG tilt 0° to 50° (not possible with power and manual recline) 電動ティルト 0° ~ 50° (電動と手動リクライニング不可)		¥140,400
BACKRESTS バックレスト				
STR030301	●	Tension adj. sling backrest (48cm (19") height) 張り調整式背布 (高さ48cm)	(2.5cm up and down adjustment, c/w Std. foam cushion only) (2.5cm 上下に調整可能, 標準フォームクッションのみ)	Std 標準
STR030300	○	Omit Back Upholstery 背布なし		Std 標準
Backrest Height	バックレスト高	BH46 ○46cm (18") BH485 ●48.5cm (19") BH51 ○51cm (20")	(背布のみ) (only for sling back)	
JAY COMFORT BACKRESTS JAY コンフォート バックサポート				
JCL030004	□	Standard velour (Shallow cont) - hard back 標準ベロア(シャローコントウア)- ハードバック	(50 cm back height) (高さ50 cm)	¥28,800
JCL030008	□	Standard velour (Shallow cont) - vertical elastic straps 標準ベロア(シャローコントウア)- 垂直伸縮ストラップ	(57 cm back height) (高さ57 cm)	¥36,000
JCL030006	□	Standard velour (Shallow contour) - tension adj. straps 標準ベロア(シャローコントウア)- 張り調整ストラップ	(57 cm back height) (高さ57 cm)	¥36,000
JCL030012	□	Deep contour - passive ディープコントウア- パッシブ	(高さ57 cm) (57 cm back height)	¥43,200
JCL030010	□	Deep contour - active ディープコントウア- アクティブ	(高さ57 cm) (57 cm back height)	¥43,200
BACKREST RECLINE リクライニング バックサポート				
STR030018	●	Mechanical fixed recline Back 機械固定式リクライニングバック	(-4° ~ 16°; 4° 刻み)(-4° - 16°; in 4° steps)	Std 標準
STR030025	□	Manual adjustable recline Back 手動調整式リクライニングバック	(Gas strut, -5° - 30°, 41 to 46 cm or 48 to 51 cm depth adjustment range) (ガスダンパー, -5° ~ 30°, 奥行調整範囲 41 - 46 cm 又は 48 - 51 cm)	¥63,000
STR030026	□	Powered recline Back 電動リクライニングバック	(-5° - 30°, 41 to 46 cm or 48 to 51 cm depth adjustment range) (-5° ~ 30°, 奥行調整範囲 41 - 46 cm 又は 48 - 51 cm)	¥90,000
HEADREST ヘッドレスト				
STR030415	●	Omit Headrest ヘッドレストなし		Std 標準
STR030416	□	Comfort headrest c/w adj. side pads コンフォートヘッドレスト調整式サイドパッド付	(fitted via push handles with horizontal adjustment) (ブッシュハンドルに取付け, 水平方向に調整可能)	¥27,000
STR030417	□	Curved headrest 23 cm x 11 cm (9" x 4.5") カーブヘッドレスト 23cm x 11cm		¥27,000
JCL040001	□	JAY Comfort: Std comfort seating headrest JAY コンフォート: 標準コンフォートシーティング ヘッドレスト	(mounted via back rest, only with comfort backrest) (バックサポートに取付け, コンフォートバックのみ可)	¥36,000
JCL040002	□	JAY Comfort: Flexible comfort seating headrest JAYコンフォート: フレキシブルコンフォートシーティング ヘッドレスト	(mounted via back rest, only with comfort backrest) (バックサポートに取付け, コンフォートバックのみ可)	¥39,000
ARMREST TYPE アームレスト 種類				
STR040122	●	Flip up, height and angle adjustable, c/w 385 x 60mm armpad フリップアップ, 高さ角度調整式, 385 x 60mm アームパッド付	(c/w 36 cm skirt guard) (36 cm サイドガード付)	Std 標準
STR040127	□	Reclining armrest function リクライニング アームレスト		¥43,200
STR040126	□	Single Post Armrest シングルポスト アームレスト	(2" inward width adjustment via sideguard and armpad / 4" depth adjustment via sideguard) (サイドガードとアームパッドで5.08cm 内側幅調整/ サイドガードで10.16cm 奥行調整)	¥47,000
				For more information 詳細は visit our webpage WEBで www.SunriseMedical.eu © Sunrise Medical 2018 2/5

Salsa M ²		サルサ エムツー		● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション		Price 価格
ARMPADS アームパッド						
STR040112	○	Standard Armpad - 385 x 60mm pad	標準アームパッド - 385 x 60mm パッド			
STR040113	□	Contoured Armpads 41cm (16")	コントウア アームパッド 41cm			¥7,200
STR040114	□	Jay Comfort Padded Armpad 35cm (13.5")	JAYコンフォート パッド付き アームパッド 35cm			¥14,000
STR040118	□	Jay Comfort P-Shaped Padded Armpad 35cm (13.5")	JAYコンフォート P型パッド付き アームパッド 35cm	(Only available with Single Post Armrest) (シングルポストアームレストのみ可)		¥14,000
STR040119	□	Hemi Armpad (Medium forearm pad & Small hand Pad)	ヘミアームパッド (ミディアム 前腕パッド & スモール ハンドパッド)	28cm (11")	Pad 11 x 18cm (4.5" x 7")	¥75,600
LEGRESTS レッグサポート						
Fixed centre mount legrest 固定式センターマウント レッグサポート						
STR050106	○	Centre Mount Legrest: Short	センターマウントレッグサポート ショート	(29cm - 37cm (11.5" - 14.5") Lower Leg Length)		
					(下腿長 29cm - 37cm)	
STR050107	○	Centre Mount Legrest: Medium	センターマウントレッグサポート ミディアム	(37cm - 47cm (14.5" - 18.5") Lower Leg Length)		
					(下腿長 37cm - 47cm)	
STR050103	□	Powered Center mount legrest	電動センターマウント レッグサポート	(35 to 47cm lower leg length adjustment)		¥110,000
					(下腿長調整 35 - 47cm)	
STR050015	○	70° s/a legrest	70° スイング アウエイ レッグレスト			
SAL050061	○	Uni style 80 degree hangers	ユニ スタイル 80° ハンガー			
STR050016	□	Manual Elevating Legrest	手動エレベーター レッグレスト			¥60,000
STR050017	□	Powered Elevating Legrest	電動エレベーター レッグレスト	(-5° ティルト不可) (not available with -5° tilt option)		¥110,000
STR050018	□	Powered Articulating Legrest	電動アーティキュレーティング レッグレスト	(not available with -5° tilt option)		¥130,000
					(-5° ティルトオプション選択不可)	
STR050037	□	Extension brackets for standard calf pads	標準ふくらはぎパッド用 延長ブラケット			¥2,700
STR050038	□	JAY Comfort Calf Pads	JAYコンフォート ふくらはぎパッド	(choice for STR050016, STR050017 and STR050018, included in STR050037)		¥10,800
					(STR050016, STR050017, STR050018 の選択肢, STR050037 含む)	
S/A receivers: スイングアウエイ レシーバー						
STR050040	○	Standard hanger receivers	標準ハンガーレシーバー	(comes standard with 70° s/a hangers)		¥0
					(70° スイングアウエイハンガーの標準)	
STR050041	□	Offset hanger receivers	オフセットハンガーレシーバー	(20 mm outwards offset each side, comes standard with all ELR and ALR hangers)		¥3,600
					(各20 mm 外側にオフセット, エレベーターとアーティキュレーティングハンガーの標準)	
STR050039	□	Auto Connector hanger receivers	自動コネクタハンガーレシーバー	(choice for STR050017 and STR050018)		¥34,000
					(STR050017, STR050018 の選択肢)	
Extension tubes for s/a legrests: スイングアウエイ レッグレスト用 延長チューブ						
STR050036	●	Lower leg length	下腿長	34 cm - 48 cm (13" - 19")	(measured from seat pan to footplate)	Std 標準
					(シートパンからフットプレートまで測定)	
FOOTPLATES フットプレート						
STR050022	●	Aluminium angle adjustable	アルミニウム角度調整式		(ヒールループ付) (c/w heel loops)	Std 標準
STR050023	□	Foot board	フットボード		(STR050041 と併用不可) (not available with STR050041)	¥21,600
CONTROLS コントローラー						
VR2 Standard Controls VR2 標準コントローラー						
STR110001	●	VR2 70A motor controller	VR2 70Aモーターコントローラー			Std 標準
STR110002	□	VR2 90A heavy duty motor controller	VR2 90A 高耐久モーターコントローラー	(only selectable with 10kph motors)		¥12,600
					(10km/h モーター選択時のみ可)	
STR110010	●	VR2 remote with 2 actuator keys	VR2 リモート 2 アクチュエーターキー			Std 標準
STR110011	□	VR2 remote with lights&indicator and actuator keys	VR2 リモート ライト、インディケーター、アクチュエーターキー			¥5,000
STR110020	□	VR2 attendant only	VR2 介助者専用			¥14,400
				VR2 mount VR2 取付け	STR110052 ○ RH 右側 STR110053 ○ LH 左側	
STR110021	□	VR2 remote Dual	VR2 リモート デュアル	(Dual Module always RH mount)		¥72,000
STR110030	□	VR2 lighting module	VR2 ライトモジュール	(prepared for lights option)		¥11,000
STR110033	□	4 Actuator Control Box	4アクチュエーター コントロールボックス	(required for VR2 if more than 2 actuators selected)		¥36,000
				(アクチュエーターを2つ以上使用する場合はVR2が必要)		
				Act. Control Box Mount (1) アクチュエーターコントロールボックス取付け		
				STR110054 ○ RH 右側 STR110055 ○ LH 左側		
(1) 4 actuator control mount always on VR2 remote mount side if rear view mirror is selected 後方ミラーを選択した場合は、4アクチュエーターコントロールの取付けは、VR2リモートと同じ側になります。						For more information 詳細は visit our webpage WEBで www.SunriseMedical.eu © Sunrise Medical 2018 3/5

Salsa M ²		サルサ エムツ	Price 価格
		● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション	
		R-Net Rehab Controls R-Net リハブ コントロール	
STR110003	□	R-Net 90A motor controller R-Net 90A モーターコントローラー	¥41,500
STR110004	□	R-Net 120A motor controller (only selectable with 10kph motors) R-Net 120A モーターコントローラー (10km/h モーターオプション選択時のみ)	¥72,000
STR110009	□	R-NET Traction Control System (GYRO Control System) R-Net トラクションコントロールシステム (GYRO コントロール システム)	¥70,000
STR110015	□	R-Net LED remote - actuators R-Net LED リモート - アクチュエーター	¥41,000
STR110016	□	R-Net LED remote L&I and actuators R-Net LED リモート - ライト、インディケーター、アクチュエーター	¥44,000
STR110017	□	Color LCD JSM (Integrated color display with 2 stereo jack inputs, actuator and L&I control) カラー LCD JSM (ステレオジャックインプット2つ、アクチュエーター、ライト、インディケーターコントロール搭載)	¥57,600
STR110013	□	Advanced Color LCD JSM (with 2 jack inputs, actuator and L&I control) アドバンスド カラー LCD JSM (ジャックインプット2つ、アクチュエーター、ライト、インディケーター付き)	¥90,000
STR110020	□	R-Net Attendant Only Control R-Net 介助者用コントロールのみ (R-Net LEDリモートのみ) (R-Net LED remote only) R-Net mount R-Net 取付け STR110052 ○ RH 右側 STR110053 ○ LH 左側	¥20,000
SAL090062	□	Swing away tray mounted centre control (right hand s/a, R-Net LED JSM only) スイングアウェイトレイコントロール中央取付け (右側スイングアウェイ、R-Net LED LSM のみ)	¥90,000
STR110021	□	R-Net remote Dual R-Net リモートデュアル (デュアルモジュールは右側取付けのみ) (Dual Module always RH mount)	¥82,000
STR110031	□	R-Net Lighting Module R-Net ライト モジュール (ライトオプション用) (prepared for lights option)	¥30,000
STR110032	□	R-Net Seating AND Lighting Module (required if lights and/or more than 1 actuator selected) R-Net シーティング、ライト モジュール (ライトと/または1つ以上のアクチュエーターを使用する場合は必須)	¥45,000
SAL090068	□	R-Net Bluetooth control module (R-Net bluetooth computer mouse control) R-Net Bluetooth コントロール モジュール (R-Net bluetooth コンピューターマウス コントロール)	¥64,800
STR090141	□	2nd R-NET BLUETOOTH MODULE (Android and Windows) セカンド R-Net Bluetooth モジュール (Android, Windows用)	¥64,800
STR090142	□	R-NET BLUETOOTH MODULE IOS R-Net Bluetooth モジュール IOS	¥64,800
Actuator Switch Boxes (Comes Standard with USB charger Port) アクチュエーター スイッチ ボックス (USB充電ポートが標準で付いてきます)			
STR110175	□	5-Switch Box with push buttons with free assignable functions 5-スイッチボックス 割り当て機能プッシュボタン付き	¥812
STR110176	□	5-Switch Box with Toggle Switches with free assignable functions 5-スイッチボックス 割り当て機能トグルスイッチ付き	¥812
		5-Switch Box mounting position (1) 5-スイッチボックス取付け位置 (1)	
		Left 左 Right 右 ○ ○	STR110078 STR110077
R-NET SPECIAL CONTROLS (R-NET OMNI required; 2 buddy buttons recom.) R-Net 特殊コントロール (R-NET オムニ必須、2 ボディボタン推奨)			
STR110101	□	R-NET OMNI colour display & Special Control Input module R-Net オムニ カラーディスプレイ&特殊コントロール インプット モジュール	¥126,000
STR110102	□	OMNI in scanning mode (c/w 10 assignable functions through DB9 interface) オムニ スキャンニング モード (DB9 インターフェースを通じて10個の割り当て機能搭載)	¥126,000
Front control mountings フロントコントロール 取付け			
STR110110	○	Flexi mount フレキシ(柔軟) 取付け STR110121 ○ LH 左側 STR110122 ○ RH 右側	
STR110130	□	Switch-It Versaguide as hand control Switch-It ヴァーサガイド ハンドコントロール用	¥180,000
STR110131	□	Switch-It Micro Guide joystick as hand control Switch-It マイクロガイド ジョイスティック ハンドコントロール用	¥230,000
STR110132	□	Switch-It Micro Pilot (0-way) joystick as hand control Switch-It マイクロパイロット(0-ウェイ) ジョイスティック ハンド用	¥300,000
STR110150	○	Fixed front mount フロントマウント固定	
STR110151	□	Swing away front mount STR110162 ○ LH 左側 STR110161 ○ RH 右側 スイングアウェイ フロント マウント	¥20,000
R-NET HEAD RELATED SPECIAL INPUT DEVICES R-Net 頭部関連 特殊インプットデバイス			
(if you have already chosen a standard headrest then switch- It head array is not possible) (標準ヘッドレストと Switch-It ヘッドアレイは併用不可)			
STR110133	□	Switch-It head array / adult (2) Switch-It ヘッドアレイ / 成人用 (2) (OMNI required, 2 BB recommended) (オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥330,000
STR110146	□	Dual Pro Switch-It proportional proximity head control (2) デュアル プロ Switch-It プロポーションナル 近接ヘッドコントロール (2) (OMNI required, 2 BB recommended) (オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥700,000
STR110134	□	Switch-It Micro Pilot (0-way) joystick as chin control Switch-It マイクロパイロット(0-ウェイ)ジョイスティック チンコントロール用 (OMNI required, 2 BB recommended) (オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥300,000
STR110135	□	Proportional chin control プロポーションナル チン コントロール (proportional joystick; OMNI required; 2 BB recommended) (プロポーションナルジョイスティック、オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥130,000
STR110136	□	Sip & Puff control 呼吸吸気コントロール (tube and mouthpiece; OMNI required; 2 BB recommended) (チューブ、マウスピース、オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥130,000
STR110137	□	Switch-It Micro Guide joystick as chin control Switch-It マイクロ ガイド ジョイスティック チンコントロール用 (OMNI required, 2 BB recommended) (オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥182,000
STR110138	□	Switch-It proportional head control (2) Switch-It プロポーションナル ヘッドコントロール (2) (OMNI required, 2 BB recommended) (オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥330,000
STR110139	□	Switch-It Versaguide as chin control Switch-It ヴァーサガイド チンコントロール用 (OMNI required, flex switch kit incl.) (オムニ必須、2 ボディボタン推奨)	¥130,000
HEAD CONTROL S/A OPTIONS ヘッドコントロール スイングアウェイ オプション			
STR110152	□	Manual s/a option 手動スイングアウェイ オプション (not available with forus attendant; s/a operation through seperate switch) 電動スイングアウェイ オプション (別のスイッチでスイングアウェイを操作) mounted 取付け STR110162 ○ LH 左側 STR110161 ○ RH 右側	¥36,000
STR110153	○	Operated with buddy button ボディボタンで操作 (operated via one buddy button - select colour below) (ボディボタン1つで操作 - 下記より色選択)	¥170,000
STR110154	□	Operated with ribbon switch リボンスイッチで操作	¥185,000
PIKO BUTTON SWITCHES (Ø 2,5 cm) ピコ ボタン スイッチ (Ø 2,5 cm) per switch 各スイッチ			
STR110191	□	Red 赤 x 1	STR110192 □ Red 赤 x 2 ¥14,400
STR110193	□	Green 緑 x 1	STR110194 □ Green 緑 x 2 ¥25,000
STR110195	□	Yellow 黄色 x 1	STR110196 □ Yellow 黄色 x 2 ¥14,400
STR110197	□	Blue 青 x 1	STR110198 □ Blue 青 x 2 ¥25,000
(1)	5-Switch box has to be mounted to JS side when Omni or Tray table is selected オムニカトレイテーブルを選択している場合、5-スイッチボックスはジョイスティックと同じ側に取付けられます。		For more information 詳細は visit our webpage WEBで www.SunriseMedical.eu © Sunrise Medical 2018 4/5
(2)	Not available with Headrests ヘッドレストと併用不可		

Salsa M ²		サルサ エムツー		● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション		Price 価格		
DISPLAY LANGUAGE SELECTION R-NET R-Net表示言語選択								
STR119001	○	English 英語	STR119006	○	Dutch オランダ語	STR119011	○	Finnish フィンランド語
LIGHTS & INDICATORS (JSM, Lighting or Actuator & Light module to be selected)								
ライト&インディケータ (JSM、ライトまたは アクチュエーター&ライトモジュールを選択)								
SAL110201	□	LED Lights & Indicators LEDライト&インディケータ			(StvZO 認証済) (StvZO approved)	¥37,800		
WHEEL SIZES ホイールサイズ								
SAL070035	●	7" solid front and rear castor wheels, 13" pneumatic drive wheels				Std 標準		
7" ソリッド キャスターホイール、13" 空気入りドライブホイール								
SAL070036	○	7" solid front and rear castor wheels, 13" solid drive wheels				¥0		
7" ソリッド キャスターホイール、13" ソリッドドライブホイール								
MOTOR SPEED モータースピード								
SAL100705	●	6 kph Standard 2-pole Motor 時速6km 標準 2-ポールモーター				Std 標準		
SAL100601	□	6 kph Performance 2-pole Motor 時速6km パフォーマンス 2-ポールモーター				¥15,000		
SHROUD COLOUR シュラウド カラー (フレームカラーはマットブラック)(frame colour always matt black)								
SAL140002	○	Red レッド				Std 標準		
SAL140004	○	Matt Black マットブラック				Std 標準		
SAL140003	○	Blue ブルー				Std 標準		
SAL140001	○	White ホワイト				Std 標準		
BATTERIES バッテリー								
SAL160003	●	50Ah Gel Batteries 50Ah ゲルバッテリー				Std 標準		
SAL160001	□	60Ah Gel Batteries 60Ah ゲルバッテリー				¥10,000		
SAL160009	□	Omit Batteries バッテリーなし				-¥5,000		
CHARGER 充電器								
ALPS	○	ALPS充電器				¥20,000		
SAL160101	○	220V / 8Ah Automatic (EU) 220V / 8Ah オートマティック (EU)				Std 標準		
SAL160109	□	Omit Charger 充電器なし				-¥10,000		
ACCESSORIES アクセサリー								
SAL090000	●	Transportation tie down points 車載固定用フック				Std 標準		
SAL090003	□	Crutch holder クラッチホルダー (not available with protective covers, powered lift, tilt and recline) (保護カバー、電動リフト、ティルト、リクライニングと併用不可)				¥6,000		
SAL090040	□	Swing-away tray table スイングアウェイトレイテーブル (if you choose a 4 act. control box it will be fitted on the joystick side) (4 アクチュエーターコントロールボックス選択時は、ジョイスティックと同じ側に取付け)				¥29,160		
SAL090005	●	Lap strap ラップストラップ (リハシート併用不可) (not available with Rehab Seat)				Std 標準		
	□	Hand Held Programmer DTT DTTプログラマー (R-Net/VR2 リモートプログラマー) (R-Net/VR2 remote programming device)				¥57,600		
		SAL090063 ○ VR2 programming cable VR2用 SAL090064 ○ R-Net programming cable R-Net用						
SAL090065	□	P&G PC mobility programmer P&G社製PCプログラマー (VR2 プログラミングデバイス) (VR2 programming device)				¥45,000		
SAL090066	□	R-Net PC Programmer R-Net PCプログラマー (R-Net プログラミング デバイス) (R-Net programming device)				¥45,000		
SAL090067	□	Rear view mirror 後方ミラー				¥3,600		
SAL090069	□	Bluetooth USB Mouse receiver Bluetooth USBマウスレシーバー (if there is no bluetooth function on the computer) (コンピューター側にBluetooth機能がない場合)				¥7,500		
COMMENTS FOR SPECIAL BUILD - please apply for a quote; lead time conditions my change. 特別なご要望 - 見積りを依頼してください、納期が長く掛かる場合がありますので予めご了承ください。								
								
Salsa M²- Basic Price	サルサ エム2 - ベース価格					¥590,000		
Option Price	オプション価格					¥		
Packaging and transport	梱包&輸送					¥		
Exclusive VAT	税金					¥		
VAT.	税金					¥		
Total Price	総額					¥		
Sunrise Medical Customer Service Address: Kahlbachring 2-4, D-69254 Malsch/Heidelberg Tel. +497253 980-0 Fax. +497253 980-222					E-mail: export@sunrisemedical.de Website: sunrisemedical.eu	For more information 詳細は visit our webpage WEBで www.SunriseMedical.eu © Sunrise Medical 2018 5/5		

CLIENT MEASUREMENTS FOR BUILT 4 ME

特注(ビルト4ミー)用のユーザー寸法

We aim to provide you with a chair specifically built and tailored to your needs and requirements. In order for us to do this effectively we require the client measurements. Please fill in below;



ご要望とニーズに合わせて特別にお作り致しますので
お客様の詳細な寸法を教えてください。下記ご記入ください。

User weight 体重: _____ KG

Client measurements ユーザー寸法

cm

1	Top of head to seat 頭頂からシートまで	
2	Top of shoulder to seat 肩の上からシートまで	
3	Underarm to seat 脇の下からシートまで	
4	Trunk depth 体幹奥行	
5	Actual sitting depth 実際の座位の奥行	
6	Foot length 足の大きさ	
7	Arm length 腕の長さ	
8	Shoulder width 肩幅	
9	Chest width 胸部の幅	
10	Hip width 腰幅	
11	Left lower leg length 下腿長 左	
12	Right lower leg length 下腿長 右	



Seat width シート幅:

From inside skirt guards to inside skirt guards.

サイドガードの内側から内側まで

Seat depth シート奥行:

From the front of seat pan to middle of the back cushion

シートパンの先端からバックレスト中央まで

Back height 背もたれの高さ:

From seat pan to top of the back cushion

シートパンからバックレストの上まで

SEAT HEIGHT WITH POWER SEATING OPTIONS

電動シーティングオプション選択時の座面高

Available Seat Heights 可能な座面高	Standard Seat 標準シート			
	No Module モジュールなし	43cm	45cm	47cm
	Tilt Module ティルト モジュール	43cm	45cm	47cm
	Lift/Tilt Module リフト/ティルト モジュール	45cm	47cm	49cm



STR110011



STR110020



STR110021



STR110033



STR110016




STR110017



STR110020



SAL090005



SAL090067



SAL090020 / SAL090021



SAL090038



SAL090040



SAL160101



STR110101



STR110110



STR110191 - STR110198



STR110131



STR110132



STR110150



STR110101



STR110133




STR110134



STR110135



STR110136



STR110137



STR110138



STR110154



STR110152



STR110153