



Quickie 7^R
January 2018

クイッキー セブン アール

2019/2/14

order@sunrisemedical.jp

サンライズメディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1 TEL : 0480-31-6480 FAX: 0480-31-6481

発注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日	受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日
代理店名: _____ 様 担当者: _____ 様	PO# _____
担当者電話番号 or Email: _____	顧客情報
住所: _____	顧客名(漢字) _____ 様
電話番号: _____ () _____	顧客名(アルファベット) Mr. / Ms. _____
送付先情報 ※上記と異なる場合のみご記入ください	身長 _____ cm 体重 _____ kg
送付先住所: _____	障がい名(任意) _____
送付先電話番号: _____ () _____	障がいレベル(任意) _____

Option #	Definition	Price	Option #	Definition	Price
オプション	オプション名	価格	オプション	オプション名	価格
1. FRAME フレーム					

Base Model ベース モデル	
<input type="checkbox"/> Quickie 7 ^R - Adjustable (265 lbs)	¥285,000
<input type="checkbox"/> Quickie 7R - 調整式 (耐荷重120kg)	

Performance Package パフォーマンス パッケージ (他オプションと差し替え不可)	
<input type="checkbox"/> Single Sided Fork シングル サイド フォーク	¥22,500
<input type="checkbox"/> Ultra Lightweight Wheel ウルトラライト スポーク ホイール	¥37,500
<input type="checkbox"/> SchwalbeMarath+Evol シュワルベ マラソン プラス エボリューション	¥18,750
<input type="checkbox"/> Compact Wheel Lock コンパクト ブレーキ	¥18,750
Retail Value 定価合計	¥93,750
Package Price パッケージ価格	¥80,250

Ultra Lite Package ウルトラライト パッケージ (他オプションと差し替え不可)	
<input type="checkbox"/> Ultra Lite Seat Sling ウルトラライト シート	¥15,000
<input type="checkbox"/> Ultra Lightweight Wheel ウルトラライト スポーク ホイール	¥37,500
<input type="checkbox"/> Schwalbe Speed Run Tire シュワルベ スピードラン タイヤ	¥18,750
<input type="checkbox"/> Compact Wheel Lock コンパクト ブレーキ	¥18,750
Retail Value 定価合計	¥90,000
Package Price パッケージ価格	¥76,500

Frame Angle フレーム角度	
See FIGURE 1 Measure from front frame to floor. 図1参照。床からフロントフレームを測定。	
<input type="checkbox"/> 75°	無料オプション
<input type="checkbox"/> 80°	無料オプション
<input type="checkbox"/> 85°	無料オプション

Frame Inset Per Side フレーム インセット 片側		
See FIGURE 2 Frame Inset is distance from the outside of the seat tube to the outside of the footrest. 図2参照。シートチューブ外側からフットサポート外側までを測定。		
<input type="checkbox"/> 0"	インセットなし	無料オプション
<input type="checkbox"/> 1" (NA w/ 12" wide)	2.5cm (12"幅不可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 2" (NA with 12" & 13" wide)	5cm (12"&13"幅不可)	無料オプション

Frame Style フレーム スタイル	
See FIGURE 3 Measurement for set up. 図3参照	
<input type="checkbox"/> Standard スタンダード	無料オプション
<input type="checkbox"/> Classic クラシック	無料オプション

*Standard Frame - Seat Sling to front frame bend angle is 1.5" shorter than the classic position. Classic Frame - Traditional seat sling to front frame bend angle dimensions. Front of back cane post to front edge of seat sling will remain the same for both Standard and Classic. *スタンダードフレーム-座シートからフロントフレームの曲がり始めまでが3.8cm クラシックフレームより短い。クラシックフレーム-座シートからフロントフレームの曲がり始めまでが従来の長さ。バックポストの前端から座シートの前端まではスタンダードもクラシックも同じ長さです。

Frame - Direct Mount Wheel Lock (Optional) フレーム 直付けブレーキ(選択制オプション)	
Only available with Compact Wheel Lock, 0° & 3° Camber and 24-25 rear wheels. No mounting clamp hardware, NA with Aluminum or carbon fiber sideguards. NA with mountain tires or rear suspension. NA in 12"-15" seat depths. NA with height adjustable armrests. コンパクトブレーキ、0° & 3° キャンバー、24"-25" リアホイールのみ可。取付金具なし。アルミニウム又はカーボンファイバーサイドガード不可。マウンテンタイヤ又はリアサスペンション不可。12"-15" シート奥行不可。高さ調整式アームレスト不可。	
<input type="checkbox"/> Direct Mount Wheel Lock 直付けブレーキ	無料オプション

Transit 車載用フック	
<input type="checkbox"/> Transit System 車載用フック	¥48,000

Figure 1 図1



Figure 2 図2



Figure 3 図3



Depth Adjustable Backrest (Optional) 奥行調整式バックサポート(選択制オプション)

See **Figure 4** Depth Adjust Backrest extends the frame rear of the seat sling, select a factory setting. **図4参照。座シート後部フレームの延長調整。初期値選択。**

<input type="checkbox"/> 0 Setting at standard position, field adjustable to -1" or -2"	設定0cm バックサポート標準ポジション、-2.5cmまたは-5cmに調整可能	¥24,750
<input type="checkbox"/> -1 Setting Backrest -1" offset, field adjustable to flush or -2"	設定-2.5cm バックサポート-2.5cm、0または-5cmに調整可能	¥24,750
<input type="checkbox"/> -2 Setting Backrest -2" offset, field adjustable to flush or -1"	設定-5cm バックサポート-5cm、0または-2.5cmに調整可能	¥24,750

Figure 4 図4



Seat Width シート幅

See **FIGURE 5** Measure from outside of seat tube to the outside of opposite seat tube.

<input type="checkbox"/> 12" 30.6cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 17" 43.2cm 無料オフ
<input type="checkbox"/> 13" 33.1cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 18" 45.7cm 無料オフ
<input type="checkbox"/> 14" 35.6cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 19" 48.3cm 無料オフ
<input type="checkbox"/> 15" 38.1cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 20" 50.8cm ¥75,000
<input type="checkbox"/> 16" 40.6cm 無料オフ	

Seat Depth シート奥行

See **FIGURE 6** Measure from front of back post to front edge of seat sling. Seat sling is 1" shorter than depth ordered, but actual seat depth will remain the same as ordered. **図6参照。バックポスト前から座シート前端を測定。座シートは奥行より2.5cm短いがシート奥行は**

<input type="checkbox"/> 12" 30.6cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 17" 43.2cm 無料オフ
<input type="checkbox"/> 13" 33.1cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 18" 45.7cm 無料オフ
<input type="checkbox"/> 14" 35.6cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 19" 48.3cm 無料オフ
<input type="checkbox"/> 15" 38.1cm 無料オフ	<input type="checkbox"/> 20" 50.8cm ¥82,500
<input type="checkbox"/> 16" 40.6cm 無料オフ	

Figure 5 図5




Figure 6 図6



Seating Systems シーティング システム	
<input type="checkbox"/> Standard Seat Sling 標準 座シート	標準オプション
<input type="checkbox"/> Ultra Seat Sling Available 14" to 18" Widths and Depths. Ultra Seat Sling will be ~1/4" less than requested seat height value.	¥15,000
<input type="checkbox"/> ウルトラライト シート14"-18"幅と奥行きのみ可能。ウルトラライトシートはご希望の座面高の値より0.62cm程度低くなります。	
<input type="checkbox"/> Omit Seat Sling 座シートなし	標準オプション

Cushion クッション	
<input type="checkbox"/> 2" Cushion クッション 厚み5cm	¥18,000

JAY Cushions (Optional) JAYクッション(別オプション)

To order any JAY cushions on-chair, please see the JAY price list. **車いすと一緒にJAYクッションをご注文の際は、JAY価格リストをご参照の上、クッション名、商品番号、幅、奥行きをご記入ください。**

JAY Bundled Cushion JAYセット注文	Price List 価格リスト
<input type="checkbox"/> Cushion Name or Part # クッション名 もしくは 商品番号#	
Width 幅: _____	Depth 奥行: _____

3. CASTERS / SEAT HEIGHT キャスター / 座面高

Front Seat Height 前座高

See **FIGURE 7** Measure from the front of the seat rail to the floor.

図7参照。床からシートレール前端から床まで測定。

<input type="checkbox"/> 16.0" 40.6cm 無料	<input type="checkbox"/> 18.5" 47cm 無料
<input type="checkbox"/> 16.5" 41.9cm 無料	<input type="checkbox"/> 19.0" 48.3cm 無料
<input type="checkbox"/> 17.0" 43.2cm 無料	<input type="checkbox"/> 19.5" 49.5cm 無料
<input type="checkbox"/> 17.5" 44.5cm 無料	<input type="checkbox"/> 20.0" 50.8cm 無料
<input type="checkbox"/> 18.0" 45.7cm 無料	<input type="checkbox"/> 20.5" 52.1cm 無料
	<input type="checkbox"/> 21.0" 53.3cm 無料

Figure 7 図7



Caster Wheels キャスター ホイール

<input type="checkbox"/> 3" Micro 3" マイクロ	無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Low Profile Polyurethane 4" ローポリマー	無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Micro Lighted 4" マイクロ ライト アップ	¥10,500
<input type="checkbox"/> 4" x 1" Aluminum Polyurethane 4"x1" アルミポリマー	¥16,500
<input type="checkbox"/> 4" x 1.25" Semi Pneumatic 4"x1.25" セミ ニュマティック	¥8,250
<input type="checkbox"/> 4" x 1.5" Aluminum Soft Roll 4"x1.5" アルミ ソフトロール	¥20,000
<input type="checkbox"/> 5" Low Profile Polyurethane 5" ローポリマー	無料オプション
<input type="checkbox"/> 5" Micro Lighted 5" マイクロ ライト アップ	¥12,750
<input type="checkbox"/> 5" Soft Roll (Grey) NA w/ Frog Legs	¥13,500
<input type="checkbox"/> 5" ソフトロール(グレー) フロッグレッグと併用不可	
<input type="checkbox"/> 5" x 1" Aluminum Polyurethane 5"x1" アルミ ポリマー	¥16,500
<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" Semi-Pneumatic 5"x1.5" セミ ニュマティック	¥12,750
<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" Aluminum Soft Roll 5"x1.5" アルミ ソフトロール	¥20,000
<input type="checkbox"/> 6" Polyurethane 6" ポリマー	無料オプション
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatic 6" 空気入り	¥11,250
<input type="checkbox"/> 6" x 1.5" Semi Pneumatic 6"x1.5" セミ ニュマティック	¥12,750
<input type="checkbox"/> 6" x 1.5" Aluminum Soft Roll 6"x1.5" アルミ ソフト ロール	¥20,000

Caster Fork and Suspension キャスターフォーク & サスペンション


<input type="checkbox"/> Multiple Position マルチポジション	無料オプション
<input type="checkbox"/> MultiplePositionSingleSidedFork マルチポジション シングルサイドフォーク	¥22,500
<input type="checkbox"/> Frog Legs 0-100 lbs フロッグレッグ・サスペンション 0-45.4kg	¥63,750
<input type="checkbox"/> Frog Legs 101-190 lbs フロッグレッグ・サスペンション 45.5-86.2kg	¥63,750
<input type="checkbox"/> Frog Legs 191-265 lbs フロッグレッグ・サスペンション86.3-120.0kg	¥63,750

Caster Housing Position キャスターハウジングポジション

See **FIGURE 8 図8参照**

<input type="checkbox"/> Setting 1 Suggested for 3" & 4" casters. For 2" Inset NA w/ setting 1 設定1 3" & 4" キャスターに推奨。2" インセットは設定1選択不可	無料オプション
<input type="checkbox"/> Setting 2 for 5" & 6" casters. 設定2 5" & 6" キャスター推奨	無料オプション
<input type="checkbox"/> Setting 3 NA w/ 6" casters 設定3 6" キャスター不可	無料オプション

Figure 8 図8



4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT 後輪 / 座面高

Rear Seat Height 後座高

RSH 13"-15.5" only w/ 20" Rear Wheel.

RSH 15"-15.5" Only w/ 20, 22 or 24" w/HP Clincher Rear Wheel.

RSH 16"-16.5" NA w/ 24, 25 & 26" Rear Wheels and Rear Suspension

<input type="checkbox"/> 13.0" 33cm (NA w/ Rear Suspension) リアサスペンション不可	20" リアホイールのみ	無料オプション
<input type="checkbox"/> 13.5" 34.3cm (NA w/ Rear Suspension)		無料オプション
<input type="checkbox"/> 14.0" 35.6cm		無料オプション
<input type="checkbox"/> 14.5" 36.8cm		無料オプション
<input type="checkbox"/> 15.0" 38.1cm 20", 22", 24" 高圧クリンチャーのみ		無料オプション
<input type="checkbox"/> 15.5" 39.4cm		無料オプション
<input type="checkbox"/> 16.0" 40.6cm 24", 25", 26" ホイール、		無料オプション
<input type="checkbox"/> 16.5" 41.9cm リアサスペンション不可		無料オプション
<input type="checkbox"/> 17.0" 43.2cm		無料オプション
<input type="checkbox"/> 17.5" 44.5cm		無料オプション
<input type="checkbox"/> 18.0" 45.7cm	無料オプション	
<input type="checkbox"/> 18.5" 47cm	無料オプション	
<input type="checkbox"/> 19.0" 48.3cm	無料オプション	
<input type="checkbox"/> 19.5" 49.5cm	無料オプション	
<input type="checkbox"/> 20.0" 50.8cm (NA w/ Rear Suspension) リアサスペンション不可	無料オプション	

Camber キャンパー

<input type="checkbox"/> 0°	無料オプション
<input type="checkbox"/> 3°	無料オプション
<input type="checkbox"/> 6° (NA w/ 5 spk Mag wheel) (マグホイール5本スポーク不可)	無料オプション

Xtender Power Assist Xテンダー電動アシスト

NEW!

RSH 16.5"-19" with 22" wheels, RSH 17.5"-20" with 24" wheels 0 camber, pneumatic tire. 22" & 24" wheels only. Anti-Tips no charge. NA w/ Transit and 4-link Suspension. Dual Drive mode available with B4ME 後座高16.5"-19" の22" ホイール、後座高17.5"-20" の24" ホイール、0° キャンパー、空気入りタイヤのみ可。22" または24" のみ可。転倒防止無料。車載用フック、4点サスペンション不可。デュアルドライブモードはビルトフォーミーへ。

<input type="checkbox"/> 22" Xtender Power Assist JWX-2 NICKEL 22" Xテンダー電動アシスト JWX-2 ニッケル	¥1,184,250
<input type="checkbox"/> 22" Xtender Power Assist JWX-2 LITHIUM 22" Xテンダー電動アシスト JWX-2 リチウム	¥1,304,250
<input type="checkbox"/> 24" Xtender Power Assist JWX-2 NICKEL 24" Xテンダー電動アシスト JWX-2 ニッケル	¥1,184,250
<input type="checkbox"/> 24" Xtender Power Assist JWX-2 LITHIUM 24" Xテンダー電動アシスト JWX-2 リチウム	¥1,304,250

Please select one of the following handrim options 下記よりハンドリム選択

<input type="checkbox"/> Plastic Coated プラスチックコート(滑り止め)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Stainless Steel ステンレススチール	無料オプション

Xtender - Other Options Xテンダーオプション

<input type="checkbox"/> Spare NiMH Power Pack 予備用ニッケルバッテリー	¥209,250
<input type="checkbox"/> Spare Li-ion Power Pack 予備用リチウムバッテリー	¥269,250

Xtender Wheel Options Xテンダー後輪オプション

<input type="checkbox"/> SPARE 22" Lite Spoke Pneu Alum 予備用22"ライトスポーク空気入り アルミニウム	無料オプション
<input type="checkbox"/> SPARE 22" Lite Spoke Pneu Plastic 予備用22"ライトスポーク空気入り プラスチック	¥13,500
<input type="checkbox"/> SPARE 24" Lite Spoke Pneu Alum 予備用24"ライトスポーク空気入り アルミニウム	無料オプション
<input type="checkbox"/> SPARE 24" Lite Spoke Pneu Plastic 予備用24"ライトスポーク空気入り プラスチック	¥13,500

Rear Wheel 後輪

Ultra Lightweight only available w/ Aluminum Handrim. Built 4 Me for Spinergy color options **ウルトラライトはアルミニウムハンドリムのみ可。スピナジー特別色はビルトフォーミーまで。**

<input type="checkbox"/> 20" Mag Wheel 5 Spoke 20"マグホイール、5本スポーク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 22" Mag Wheel 5 Spoke 22"マグホイール、5本スポーク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 24" Mag Wheel 5 Spoke 24"マグホイール、5本スポーク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 20" Lite Spoke Wheel 20"ライトスポークホイール	¥30,000
<input type="checkbox"/> 22" Lite Spoke Wheel 22"ライトスポークホイール	¥30,000
<input type="checkbox"/> 24" Lite Spoke Wheel 24"ライトスポークホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/> 25" Lite Spoke Wheel 25"ライトスポークホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/> 26" Lite Spoke Wheel 26"ライトスポークホイール	¥12,000
<input type="checkbox"/> 22" Ultra Lightweight 22"ウルトラライトスポークホイール	¥37,500
<input type="checkbox"/> 24" Ultra Lightweight 24"ウルトラライトスポークホイール	¥37,500
<input type="checkbox"/> 25" Ultra Lightweight 25"ウルトラライトスポークホイール	¥37,500
<input type="checkbox"/> 22" Spinergy SPOX Black 22"スピナジー-SPOX 黒	¥90,000
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy SPOX Black 24"スピナジー-SPOX 黒	¥90,000
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy SPOX Black 25"スピナジー-SPOX 黒	¥90,000
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy SPOX Black 26"スピナジー-SPOX 黒	¥90,000
<input type="checkbox"/> 22" Spinergy LX Black 22"スピナジー-LX 黒	¥120,000
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy LX Black 24"スピナジー-LX 黒	¥120,000
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy LX Black 25"スピナジー-LX 黒	¥120,000
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy LX Black 26"スピナジー-LX 黒	¥120,000
<input type="checkbox"/> 24" Mountain 24"マウンテンホイール	¥37,500

Rear Wheel Tire 後輪タイヤ

<input type="checkbox"/> Pneumatic 空気入り	無料オプション
<input type="checkbox"/> Pneumatic Airless Insert エアレスインサート(ノーパンク) Xテンダー不可	¥12,000
<input type="checkbox"/> Full Poly フルポリマー(ノーパンク)	無料オプション
<input type="checkbox"/> SHOX Performance Poly SHOXパフォーマンスポリマー	¥14,250
<input type="checkbox"/> High-Pressure Clincher Black 高圧クリンチャー 黒	¥14,250
<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソン プラス エボリューション	¥20,250
<input type="checkbox"/> Knobby V-TRAK by Kenda ノビー V-TRAK ケンダ	¥14,250
<input type="checkbox"/> Mountain Only available in 24" マウンテンタイヤ 24" のみ可	¥14,250
<input type="checkbox"/> Schwalbe Speed Run Tire シュワルベ スピードラン タイヤ	¥18,750

Front to Rear Seat Height Matrix 前後差一覧表

12" Seat Depth 12"シート幅	2.5" Max Front to Rear Seat Hgt	最大6.5cmまで
13", 14" Depth 13"-14"シート幅	3.0" Max Front to Rear Seat Hgt	最大7.8cmまで
15", 16" Depth 15"-16"シート幅	3.5" Max Front to Rear Seat Hgt	最大9.1cmまで
17", 18" Depth 17"-18"シート幅	4.0" Max Front to Rear Seat Hgt	最大10.4cmまで
19", 20" Depth 19"-20"シート幅	4.5" Max Front to Rear Seat Hgt	最大11.7cmまで

4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT (CONT) 後輪 / 座面高(続き)

Tire	Wheel				
	5 Spoke Mag	Lite Spoke	Ultra Lightweight	Spinergy	Topolino
Pneumatic	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	
Pneumatic w/ Airless Insert	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	
Full Poly	20,22,24	20,22,24			
SHOX Performance Poly	20,22,24	20,22,24,25		24,25	
High-Pressure Clinch Blk		22,24,26	22,24	22,24,26	24
Schwalbe Marathon		24,25,26	22,24,25	24,25,26	24,25
Knobby V Trak by Kenda		24		24	
Schwalbe Speed Run		24,25	24,25	24,25	
20" = 451 mm 22" = 501 mm 24" = 540 mm 25" = 559 mm 26" = 590					

Handrim ハンドリム

Natural Fit Handrims only available in 22", 24", & 25".

Natural Fit w/ 5 spoke MAG only available in 24". See APPENDIX 11 for matrix

ナチュラルフィットハンドリムは22",24",25"のみ可

ナチュラルフィットと5本スポークマグの組合せは24"のみ可。別表11参照。

<input type="checkbox"/> Aluminum Anodized アルミニウム アノダイズド	無料オプション
<input type="checkbox"/> Plastic Coated NA w/ 25" & 26" Lite Spoke Wheels プラスチックコート 25" & 26" ライトスポークホイール不可	¥14,250
<input type="checkbox"/> Natural Fit - Standard Grip ナチュラルフィット 標準グリップ	¥59,250
<input type="checkbox"/> Natural Fit-SuperGrip ナチュラルフィット スーパーグリップ	¥63,750
<input type="checkbox"/> NaturalFit-NoThumbGrip ナチュラルフィット サムガードなし	¥56,250
<input type="checkbox"/> NaturalFitLT-Standard Grip ナチュラルフィットLT標準グリップ	¥62,250
<input type="checkbox"/> NaturalFitLT-SuperGrip ナチュラルフィットLTスーパーグリップ	¥71,250
<input type="checkbox"/> NaturalFitLT-NoThumbGrip ナチュラルフィットLTサムガードなし	¥56,250
<input type="checkbox"/> Surge-Oval w/Gription Strip サージ 楕円グリップシオン付	¥57,750
<input type="checkbox"/> SurgeLT-Oval w/Gription サージLT楕円グリップシオン付	¥62,250
<input type="checkbox"/> Q-Grip Neoprene Coated Qグリップ ネオプレンコート	¥48,750
<input type="checkbox"/> Spinergy Flex Rim Available on 24" & 25" Spinergy LX whl スピナジーフレックスリム 24" & 25" スピナジーLXのみ可	¥97,500
<input type="checkbox"/> Omit Handrim NA w/ Ultra Lightweight Wheels ハンドリムなし ウルトラ ライト ホイール不可	無料オプション

Axle 車軸

<input type="checkbox"/> Quick Release Steel クイック リリース スチール	無料オプション
<input type="checkbox"/> Quad Quick Release Mountain Wheel only クワド用 クイック リリース マウンテンホイールのみ	¥18,750

Axle Plate 車軸プレート

Extended COG NA w/ Xtender Power Assist 調整式延長車軸はXテンダー不可	
<input type="checkbox"/> Adjustable COG (1"-4") 調整式車軸(2.5cm-10cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Adjustable Extended COG (0"-3") 調整式延長車軸(0-7.5cm)	無料オプション

Rear Suspension (Optional) リアサスペンション(選択制オプション)

<input type="checkbox"/> 4-Link Rear Suspension COG (0"-3") Single Post only available up to 2" COG. Plastic Side Guards only available up to 2.5" COG. NA w/Xtender. 4リンクリアサスペンション車軸(0-7.5cm) - シングルポストは車軸調整5cmまで可。プラスチック サイドガードは車軸調整6.25cmまで。Xテンダー不可。	
<input type="checkbox"/> Weight from 0 lbs to 175 lbs 荷重79.3kgまで	¥89,250
<input type="checkbox"/> Weight from 176 lbs to 265 lbs 荷重79.3~120kg	¥89,250

Center of Gravity Preset 重心位置 初期設定

Measure from front of back post to the center of rear axle. Xtender 1"-4"

バックポストの前方から後部車軸の中心までを測定。Xテンダーは1"-4"まで。

<input type="checkbox"/> 0" 0cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 0.5" 1.3cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 1.0" 2.5cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 1.5" 3.8cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 2.0" 5.1cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 2.5" 6.4cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 3.0" 7.7cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 3.5" 8.9cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> 4.0" 10.2cm	無料オプション

5. WHEEL LOCKS ブレーキ

Wheel Lock ブレーキ

Not all wheel locks available in all seat depths, wheel size, or COG

シート奥行、ホイールサイズ、重心位置により一部選択に制限があります。

<input type="checkbox"/> High Mount Push ハイブッシュ ブレーキ	無料オプション
<input type="checkbox"/> High Mount Pull ハイマウントプル ブレーキ	無料オプション
<input type="checkbox"/> Ergo Scissor エルゴシザー	無料オプション
<input type="checkbox"/> Compact コンパクト	¥18,750
<input type="checkbox"/> Omit Wheel Lock ブレーキ無し	無料オプション

Wheel Lock Options ブレーキ オプション

<input type="checkbox"/> Do Not Mount ブレーキ取付なし	無料オプション
--	---------

Extension Handle 延長ハンドル

Ext. handles only available with high mount push or pull wheel locks

延長ハンドルはハイマウントブッシュ又はプルブレーキのみ取付可能。

<input type="checkbox"/> Extension Handle (Pair) 延長ハンドル(一組)	¥10,500
---	---------

6. FOOTREST OPTIONS フットサポート オプション

Footrest フットサポート

Angle Adjustable Flip Back NA w/ 19-20 wide w/ 0" inset. Some Flip back configurations won't allow 2" ground clearance and will need to raise up.

Flip back not available Caster setting 1" & 2" inset.

角度調整式フリップバックは19"-20"幅の0cmインセット不可。一部の仕様ではフリップバックが

地面から高さが5cm未満になる場合があります。干渉を避けるためフットサポートを上げる必要があります。

フリップバックはキャスター設定 1" & 2" インセットは不可。

<input type="checkbox"/> Aluminum Tubular アルミニウム チューブ式	無料オプション
<input type="checkbox"/> AlmTubular w/ SnapOnCvr アルミチューブ式 スナップオンカバー付	¥4,500
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Flip Back 角度調整式フリップバック	¥27,750
<input type="checkbox"/> Platform Footrest プラットフォーム フットサポート	¥14,250
<input type="checkbox"/> Ultra Lite Platform Footrest NA w/ 14" wide and 2" inset, NA w/ 19-20 wide w/ 0" inset ウルトラ ライト プラットフォーム フットサポート 14"幅 & 2"インセット、19-20"幅&0インセット不可	¥17,250

Adaptive Platform Spacer プラットフォーム フットプレート スペーサー

NA with Aluminum Tubular or Ultra Lite Platform.

アルミニウムチューブまたはウルトラ ライト プラットフォーム不可

<input type="checkbox"/> Adaptive Platform 2" Spacer かさ上げ用5cmスペーサー	¥14,250
<input type="checkbox"/> Adaptive Platform 4" Spacer かさ上げ用10cmスペーサー	¥14,250
<input type="checkbox"/> Adaptive Platform 6" Spacer かさ上げ用15cmスペーサー	¥14,250

Footrest Options フットサポート オプション

<input type="checkbox"/> High Mount Ext Tubes (NA w/ Tubular footrest) ハイマウント延長チューブ (チューブ式フットサポート不可)	¥8,250
<input type="checkbox"/> Leg Strap レッグストラップ	¥5,250
<input type="checkbox"/> Extra Leg Strap 追加レッグストラップ	¥5,250
<input type="checkbox"/> Gel Hanger Cover ゲルハンガーカバー	¥15,750
<input type="checkbox"/> Neoprene Impact Guards ネオプレン インパクト ガード	¥12,750
<input type="checkbox"/> Wear Pads ウェアパッド	¥7,500
<input type="checkbox"/> Position Plates NA Tubular Foot ポジションプレートチューブ式フット不可	¥7,500

Back Type バックサポートタイプ

Freestyle Backrest not available on Active Rigid chairs. See option 3 for details フリースタイルバックサポートはアクティブ固定車 不可。詳細はオプション3参照。

<input type="checkbox"/> Non-Folding Angle Adjustable 固定式角度調整バックサポート	無料オプション
<input type="checkbox"/> Folding w/ Double Lock Down Angle Adj ダブルロックダウン 折りたたみ式角度調整バックサポート	無料オプション
<input type="checkbox"/> Freestyle Backrest Non- folding フリースタイル固定式	¥20,000
<input type="checkbox"/> Freestyle Backrest Folding フリースタイル 折りたたみ式	¥20,000

Choose Option 1 or 2 オプション 1 または 2 を選択

1. Aluminum Height Adjustable Backrest アルミニウム 高さ調整式バックサポート

<input type="checkbox"/> Setting 設定	10" - 14" Back Height バックレスト高 25-35cm <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14"	無料オプション
<input type="checkbox"/> Setting 設定	12" - 16" Back Height バックレスト高 30-40cm <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"	無料オプション
<input type="checkbox"/> Setting 設定	14" - 18" Back Height バックレスト高 35-45cm <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18"	無料オプション
<input type="checkbox"/> Setting 設定	16" - 20" Back Height バックレスト高 40-50cm <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	無料オプション

2. Ultra Lightweight Aluminum Fixed Backrest ウルトラライトウエイト アルミニウム固定式バックサポート

Select back height. 8", 9", or 10" only available with omit push handles.
17", 18", or 19" only available with fold down push handles
バックレスト高を選択。8",9",10" はプッシュハンドルなしのみ可。
17",18",19" はフォールドダウンプッシュハンドルのみ可。

<input type="checkbox"/> 8"	20.3cm	#####	<input type="checkbox"/> 14"	35.6cm	#####
<input type="checkbox"/> 9"	22.8cm	#####	<input type="checkbox"/> 15"	38.1cm	#####
<input type="checkbox"/> 10"	25.3cm	#####	<input type="checkbox"/> 16"	40.6cm	#####
<input type="checkbox"/> 11"	28.2cm	#####	<input type="checkbox"/> 17"	43.2cm	#####
<input type="checkbox"/> 12"	30.3cm	#####	<input type="checkbox"/> 18"	45.7cm	#####
<input type="checkbox"/> 13"	32.9cm	#####	<input type="checkbox"/> 19"	48.3cm	#####

OR または

Towel Bar タオルバー

<input type="checkbox"/> Standard Style - 4" Offset 標準スタイル - 10cm オフセット	無料オプション
<input type="checkbox"/> Low Profile - 2" Offset Limited w/Solid Backs, Not suggested with 19" & 20" wide 薄型 - 5cm オフセット、ソリッドバックに一部制限あり。19" & 20" 幅は推奨しない。	¥7,500

Push Handles プッシュハンドル

<input type="checkbox"/> Integral Push Handles 一体型プッシュハンドル	無料オプション
<input type="checkbox"/> Fold Down Push Handles NA w/ 10"-14" adj height & 8"-10" fixed height NA w/ standard upholstery フォールドダウンプッシュハンドル 10-14" 高さ調整式 & 8-10" 高さ固定式、標準背布不可。	¥15,000
<input type="checkbox"/> Omit Push Handles プッシュハンドルなし	無料オプション

Backrest Upholstery 背布

<input type="checkbox"/> Standard Upholstery 標準背布	無料オプション
<input type="checkbox"/> Standard Upholstery EXO EXO背布	¥7,500
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj Ballistic Nylon 張り調整背布 バリステック ナイロン	¥47,250
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj 3DX Vented 張り調整背布 3DX ベント型(通気性)	¥49,500
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj EXO EXO張り調整式	¥49,500
<input type="checkbox"/> Omit Back Upholstery 背布なし	¥-2,250

JAY J3 Back J3バック

J3 Back To order a J3 Back please select Omit Back Upholstery. See J3 Back Order Form for Part #s. NA w/Freestyleback	Jay価格表
<input type="checkbox"/> J3バック J3バックを選択する場合は"背布なし"をお選びください。別途 J3 オーダーフォーム参照。フリースタイル不可。	

Military Service Patches 迷彩柄

<input type="checkbox"/> US Marines Patch アメリカ海兵隊員柄	¥13,500
<input type="checkbox"/> US Army Patch アメリカ陸軍柄	¥13,500
<input type="checkbox"/> US Navy Patch アメリカ海軍柄	¥13,500
<input type="checkbox"/> US Air Force Patch アメリカ空軍柄	¥13,500
<input type="checkbox"/> Coast Guard Patch 沿岸警備隊柄	¥13,500
<input type="checkbox"/> Purple Heart Patch 紫ハート柄	¥13,500
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Marines Patch 紫ハート&海兵隊員柄	¥21,750
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Army Patch 紫ハート&陸軍柄	¥21,750
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Navy Patch 紫ハート&海軍柄	¥21,750
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Air Force Patch 紫ハート&空軍柄	¥21,750
<input type="checkbox"/> Purple Heart w/CoastGuardPatch 紫ハート&沿岸警備隊柄	¥21,750

Backrest Options バックサポート オプション

Telescoping Push Handles have Double "D" tubing to eliminate rotation.
テレスコープ プッシュ ハンドルは 回転しないようにD型チューブになっています。

Narrow Backrest Inset Backcane 1" narrower than selected seat width. NA with 12" Wide. NA w/ Aluminum or Carbon Side Guards.	
<input type="checkbox"/> ナローバックサポートインセット 選択のシート幅よりバックポストが2.5cm 狭くなります。12" 幅不可。アルミニウム&カーボンサイドガード不可。	¥12,000
Telescoping Push Handles Range of 13-19" from sling to handle	
<input type="checkbox"/> テレスコーププッシュハンドル シートからハンドルまで13-19"	¥32,250
Telescoping Push Handles-Tall (25" from seat to push handle)	
<input type="checkbox"/> テレスコーププッシュハンドル トール シートからハンドルまで25"	¥32,250

Freestyle Backrest Option 3 フリースタイル バックサポート オプション3

Accessories such as head supports & lateral supports are not available with Freestyle backrest. The Freestyle back comes standard with a small lumbar positioning component

Available with Plastic side guards and limited ranges with Carbon fiber sideguard with fender. Chair Seat depth will be reduced by 1" with backrest.

ヘッドサポート、ラテラルサポートのようなアクセサリはフリースタイルには付けられません。小さいランバー用ポジショニングパーツが標準で付属します。

プラスチックサイドガードと一部のフエンダー付きカーボンファイバーサイドガードが使えます。

シート幅よりバックサポートは2.5cm 小さくなります。

Backrest Type バックサポートタイプ

<input type="checkbox"/> JAY J3 Back LT Aluminum model (J3PAXXXYYZZ) J3バック LT アルミニウム 商品番号(J3PAXXXYYZZ)	¥60,000
<input type="checkbox"/> JAY J3 Back LT Carbon Fiber model (J3CFPAXXXYYZZ) J3バック LT カーボンファイバー 商品番号(J3PAXXXYYZZ)	¥100,000

Backrest Width バックサポート幅

<input type="checkbox"/> 14" Backrest Width 35.6cm幅	無料オプション
<input type="checkbox"/> 16" Backrest Width 40.6cm幅	無料オプション
<input type="checkbox"/> 18" Backrest Width 45.7cm幅	無料オプション
<input type="checkbox"/> 20" Backrest Width 50.8cm幅	無料オプション


Backrest Height バックレスト高

Medium size backrest not available in Carbon Fiber. ミディアムはカーボンファイバー不可

<input type="checkbox"/> Small 6.5" shell, 9" back スモール シェル高さ16.4cm バック高22.7cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> Med 8"shell 10.5"back ミディアム シェル高さ20.2cm, バック高26.5cm	無料オプション
<input type="checkbox"/> Tall 9.5" shell 12" back トール シェル高さ24cm バック高 30cm	無料オプション

バックレスト高調整域 一覧表

Height Ranges	Dim "A"	Dim "B"
Small	12.0" - 14.5"	3.0" - 5.5"
Medium	12.0" - 16.0"	1.5" - 5.5"
Tall	12.0" - 17.5"	0.5" - 5.5"



Backrest Color バックサポート色

Not applicable with carbon fiber back or Zebra color. カーボンファイバー、ゼブラは色選択不可

<input type="checkbox"/> Black 黒	無料オプション
<input type="checkbox"/> Matching Frame Standard Color フレームと同じ標準色	無料オプション
<input type="checkbox"/> MatchingFrame Custom Color フレームと同じカスタムカラー	¥7,500

8. ARMREST / SIDEGUARDS アームレスト / サイドガード

Armrest - Padded Swing Away パッド付きスイングアウェイアームレスト

Some limitations when used with the Angle Adjustable Back in the rear most setting
Please select a setting, will default to 11" if no selection is made.

アームレストを1番後ろの設定で角度調整式バックサポートを使用すると一部制限があります。設定をお選びください。未選択の場合は11"になります。

Setting 設定	Padded SA STD パッド付スイングアウェイ標準	¥31,500
	□ 9" □ 10" □ 11" □ 12" □ 13" □ 14"	

Armrest - Height Adjustable 高さ調整式アームレスト

□ Single Post Height Adjustable Std Range 8-13". Adjust 1" increments シングルポスト高さ調整式 標準 調節域 8-13"、1" 刻み	¥42,750
□ Single Post Height Adjustable Low Range 6.5"-10.5". Adjust 1" increments シングルポスト高さ調整式 ロー 調節域 6.5-10.5"、1" 刻み	¥42,750

Armpad - For Height Adjustable 高さ調整式アームレスト用パッド

□ Desk Length (10") Classic 標準デスクタイプパッド(25.4cm)	無料オプション
□ Desk Length (10") Contour コンタウアデスクタイプパッド(25.4cm)	無料オプション
□ Full Length (14") Classic 標準フルタイプパッド(35.6cm)	無料オプション
□ Full Length (14") Contour コンタウアフルタイプパッド(35.6cm)	無料オプション

Side Guards サイドガード

Increases overall width of chair. Some interference may exist w/ padded SA arms at lowest settings Not available w/ Height Adjustable Arms 車いすの全幅増加。パッド付スイングアウェイを最低値に設定すると一部制限があります。高さ調整式アームレスト不可。

□ Plastic Standard プラスチック サイドガード 標準	¥21,000
□ Plastic Low プラスチック サイドガード ロー	¥21,000
□ Aluminum NA w/ High Push or Pull Wheel Locks アルミニウム ハイプッシュ及びプルブレーキ不可	¥35,250
□ Aluminum w/ Fender NA w/ High Push or Pull Wheel Locks フェンダー付きアルミニウム ハイプッシュ及びプルブレーキ不可	¥36,750
□ Carbon Fiber NA w/ High Push or Pull Wheel Locks カーボン ファイバー ハイプッシュ及びプルブレーキ不可	¥67,500
□ Carbon Fiber Long w/LG Fender NA w/ High Push or Pull Wheel Locks LGフェンダー付きカーボンファイバーロング ハイプッシュ及びプルブレーキ不可	¥74,250

Side Guard - Color Option サイドガード 色オプション

Available with Aluminum or Aluminum with Fender. Not applicable to carbon fiber options

アルミニウム or フェンダー付アルミニウムは選択可能。カーボンファイバーは不可

□ Black 黒	無料オプション
□ Matching Frame- Standard Colors フレームと同色 - 標準色	無料オプション
□ Matching Frame- Custom Color フレームと同色 - カスタムカラー	¥7,500

9. KEY OPTIONS AND ACCESSORIES その他オプション & アクセサリー

Anti Tips 転倒防止

NEW!

Anti Tip Single Side NA 12W-14W range. NA w/ Xtender X テンダー併用不可

□ Anti Tips (Pair) 転倒防止 (左右一組)	¥21,000
□ Single Side Flip Up フリップアップ式転倒防止 片側 12-14" 幅不可	¥26,250
□ Left 左 □ Right (Facing from rear) 右(後ろから見て)	

Additional Pack Accessories バッグバック&シートポーチ

□ Backpack - Adult バックパック 標準	¥9,750
□ Backpack - Kids バックパック 小型	¥9,000
□ Seat Pouch Black シートポーチ 黒	¥7,500

Positioning Belt ポジショニングベルト

□ Belt 2" Aircraft Buckle 飛行機バックル 5.1cm幅	¥16,500
□ Belt 2" Aircraft Buckle Padded 飛行機バックル パッド付 5.1cm幅	¥18,000
□ Belt 1.5" Auto Buckle Universal 自動車バックル 3.9cm幅 ユニバーサル	¥10,500
□ Positioning Belt Clamps Only クランプ(取付金具)のみ	¥7,500

Spoke Guards スポークガード

Only available with Lite spoke. NA w/ Xtender Power Assist

ライトスポークのみ可。X テンダー不可

□ Quickie Black Spoke Guard Quickie スポークガード 黒	¥17,250
□ Quickie Clear Spoke Guard Quickie スポークガード クリア	¥17,250

Miscellaneous その他のオプション

□ Crutch Holder クラッチホルダー	¥29,250
□ Tool Kit ツールキット	¥6,750
□ Gel Swing Away Pad ゲル スイング アウェイ パッド	¥15,750

10. COLOR 色

Standard Frame Color 標準フレームカラー

□ Aztec Gold アステックゴールド	無料オプション
□ Bead Blast ビーズブラスト	無料オプション
□ Black (NA w/Zebra) ブラック(ゼブラ選択不可)	無料オプション
□ Black Cherry ブラックチェリー	無料オプション
□ Black Opal ブラックオパール	無料オプション
□ Blue Opal ブルーオパール	無料オプション
□ Candy Blue キャンディーブルー	無料オプション
□ Candy Purple キャンディーパープル	無料オプション
□ Candy Red キャンディーレッド	無料オプション
□ Electric Blue エレクトリックブルー	無料オプション
□ Evergreen エバーグリーン	無料オプション
□ Glossy White グロッシーホワイト	無料オプション
□ Glow グロウ	無料オプション
□ Green Apple グリーンアップル	無料オプション
□ Hot Sparkle Pink ホットスパークルピンク	無料オプション
□ Mauve Pink モーヴピンク	無料オプション
□ Rootbeer ルートビア	無料オプション
□ Sparkle Silver スパークルシルバー	無料オプション
□ Sunrise Orange サンライズオレンジ	無料オプション
□ Titanium Color Paint チタンカラーペイント	無料オプション
□ Yellow イエロー	無料オプション

Matte Frame Colors マットフレームカラー

□ Matte Black マットブラック	無料オプション
□ Matte Black Cherry マットブラックチェリー	無料オプション
□ Matte Electric Blue マットエレクトリックブルー	無料オプション
□ Matte Evergreen マットエバーグリーン	無料オプション
□ Matte Purple マットパープル	無料オプション

Custom Frame Color カスタムフレームカラー

□ Desert Camouflage デザート・カモフラージュ	¥44,250
□ Mossy Oak Camouflage モッシーオーク・カモフラージュ	¥44,250
□ Stars & Stripes 星条旗柄	¥44,250
□ Zebra (Choose above base color) Std with White unless above base paint is chosen NA w/ Black ゼブラ(上記よりベースとなる色をお選びください)未選択時標準ホワイト。ブラックは選択不可。	¥44,250

10. COLOR (CONT) 色 (続き)

Anodized Color Package アノダイズド カラー パッケージ

Forks, Backcane Bracket, Rear Axle Clamp, and Freestyle mounting bracket (if selected). NA w/ Frog Legs

フォーク、バックポストブラケット、車軸クランプ、フリースタイル取付金具を選択時、フロッグレッグ不可。

<input type="checkbox"/> Black	ブラック	無料オプション
<input type="checkbox"/> Blue	ブルー	¥24,000
<input type="checkbox"/> Gold	ゴールド	¥24,000
<input type="checkbox"/> Lime Green	ライムグリーン	¥24,000
<input type="checkbox"/> Purple	パープル	¥24,000
<input type="checkbox"/> Red	レッド	¥24,000
<input type="checkbox"/> Ti Grey	Ti グレー	¥24,000


Frame Graphics フレーム グラフィック

Graphic designs on front frame tubes. NA with transit & Matte Black Cherry. NA w short height frames

フロントフレームにグラフィック デザインが施されます。車載用フック、マットブラックチェリ-は不可。フレーム高さショート選択時不可。

<input type="checkbox"/> Bloom	花柄	¥44,250
<input type="checkbox"/> Dragon	ドラゴン	¥44,250
<input type="checkbox"/> Ghost Flames	ゴーストフレイム (炎)	¥44,250
<input type="checkbox"/> Retro Squares	レトロスクエア	¥44,250
<input type="checkbox"/> Tribal	トライバル	¥44,250

Bloom design 花柄



Dragon design ドラゴン



Ghost Flames design ゴーストフレイム



Retro Squares design レトロ スクエア



Tribal design トライバル



Built For Me ビルトフォーミー (特注)

To inquire about any unique customization for Quickie products, contact: 特別仕様のご注文は Phone: (0480) 31 - 6480 Fax: (0480) 31 6481



Commonly Requested Options Include: よくご注文頂く特別仕様 例:

Swing Away Knee Adductors for Oval Tubing スイングアウェイ膝内転槽円チューブ用

One Arm Drive ワンアームドライブ

Unilateral Wheel Locks ユニバーサル ブレーキ

Seat Pan シートパン

Caster Pin Lock キャスターピンロック

Grade Aids グレードエイド

Active Rigid w/Folding Back アクティブ固定 折りたたみバック

Spinergy Color Spokes スピナジー カラースポーク

Custom color casters (Alum soffroll only) カスタムカラーキャスター(アルミソフトロールのみ)

24", 25" Glance wheels 24", 25" グランスホイール

Lifestyle custom paint package (see website) ライフスタイル カスタム ペイント

カスタムペイントパッケージ (HP参照)

11. APPENDIX 別表

Handrim & Wheel Matrix

Handrims	Wheels					
	5 Spoke Mag	Lite Spoke	Ultra Lightweight	Spinergy	Mountain	Topolino
Aluminum Anodized	20,22,24	20,22,24,26	22,24,25	22,24,25,26	24	24,25
Plastic Coat	20,22,24	22,24	N/A	22,24,25,26	24	24,25
Natural Fit - Standard Grip	24	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Natural Fit - No Thumb Grip	24	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Natural Fit - Super Grip	24	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Natural Fit LT - Std Grip	24	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Natural Fit LT - Super Grip	24	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Natural Fit LT - No Thumb Grip	24	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Surge - Oval w/Gription Strip	N/A	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Surge LT - Oval w/Gription Strip	N/A	22,24,25,26	N/A	22,24,25,26	N/A	24,25
Q Grip Neoprene Coated	N/A	24,25	N/A	24,25	N/A	24,25
Spinergy Flex Rim	N/A	N/A	N/A	24,25	N/A	N/A
Omit Handrim	20,22,24	N/A	N/A	22,24,25,26	24	24,25

MK-100204 Rev F

