



クイッキー IRIS

Intelligent Rotation In Space



2019年3月版

サンライズメディカルジャパン株式会社 TEL:0480-31-6480 FAX:0480-31-6481 order@sunrisemedical.jp

発注日	お客様名	代理店名	担当者
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/>)		
住所			電話番号
お届け先			電話番号

モデル

- QIRS0101 クイッキーIRIS(アイリス) ¥397,750
シートパン、角度調整式フットプレート標準装備

ティルト角度55°モデル

リクライニング・バックレストの選択は不可

- QIRS0201 -5 ~ 50° 無料オプション
ヘビーデューティーパッケージと12.5"(31.8cm)の前部シート高の組み合わせは選択不可
- QIRS0202 0 ~ 55° 標準
- QIRS0203 +5 ~ 60° ヘビーデューティーパッケージとは選択不可 無料オプション

ティルト角度40°モデル(0°~40°は初期設定)

リクライニング・バックレスト選択可

- QIRS0204 -5 ~ 35° 無料オプション
ヘビーデューティーパッケージと12.5"(31.8cm)の前部シート高の組み合わせは選択不可
- QIRS0205 0 ~ 40° 標準
- QIRS0206 +5 ~ 45° ヘビーデューティーパッケージとは選択不可 無料オプション

フレーム・オプション

- QIRS0301 拡張対応ベース及びシートフレーム 無料オプション
最大体重113kg
- QIRS0302 トランジット・システム(車載用金具) ¥26,000
- QIRS0303 ヘビーデューティー・パッケージ(最大159kg) ¥41,000
- QIRS0304 拘縮対応フットレスト用シートフレーム 無料オプション
フレーム長が14"(35.6cm)と15"(38.1cm)の場合選択不可
ドロップシートパンとの併用は不可
- QIRS0305 バッテリーボックス用トレイ ¥44,000
14"(35.6cm)と15"(38.1cm)のフレーム幅、または介助者用ホイールロックとは選択不可
前部シート高は最低17"(43.2cm)必要
フットリリース併用不可

ティルト操作

- フットリリース(片足操作) 無料オプション
 - QIRS0401 左足操作
 - QIRS0402 右足操作
 バッテリーボックス用トレイとの併用は不可。
シート長21"(53.3cm)~22"(55.9cm)と
+5° ~ +60°、または+5° ~ +45° の設定は不可
- QIRS0403 バックポスト両手レバー操作 無料オプション

フレーム カラー

- QIRS9000 アズテックゴールド 無料オプション
- QIRS9001 ブラック 無料オプション
- QIRS9002 ブラックチェリー 無料オプション
- QIRS9003 ブラックオパール 無料オプション
- QIRS9004 ブルーオパール 無料オプション
- QIRS9005 キャンディーブルー 無料オプション
- QIRS9006 キャンディーパープル 無料オプション
- QIRS9007 キャンディーレッド 無料オプション
- QIRS9008 エレクトリックブルー 無料オプション
- QIRS9009 エバーグリーン 無料オプション
- QIRS9010 グロウ 無料オプション
- QIRS9011 グリーンアップル 無料オプション
- QIRS9012 ホットピンク 無料オプション
- QIRS9013 モーヴピンク 無料オプション
- QIRS9014 ルートビア 無料オプション
- QIRS9015 スパークルシルバー 無料オプション
- QIRS9016 サンライズオレンジ 無料オプション
- QIRS9017 チタンカラー 無料オプション
- QIRS9018 イエロー 無料オプション

マット カラー

- QIRS9019 マットブラック 無料オプション
- QIRS9020 マットブラックチェリー 無料オプション
- QIRS9021 マットビーブル 無料オプション
- QIRS9022 マットエレクトリックブルー 無料オプション
- QIRS9023 マットエバーグリーン 無料オプション

カスタムフレームカラー

- QIRS0517 ゼブラ(ベースフレームカラーを選択してください) ¥31,000
上記フレームカラーの項目からゼブラのベースカラーを選択してください。
フレームカラーの選択がない場合は「ホワイト」が選択されます。
カスタムフレームカラーをベースカラーにすることはできません。
- QIRS0518 スターズ&ストライプス(星条旗柄) ¥31,000
- QIRS0519 モンシーオーク・カムフラージュ ¥31,000
- QIRS0520 デザート・カムフラージュ ¥31,000

フレーム幅

- QIRS0601 14" (35.6 cm) 無料オプション
- QIRS0602 15" (38.1 cm) 無料オプション
- QIRS0603 16" (40.6 cm) 無料オプション
- QIRS0604 17" (43.2 cm) 無料オプション
- QIRS0605 18" (45.7 cm) 無料オプション
- QIRS0606 19" (48.3 cm) 無料オプション
- QIRS0607 20" (50.8 cm) ¥46,000

*【注】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については弊サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

シート長

フレーム・タイプ

- QIRS0739 ショート・シート・フレーム14"-18"(35.6cm-45.7cm) 無料オプショ
- QIRS0740 ミディアム・シート・フレーム16"-20"(40.6cm-50.8cm) 無料オプショ
- QIRS0741 ロング・シート・フレーム18"-22"(45.7cm-55.9cm) 無料オプショ

シート長

- QIRS0742 14" (35.6 cm) 無料オプショ
ショート・シート・フレームを推奨
拘縮対応フットレスト・システムの選択は不可
- QIRS0743 15" (38.1 cm) 無料オプショ
ショート・シート・フレームを推奨
拘縮対応フットレスト・システムの選択は不可
- QIRS0744 16" (40.6 cm) 無料オプショ
ショート・シート・フレームを推奨
- QIRS0745 17" (43.2 cm) 無料オプショ
ショート・シート・フレームを推奨
- QIRS0746 18" (45.7 cm) 無料オプショ
ミディアム・シート・フレームを推奨
- QIRS0747 19" (48.3 cm) 無料オプショ
ミディアム・シート・フレームを推奨

シート長ロングシートフレームオプション

- QIRS0748 20" (50.8 cm) ¥49,000
ロング・シート・フレームを推奨
- QIRS0749 21" (53.3 cm) ¥49,000
ロング・シート・フレームを推奨
- QIRS0750 22" (55.9 cm) ¥82,000
ロング・シート・フレームを推奨

シート

- QIRS0801 グロウイング・シートパン 無料オプショ
拡張範囲については下図1.4をご覧ください

図1.4

フレーム幅	シート幅	シート幅	シート幅
14" (35.6cm)	14" - 16" (35.6cm - 40.6cm)		
15" (38.1cm)	15" - 16" (38.1cm - 40.6cm)		
16" (40.6cm)	16" - 18" (40.6cm - 45.7cm)		
17" (43.2cm)	17" - 18" (43.2cm - 45.7cm)		
18" (45.7cm)	18" - 20" (45.7cm - 50.8cm)		
19" (48.3cm)	19" - 20" (48.3cm - 50.8cm)		
20" (50.8cm)	20" - 22" (50.8cm - 55.9cm)		
21" (53.3cm)	21" - 22" (53.3cm - 55.9cm)		
22" (55.9cm)	N/A		

バックポスト

選択肢i, ii, iiiのいずれかのグループからご希望の項目をお選びください。

i. バックポスト

- QIRS0901 ロー高さ18"(45.7cm) 無料オプショ
- QIRS0902 ミディアム高さ21"(53.3cm) 無料オプショ
- QIRS0903 トール高さ24"(61.0cm) 無料オプショ
- QIRS0904 着脱式延長パイプ ¥9,000
リクライニングバックレスト、21"(53.3cm)、22"(55.9cm)のフレーム幅とは選択不可
ii. 高さ調整式バックレストとは選択不可

ii. 高さ調整式バックレスト(角度調整式プッシュハンドル付き)

プッシュハンドル(標準・ロング)とバックポスト高(標準・ロング)を選択してください

- QIRS0905 標準プッシュハンドル(29.6cm) 無料オプショ
- QIRS0906 ロング・プッシュハンドル(39.7cm) 無料オプショ
- QIRS0907 標準バックポスト高15"-21"(38.1cm-53.8cm) 無料オプショ
- QIRS0908 トール・バックポスト高18"-24"(45.7cm-61.0cm) 無料オプショ

iii. リクライニング・バックレスト


ティルト角度40° モデルのみ選択可

- QIRS0910 ミディアム ¥117,000
- QIRS0911 トール ¥117,000

ダイナミック・バックレスト

リクライニング・バックレストまたは19"-22"フレーム長(奥行き)に装着不可

- QIRS0912 ダイナミック・バックレスト ¥123,000



アームレスト&アームパッド

アームレスト

- QIRS1006 成人用 シングル ポスト高さ調整式 ¥28,000
ヘビーデューティーパッケージとは選択不可
- QIRS1007 小型 シングル ポスト高さ調整式 ¥28,000
ヘビーデューティーパッケージとは選択不可
- QIRS1008 調整機能付きロッキング・フリップアップ ¥26,000
ヘビーデューティーパッケージとは選択不可、アームパッド不必要
- QIRS1009 アームレストなし 無料オプショ

アームレストレシーバー(シングルポスト高さ調整式アームレスト用)

- QIRS1010 ロー 無料オプショ
- QIRS1011 標準 無料オプショ

アームパッド

- QIRS1012 デスクタイプ・パッド10"(25cm)標準 無料オプショ
- QIRS1013 デスクタイプ・パッド10"(25cm)コントゥア 無料オプショ
コントゥア型はシングルポスト・アームレスト専用
- QIRS1014 フルタイプ・パッド14"(35cm)標準 無料オプショ
- QIRS1015 フルタイプ・パッド14"(35cm)コントゥア 無料オプショ
コントゥア型はシングルポスト・アームレスト専用
- QIRS1016 フォーム・ショート 無料オプショ
- QIRS1017 フォーム・ロング 無料オプショ

ハンガー取付方法

- QIRS1018 ハンガー取付方法=標準 標準
- QIRS1019 ハンガー取付方法=1"(2.54cm)オフセット 無料オプショ

〔注〕製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については株式会社サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

フットレスト

選択肢1,2,3のいずれかのグループから該当する項目をお選びください。

1グループ

直付け型ハンガータイプ

<input type="radio"/> QIRS1101	70° スイング イン/アウト式ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1102	80° スイング イン/アウト式ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1103	90° スイング イン/アウト式ハンガー	無料オプション
<input type="checkbox"/> QIRS1104	70° ヘビデューティ・リフトオフ・ハンガー (持上式)	¥10,000
<input type="checkbox"/> QIRS1105	80° ヘビデューティ・リフトオフ・ハンガー (持上式)	¥10,000
<i>4" キャスターとの併用は不可</i>		
<input type="checkbox"/> QIRS1106	90° ヘビデューティ・リフトオフ・ハンガー (持上式)	¥10,000
<i>4" キャスターとの併用は不可</i>		
<input type="checkbox"/> QIRS1107	90° エレベータリング・レッグレスト	¥31,000
<i>6" キャスターとの併用は不可</i>		

延長プラグ

シート高 12.5"(31.8cm) と併用不可

<input type="checkbox"/> QIRS1108	2" (5.1cm) 延長プラグ (直付け用)	¥6,000
<i>90° スイングイン/アウト式ハンガーまたはリフトオフハンガーと併用は不可</i>		
<input type="checkbox"/> QIRS1109	4" (10.2cm) 延長プラグ (直付け用)	¥6,000
<i>90° スイングイン/アウト式ハンガーまたはリフトオフハンガーと併用は不可</i>		

フットプレート

<input type="radio"/> QIRS1110	小型角度調整式	無料オプション
<i>14"(35.6cm)-16"(40.6cm) フレーム幅専用</i>		
<input type="radio"/> QIRS1111	成人用角度調整式	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1113	フットプレートなし	無料オプション

2グループ

延長チューブ取付型ハンガータイプ

<input type="radio"/> QIRS1114	60° スイング イン/アウト式ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1115	70° スイング イン/アウト式ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1116	80° スイング イン/アウト式ハンガー	無料オプション
<i>16"(40.6cm)-20"(50.8cm) のフレーム幅選択時のみ可</i>		
<i>コンボジットか角度調整式フットプレートのみ選択可</i>		
<input type="checkbox"/> QIRS1117	エレベータリング・レッグレスト	¥31,000
<input type="checkbox"/> QIRS1118	高機能エレベータリング・レッグレスト	¥36,000
<i>ショート延長チューブとは選択不可</i>		

延長チューブ長

<input type="radio"/> QIRS1119	ショート 11.5" ~ 14" (29.2 ~ 35.6 cm)	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1120	ミディアム 14" ~ 17" (35.6 ~ 43.2 cm)	無料オプション
<i>シート高が 12.5"(31.8cm) には選択不可</i>		
<input type="radio"/> QIRS1121	ロング 17" ~ 19" (43.2 ~ 48.3 cm)	無料オプション
<i>シート高が 12.5"(31.8cm) には選択不可</i>		
<input type="radio"/> QIRS1122	エレベータリング用ショート 11.5"-15.5"(29.2-39.4cm)	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1123	エレベータリング用ロング 12.5"-17.5"(31.8-44.5cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/> QIRS1124	ハイ・マウント	¥6,000
<i>角度調整式フットプレート選択時のみ可</i>		

フットプレート

<input type="radio"/> QIRS1125	コンボジット・フットプレート	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1126	アルミニウム・フットプレート	無料オプション
<i>エレベータリングレッグレスト選択時のみ可</i>		
<input type="radio"/> QIRS1127	成人用角度調整式フットプレート	無料オプション
<input type="checkbox"/> QIRS1129	一体型・片側跳ね上げ式フットプレート	¥20,000
<i>ショート延長チューブとは選択不可</i>		
<i>60° 70° 80° ハンガーのみ選択可</i>		
<input type="checkbox"/> QIRS1130	フットプレート及び延長チューブなし	¥-2,000

3グループ

拘縮対応フットレスト・システム(CFS)

角度・位置調整式/パッド付きハンガーおよび角度調整式アルミニウムフットレスト

<input type="checkbox"/> QIRS1136	拘縮対応フットレスト・システム	¥34,000
<i>ドロップ・シートパンとは選択不可</i>		
<i>15" フレーム奥行の場合選択不可</i>		
<input type="radio"/> QIRS1137	外側取付 (ハンガー位置: 両脇)	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1138	中央取付 (ハンガー位置: 中央)	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1139	ショートハンガー	
<i>下記の延長高さを選択してください</i>		
<input type="radio"/> QIRS1140	10.5"(26.7cm) ショートハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1141	11.0"(27.9cm) ショートハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1142	11.5"(29.2cm) ショートハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1143	12.0"(30.5cm) ショートハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1144	12.5"(31.8cm) ショートハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1145	13.0"(33.0cm) ショートハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1146	標準ハンガー	
<i>下記の延長高さを選択してください</i>		
<input type="radio"/> QIRS1147	12.5"(31.8cm) 標準ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1148	13.0"(33.0cm) 標準ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1149	13.5"(34.3cm) 標準ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1150	14.0"(35.6cm) 標準ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1151	14.5"(36.8cm) 標準ハンガー	無料オプション
<input type="radio"/> QIRS1152	15.0"(38.1cm) 標準ハンガー	無料オプション

フットレストオプション

<input type="checkbox"/> QIRS1161	ヒールループ	¥4,000
<input type="checkbox"/> QIRS1162	レッグストラップ	¥4,000

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱サンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

前輪&後輪

キャスト(前輪)

- QIRS1301 4"x1.25"セミ ニュマティック 無料オプション
ヘビーデューティーオプションとは選択不可
- QIRS1302 5"ロー ポリ 無料オプション
- QIRS1303 5"x1.5"セミ ニュマティック ¥9,000
- QIRS1304 6"ポリウレタン 無料オプション
- QIRS1305 6"x1.5"セミ ニュマティック ¥9,000

リア・ホイール(後輪)

設定のために、前部シート高チェック表にチェックを入れてください。

- QIRS1310 12"マグホイール 無料オプション
*介助者用ホイールロックがある場合+5° ~ +60° のティルトは不可
タイヤは、空気入り、エアレスインサート、ローポリー選択時のみ可*
- QIRS1311 16"マグホイール 無料オプション
空気入り、エアレスインサートのタイヤ選択時のみ可
- QIRS1312 20"マグホイール 無料オプション
- QIRS1313 22"マグホイール 無料オプション

リア・タイヤ(後輪)

- QIRS1318 ニュマティック(空気入り) 無料オプション
- QIRS1319 エアレス インサート(ソリッド) ¥9,000

後輪システム

12",16"ホイール選択時は不可

- QIRS1328 標準 アクスル・プレート 無料オプション

前部シート高チェックシート

		キャスト・サイズ		
		4"セミニュマティック	5x1"ポリー 5x1.5"セミニュマティック	6x1"ポリー 6/1.5"セミニュマティック
後輪サイズ	12"マグホイール	<input type="radio"/> 12.5"(31.8cm)	<input type="radio"/> 13.5"(34.3cm) <input type="radio"/> 16.5"(41.9cm) <input type="radio"/> 17.0"(43.2cm) <input type="radio"/> 17.5"(44.5cm)	<input type="radio"/> 16.0"(40.6cm) <input type="radio"/> 16.5"(41.9cm) <input type="radio"/> 17.0"(43.2cm)
	12"ローポリーホイール		<input type="radio"/> 16.0"(40.6cm) <input type="radio"/> 16.5"(41.9cm) <input type="radio"/> 17.0"(43.2cm) <input type="radio"/> 17.5"(44.5cm)	<input type="radio"/> 16.0"(40.6cm) <input type="radio"/> 16.5"(41.9cm) <input type="radio"/> 17.0"(43.2cm)
	16"マグホイール		<input type="radio"/> 13.5"(34.3cm) <input type="radio"/> 14.0"(35.6cm) <input type="radio"/> 14.5"(36.8cm) <input type="radio"/> 15.0"(38.1cm) <input type="radio"/> 18.0"(45.7cm) <input type="radio"/> 18.5"(47.0cm)	<input type="radio"/> 14.5"(36.8cm) <input type="radio"/> 15.0"(38.1cm) <input type="radio"/> 18.5"(47.0cm) <input type="radio"/> 19.0"(48.3cm)
	20"マグホイール		<input type="radio"/> 16.5"(41.9cm) <input type="radio"/> 17.0"(43.2cm) <input type="radio"/> 17.5"(44.5cm)	<input type="radio"/> 16.0"(40.6cm) <input type="radio"/> 16.5"(41.9cm) <input type="radio"/> 17.0"(43.2cm)
	22"マグホイール		<input type="radio"/> 17.0"(43.2cm) <input type="radio"/> 17.5"(44.5cm) <input type="radio"/> 18.0"(45.7cm) <input type="radio"/> 18.5"(47.0cm)	<input type="radio"/> 17.0"(43.2cm) <input type="radio"/> 17.5"(44.5cm) <input type="radio"/> 18.0"(45.7cm)
		QIRS1407	QIRS1410-30	QIRS1433-49

オプション

ハブブレーキ

12",16"ホイール専用

- QIRS1501 12"ホイール用ハブロック ¥11,000
- QIRS1502 16"ホイール用ハブロック ¥11,000

ホイールロック(ブレーキ)

- QIRS1601 ハイ マウント プッシュ 無料オプション
- QIRS1602 介助者用フットロック ¥9,000
*延長ハンドルとの併用は不可
バッテリーボックス用トレイは併用不可*

延長ハンドル

- QIRS1701 延長ハンドル ¥7,000
介助者用ホイールロックとは選択不可

転倒防止ホイール

- QIRS1801 転倒防止ホイール ¥14,000

アクセサリ

その他アクセサリ

- QIRS1905 酸素ボンベホルダー ¥16,000
*高さ調整式バックレストとは選択不可
リクライニングバックレストやトランジットオプション選択時は不可*
- QIRS1906 点滴用ボール ¥29,000
トランジットオプション選択時は不可

車いす用トレイテーブル

アームレスト選択時のみ可

- QIRS2201 S (13"~14"幅用) ¥26,000
- QIRS2202 M (15"~17"幅用) ¥26,000
- QIRS2203 L (18"~20"幅用) ¥26,000
- QIRS2204 XL (21"~22"幅用) ¥26,000
- Canopy (Sunshade) 10"-14" Width 日よけ 25cm - 35cm幅用 ¥41,250
- Canopy (Sunshade) 15"-20" Width 日よけ 38cm - 50cm幅用 ¥41,250