



Quickie M6™
2019年3月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1 TEL : 0480-31-6480 FAX:0480-31-6481

発注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日 受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 PO# _____
 代理店名: _____ 様 担当者: _____ 様 **顧客情報**
 担当者電話番号 or Email: _____
 住所: _____ 顧客名(漢字) _____ 様
 電話番号: _____ () 顧客名(アルファベット) Mr. / Ms. _____
 身長 _____ cm 体重 _____ kg
 障がい名(任意) _____
 障がいレベル(任意) _____
送付先情報 ※上記と異なる場合のみご記入ください
 送付先住所: _____
 送付先電話番号: _____ ()

✓ Option #	Definition	Price	✓ Option #	Definition	Price
オプション	オプション名	価格	オプション	オプション名	価格

1. FRAME

ベースモデル		
o 115WM21	Quickie M6	¥ 350,000

2. SIZE / SEATING

フレーム幅		
o 115W13	22"	¥ 75,000
o 115W14	24"	¥ 75,000
o 115W15	26"	¥ 82,500
o 115W16	28"	¥ 82,500
o 115W17	30"	¥ 82,500

シート高さ		
□ 115HT65	17" (低床用フォーク, 低床用アクスルプレート, 5"キャストのみ可)	¥ 45,000
o 115HT11	18.5" 5"キャストのみ可	NC
o 115HT14	20"	NC

フレーム奥行き		
o 115FL9	レギュラー (18"-19" depth)	NC
o 115FL18	ロング (18"-22" depth)	NC

クッション		
o 115CU31	2" クッション	¥ 18,000

シート奥行き		
o 115SD11	18"	NC
o 115SD12	19"	NC
o 115SD13	20" (ロングフレームのみ可)	¥ 82,500
o 115SD14	21" (ロングフレームのみ可)	¥ 82,500
o 115SD33	22" (ロングフレームのみ可)	¥ 135,000

3. CASTERS

キャスター		
o 115CW6	5" ソフトローラー	¥ 12,750
□ 115CW36	8" x 2" 空気入り	¥ 21,750
o 115CW37	8" x 2" エアレスインサート	¥ 33,750

シート高さ表		
キャスター	前座高 / 後座高	
5"	17" (低床用フォーク&アクスルプレート)	
5"	18.5"	
8"	20"	

4. REAR WHEELS

リアホイール		
o 115RW2	24" スポークホイール	NC

ハンドリム		
o 115HR1	アルミニウムアノダイズド	NC
o 115HR4	プラスチックコーティング	¥ 15,000
o 115HR7	ハンドリムなし	NC

リアホイールタイヤ		
□ 115RT1	空気入りタイヤ	NC
□ 115RT2	エアレスインサートタイヤ	¥ 12,750

調整式アクスルプレート		
o 115AL2	標準 (シート高 18.5", 20" 用)	NC
o 115AL28	低床 (シート高 17" 用)	NC

アクスル		
o 115AX1	クイックリリース	NC

a	Option #	HCPCS	Definition	Price	a	Option #	HCPCS	Definition	Price	
5. ホイールロック										
ホイールロック					延長ハンドル					
o	115WL1		ハイマウント ブッシュ	NC	o	115EH1	E0961	6" 延長ハンドル (1組)	¥11,250	
o	115WL12		ホイールロック取付なし	NC						
o	115WL10		ホイールロックなし	NC						
6. ハンガーおよびフットレスト										
フットレストハンガー					延長チューブ					
o	115H1		60° スイングアウェイ式	NC	o	115E1		ショート (13"-15.5")	NC	
□	115H146		70° ヘビーデューティー 脱着式 5"キャストと成人用角度調整式アルミ の組み合わせのみ可。延長チューブなし	¥14,250	o	115E2		ミディアム (15.5"-18")	NC	
□	115H132		80° ヘビーデューティー 脱着式 5"キャストと成人用角度調整式アルミ の組み合わせのみ可。延長チューブなし	¥14,250	o	115E5		ロング (18"-20.5") 5"キャスト不可	NC	
o	115H41		エレベーター式 アルミニウムフットプレートのみ可	¥89,250						
下腿長調整域参考表										
		ハンガー		延長チューブ		フットプレート				
						コンボジット		角度調整式アルミ		アルミニウム
		60°		ショート		11.50" - 13.25"		11.75" - 14.00"		11.25" - 13.50"
				ミディアム		13.75" - 16.00"		14.00" - 16.25"		13.50" - 14.00"
				ロング		16.00" - 16.50"		16.00" - 17.75"		NA
		70°		No Ext Tube		NA		9.75" - 13.50"		NA
		80°		No Ext Tube		NA		10.75" - 14.75"		NA
		ELR		ショート		NA		NA		13.00" - 17.00"
				ミディアム		NA		NA		14.25" - 17.00"
すべて±0.25"の誤差があります。最大の長さはシート先端からフットプレートまでの長さであり、フットプレートの厚みは含まれておりません。エレベーターは70°ヘビーデューティーを参考に表示しています。										
7. バックレスト										
バックレスト					初期バックレスト高さ					
□	115BT34		高さ調整式ブッシュハンドル (16-3/4" to 20-1/8")	NC	o	115B91		16-3/4"	NC	
					o	115B96		17-7/8"	NC	
					o	115B39		19"	NC	
					o	115B98		20-1/8"	NC	
8. アームレスト										
アームレスト										
o	115AA33		高さ調整式 - デスク 10"	¥36,750						
o	115AA34		高さ調整式 - フル 14"	¥36,750						
9. オプション & アクセサリー										
後方転倒防止ホイール					ポジショニングベルト					
o	115AT1		後方転倒防止ホイール	¥22,500	o	115A12		航空機バックベルト幅 2"	¥16,500	
o	115AT3		転倒防止ホイールなし	NC	o	115A13		パッド付航空機バックベルト幅 2"	¥18,000	
その他オプション					o	115A142		押しボタンバックベルト幅 1.5"	¥10,500	
o	115A83		ツールキット	¥6,750						
10. COLOR										
標準フレームカラー					マットフレームカラー					
o	115C140		アズテックゴールド	NC	o	115C116		マットブラック	NC	
o	115C2		ブラック (ゼブラ選択不可)	NC	o	115C151		マットブラックチェリー	NC	
o	115C141		ブラックチェリー	NC	o	115C150		マットエレクトリックブルー	NC	
o	115C10		ブラックオパール	NC	o	115C149		マットエバーグリーン	NC	
o	115C38		ブルーオパール	NC	o	115C152		マットパープル	NC	
o	115C36		キャンディブルー	NC						
o	115C14		キャンディパープル	NC	カスタムフレームカラー					
o	115C35		キャンディレッド	NC	o	115C112		カモフラージュ・デザート	¥59,250	
o	115C142		エレクトリックブルー	NC	o	115C43		カモフラージュ・モッシーオーク	¥59,250	
o	115C143		エバーグリーン	NC	o	115C42		スターズ&ストライプ	¥59,250	
o	115C126		グロウ	NC	□	115C108		ゼブラ (ベースカラー要選択) 無記名 の場合、ホホワイト。ブラック、マットブラック、 ラックカラー、チタンカラーベントは不可)	¥59,250	
o	115C144		グリーンアップル	NC						
o	115C147		ホットスパークルピンク	NC						
o	115C148		モーヴピンク	NC						
o	115C103		ルートピア	NC						
o	115C114		スパークルシルバー	NC						
o	115C145		サンライズオレンジ	NC						
o	115C113		チタンカラーベイント	NC						
o	115C8		イエロー	NC						

