

RGK

elite

エリート



NEWエアテックスポーツ
背布&座布



NEWボーンズレス
キャスターホイールベアリング



一体型デフレスバー



転倒防止機能付き

elite



仕様

シート幅:

250~500 mm

シート奥行:

250~500 mm

フロントシート高さ:

360~630 mm

リアシート高さ:

360~630 mm

バックレスト高さ:

150~450 mm

バックレスト角度:

-10~+20°

キャンバー角:

16°、18°、20°、22°

耐荷重:

125 kg

製品重量:

9.5~12.5 kg

基本価格:

580,000円

カウントダウンが始まった。チームは1点差で負けている。
時が刻一刻と過ぎて行く…

コーチがコートインの指示を出す。来る日も来る日も練習に打ち込んできた。その成果を出す時が来た。厳しい練習を積んできたぶん、勝利に近づく。エリートに座れば、動きは自由自在。観衆の声援が聞こえる中、胸の中にある想いはただ1つ。力強いシュート、問題なし。

一体型キャンバー及びフットレスト、オフンスバンパー、転倒防止機能。これらを装備することで、エリートは試合に最適なプロフェッショナルな車いすとしての役割を果たします。スピードと苦戦を強いられても、エリートに座れば怖いものではありません。相手の失点を、あなたの勝利につなげてください。

特徴

- ・7020アルミフレーム
- ・ヘビーデューティー仕様のフレームも利用可能
- ・一体型キャンバー
- ・一体型フットレスト
- ・オフンスバンパー
- ・転倒防止機能
- ・通気性に優れたエアータック
スポーツ背布および座布
- ・サポートとポジショニングの
向上を実現する、調節可能な
テンションストラップ

