

RGK

# grand slam

グランドスラム



一体型キャンバーバーにより  
実現された高い剛性



調節可能なマルチニュー  
サポートシステム



最大限の強度を実現する  
一体型の転倒防止



継ぎ目の無いサイドガードが  
側面をしっかりサポート



# grand slam

グランドスラム



## 仕様

シート幅：  
250～500 mm

シート奥行：  
250～500 mm

フロントシート高さ：  
360～630 mm

リアシート高さ：  
360～630 mm

バックレスト高さ：  
150～450 mm

バックレスト角度：  
-10～+10°

キャンバー角：  
16°、18°、20°、22°

耐荷重：  
125 kg

製品重量：  
9.5～12.5 kg

基本価格：  
580,000円

## 優勝を賭けたマッチポイント。

オプションの脛ガードサポートを備えた特注設計のグランドスラムで試合に臨めば、どんなに力強いリターンにも素早く反応できます。グランドスラムは、あなたに完璧にフィットし、トレーニングの成果を十分に発揮できることを約束します。

全てはあなたのために。後は直感に従うだけ。

得点はあなたのものです。いざ、完全勝利へ。

## 特徴

- ・7020アルミフレーム
- ・一体型キャンバーバー
- ・一体型フットレスト
- ・転倒防止機能
- ・溶接サイドガード

