

**RGK**

**OCTANEFX**





移動に最適なオクターンFX。安定性と剛性をそのまま保ちながら、ブリーケースのような形に簡単に折りたためます。小さいスペースにもピッタリフィット！

軽量さ : ① ② ③ ④ ○  
剛性 : ① ② ③ ○ ○  
オプション : ① ② ③ ④ ○




オーダーメイド



グレード9のチタン製フレーム



耐荷重110kg



フリクションの少ない  
適切なアライメント



オクターンFX  
ベース価格 790,000円～

## 主な特徴

- 新型Q-ロック折りたたみ式
- 防食フレーム
- 自然に衝撃を吸収するスムーズな乗り心地
- 直径32mmのフレームチューブ
- 底床キャスターフォーク
- 通気性に優れたエアテック背布
- 溶接式キャスターアーム

