



**RGK**

# TIGA *fx*

ティガFX




カラーコーディネートされたアクセント  
キャップ付きの鍛造キャストアーム



カーボンファイバーカバーのオプションを  
備えた一体型フットレスト



Q-Lockフロントフレーム  
折りたたみシステム



エアータックストラップ  
調節可能な背布

# TIGAF X

ティガFX



## 【仕様】

シート幅：  
250～460 mm

シート奥行：  
250～460 mm

フロントシート高さ：  
480～550 mm

リアシート高さ：  
360～550 mm

バックレスト高さ：  
150～400 mm

バックレスト角度：  
-7～+7°

キャンバー角：  
0、1、2、3、5°

耐荷重：  
125 kg

製品重量：  
8.5～11.5 kg

基本価格：  
585,000円

## ～ 移動が多いあなたに～

### あなたの日常と旅行ニーズにパーフェクトに応えるカスタムチェア

飛行機？小型自動車？問題ありません！  
ティガFXは、狭いスペースに収納するのに最適なブリーフケース形状に折りたたむことができるので、飛行機内の頭上棚や小型自動車の荷室にも楽に入ります。

当社独自のQ-Lockシステムにより、強度を損なうことなく、折りたたみ式車いすのあらゆるメリットが活かされています。

シンプルで、スッキリとした無駄のないQ-Lockシステムは、あなたの全ての移動ニーズに応えてくれることでしょう。

ティガFXのフレームはあなたのためだけに作られます。  
あなたの体格、ニーズ、好みを余す所無くカスタマイズできるのです。

## 特徴

- ・7020アルミフレーム
- ・Q-Lock折りたたみ式フレーム  
およびバックレスト
- ・鍛造設計のキャスターアーム
- ・エアテック背布
- ・および座布システム
- ・アノダイズド（アルマイト）  
処理によるアクセントカラー  
を選択可能

