



クラブスポーツ CLUB SPORT

受注日付：
サンライズメディカルジャパン株式会社

ご注文受付番号：
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
TEL：0480-31-6480 order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

発注年月日： _____ 御社名： _____ ご担当者： _____

住所： _____ 電話番号： _____

| | | | |
|----------------------|----------|----|----------|
| 1-サー氏名（漢字） | _____ | | |
| よみがな（ローマ字） Mr. / Ms. | _____ | | |
| 身長 | _____ cm | 体重 | _____ kg |
| 障がい名（任意） | _____ | | |
| 障がいレベル（任意） | _____ | | |

ご担当者Tel または Email： _____

送付先情報 ※上記と異なる場合のみ

送付先名： _____

送付先住所： _____

送付先電話番号： _____

製品情報： Club Sport (クラブスポーツ)

商品特徴

- クロームモリスチールフレーム
- 調整可能
- 耐荷重 125KG
- 重量10-13kg
- マルチスポーツ



Serial Number シリアルナンバー: _____

Manufacturing Date 製造日: ____/____/20____

- Base product
ベース商品
- Standard configuration
標準仕様

- Mandatory information
表示義務情報
- Option with no extra cost
無料オプション

- Information required for option
オプションに必要な情報
- Option with extra cost
有料オプション

SQCXZ010 CLUB SPORT
¥ 320,000 クラブ スポーツ





Maximum user weight 125kg
耐荷重 125kg

Standard Specification Includes 標準仕様に含まれるオプション:

- Basketball/tennis(option 3 only)
バスケットボール又はテニス(オプション3のみ)
- Aluminium screw on sideguards
アルミニウムネジ使用サイドガード
- Adjustable position footrest
調整式フットレスト
- Adjustable centre of gravity (18 degree)
重心位置調整 (18度)
- Removable single sport anti-tip
着脱式転倒防止シングル スポーツ
- Adjustable height backrest 250~300mm (25mm increment)
高さ調整式バックサポート250~300mm(25mm刻み)
- Cross laced wire spoke wheels
クロスレース ワイヤースポーク ホイール
- Aluminium hard anodised hand rim & kenda tyre
アルミニウム アノダイズド ハンドリム+ケンダタイヤ
- 72mm castor wheels with extruded forks
72mmキャスターホイール 押出形成フォーク付き
- Adjustable seat and backrest upholstery (black)*
調整式シート&背布(黒)*
- 5cm medium density foam cushion (*option 4)
5cmミディアムフォームクッション(*オプション4)
- Calf strap & foot strap
カーフス(ふくらはぎ)トラップ&フットストラップ

Key Product Measurements メインフレーム寸法

Frame Option (Choose one) フレームオプション(1つ選択)

| <input type="checkbox"/> XY520 Option 1 Junior Size オプション1 ジュニアサイズ | <input type="checkbox"/> XY530 Option 2 オプション2 | <input type="checkbox"/> XY540 Option 3 オプション3 | <input type="checkbox"/> XY550 Option 4 Maxheight オプション4 高さ最大 |
|--|---|---|--|
| Sport スポーツ | Sport スポーツ | Sport スポーツ | Sport スポーツ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Basketball バスケットボール (with wing) (ウイング付き) | <input checked="" type="checkbox"/> Basketball バスケットボール (with wing) (ウイング付き) | <input type="checkbox"/> Basketball (with wing) (ウイング付き) <input type="checkbox"/> Tennis (without wing) (ウイング無) バスケットボール ウイング付き テニス ウイング無 | <input checked="" type="checkbox"/> Basketball バスケットボール (with wing) (ウイング付き) |
| Frame height (mm) 座面高(mm) | Frame height (mm) 座面高(mm) | Frame height (mm) 座面高(mm) | Frame height (mm) 座面高(mm) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Front frame height: 480 前座高 | <input checked="" type="checkbox"/> Front frame height: 500 前座高 | <input checked="" type="checkbox"/> Front frame height: 500 前座高 | <input checked="" type="checkbox"/> Front frame height: 530 前座高 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rear frame height: 420 後座高 | <input checked="" type="checkbox"/> Rear frame height: 400 後座高 | <input checked="" type="checkbox"/> Rear frame height: 440 後座高 | <input checked="" type="checkbox"/> Rear frame height: 530 後座高 |
|  |  |  |  |
| Wheel size 後輪サイズ | Wheel size 後輪サイズ | Wheel size 後輪サイズ | Wheel size 後輪サイズ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY415 XY420 XY430 | <input checked="" type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY420 XY430 | <input checked="" type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY420 XY430 | <input checked="" type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/> 700c XY440 XY450 |
| SW (inside of sides) (mm) 座幅(側面内側) | SW (inside of sides) (mm) 座幅(側面内側) | SW (inside of sides) (mm) 座幅(側面内側) | SW (inside of sides) (mm) 座幅(側面内側) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 370 | <input checked="" type="checkbox"/> 370 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 440 | <input checked="" type="checkbox"/> 370 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 440 | <input checked="" type="checkbox"/> 370 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 440 |
| Seat length (mm) 奥行き(mm) | Seat length (mm) 奥行き(mm) | Seat length (mm) 奥行き(mm) | Seat length (mm) 奥行き(mm) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 360 | <input checked="" type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 430 | <input checked="" type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 430 | <input checked="" type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 430 |
| Frame length (mm) フレーム長(mm) | Frame length (mm) フレーム長(mm) | Frame length (mm) フレーム長(mm) | Frame length (mm) フレーム長(mm) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 520 | <input checked="" type="checkbox"/> 580 | <input checked="" type="checkbox"/> 580 | <input checked="" type="checkbox"/> 580 <input checked="" type="checkbox"/> 630 (SW座幅 = 370/400) SW座幅 = 440 |

OPTIONS オプション

Finish Options 仕上げ加工

Accessories アクセサリー

- XN010 Powder coated frame
パウダーコート仕上げ フレーム
- コード記入
Specify Code
- XN150 Powder coated components (Black)
パウダーコート仕上げ 部品 (黒)

- XS020 Sport ratchet strap (click strap) (not fitted)
¥8,900 スポーツ ラチェットベスト(クリックストラップ) (未取付)
- XS010 100mm velcro adjustable strap
¥5,000 100mm ベルクロ調整式ストラップ
- XS080 50mm buckle strap
¥3,400 50mm バックルストラップ
- XK080 Spinergy SLX 24 spoke (Wheel upgrade)
¥60,000 スピナジー-SLX 24本スポーク (後輪アップグレード)
- XP170 Individual backrest embroidery (provide .jpeg file&position.)
¥10,000 オリジナル刺繍 (.jpegファイルと刺繍位置をご提供下さい)