

zippie®

SALSA mini

サルサ M<sup>2</sup> ミニ



※クッションバックサポートは使用例です。



世界最小幅の  
電動チルト型  
中輪駆動車いす  
誕生！

屋内の操縦性も  
屋外の機動性も  
妥協のない1台！

コンパクト！

52cm！

日本の住宅環境に適したサイズ。  
重量112kg（最小構成時）なので  
ホームエレベーターにもラクラク乗れます。



中輪駆動だからできる  
優れた回転能力！

中輪駆動の特性を生かし、  
狭い場所でもその場で  
方向転換ができます。

52cm

# SALSA M<sup>2</sup> ミニ

## サルサ M<sup>2</sup> ミニ



### アクティブ!

スーパーマーケットの細い通路も  
混雑している道もスイスイ。  
すべてのシート幅サイズで  
駅の自動改札も通れます。



### 快適かつ機能的!

小さなボディに様々な  
電動ポジショニング機能の  
搭載が可能!

4色のシュラウドカラー



### サルサ M<sup>2</sup> ミニ 仕様

耐荷重:	75kg	重量:	97kg~128kg(仕様により異なります)
シート幅:	30~40cm	シート奥行き:	30~40cm
前座高:	40cm~	全幅:	52cm
全長:	112cm	速度:	3.2km/h または6.4km/h
前後キャスター:	7"ソリッドキャスター(18cm)	ホイール:	12.5"(32cm)空気入りタイヤ
バッテリー:	36A	走行距離:	23km (ISO 7176-4)
最低地上高:	6.5cm (地面からバッテリーボックスまでの高さ)	カラー:	レッド、ブルー、ホワイト、マットブラック

**ACCESS**  
international

株式会社  
アクセスインターナショナル

URL : <http://www.accessint.co.jp>  
E-Mail : [info@accessint.co.jp](mailto:info@accessint.co.jp)

- 東京本社 : 〒123-0871 東京都足立区樺1-1-12  
Tel: 03-5856-9611 Fax: 03-5856-9622
- 大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11  
Tel: 072-223-1152 Fax: 072-223-1154

販売店